

DACLON NYLON

Type	Monofilament
Samenstelling	Extrusie uit polyamide 6.0 of 6.6
Coating	Geen
Kleur	Blauw Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel. De substantie van de draad vermindert ongeveer 10% per jaar door de afbraak van chemische verbindingen (hydrolyse).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

DACLON

NYLON

EIGENSCHAPPEN

Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar

Synthetisch

Monofilament met een microscopisch
gelijkmatige diameter

Buigzaamheid en soepelheid

Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Excellent and extended tissue support

Minimale weefselreactie

Soepele weefsel passage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Goede hanteerbaarheid
Gemakkelijk te knopen
Goede knoopveiligheid

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

Indicatie Hechting van weke delen
en/of ligature

Daclon Blauw
vooral Sluiten van de huid
Algemene heekunde
Plastische chirurgie
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie
Orthopedie

Daclon Zwart
vooral Plastische chirurgie
Oogheekkundige chirurgie