

# SUPRAMID

BLACK

SUPRAMID  
BLACK

<b>Type</b>	Gedraaid en gecoat multifilament
<b>Samenstelling</b>	Polyamide 6.6 in een polyamide schede 6.0
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Weefselreactie</b>	Minimaal
<b>Resorptie</b>	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
<b>Presentatie</b>	Doos met 12 hechtingen

**smi**  
[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SUPRAMID

BLACK

## EIGENSCHAPPEN

Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar

Synthetisch

Gedraaide draadopbouw

Cilindrisch gecoat multifilament

Buigzaamheid en soepelheid

Hermetisch gesloten verpakking

**Indicatie** Hechting van weke delen  
en/of ligature  
vooral Sluiten van de huid

## VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Minimale weefselreactie

Voortreffelijke hanteerbaarheid

Grote flexibiliteit

Grote treksterkte

Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma

Goede knoop-glij eigenschappen

Beperkte capillaire werking

Goede hanteerbaarheid

Gemakkelijk te knopen

Goede knoopveiligheid

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd