

smi

MATERIALES DE SUTURA

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SMI: Suturas quirúrgicas de la más alta calidad

SMI AG fue fundada en 1987 - la primera empresa Belga con fabricación de suturas quirúrgicas - desde entonces ha tenido un gran desarrollo en el mercado. Hoy en día, **SMI** es reconocido como un proveedor mundial de suturas quirúrgicas de Calidad y dispositivos médicos.

La empresa está situada en St. Vith en el Este de Bélgica, cerca del punto donde se encuentran las fronteras de Bélgica, Alemania y Luxemburgo.

☒ *ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD*

SMI cumple con los estándares internacionales de calidad, como la norma ISO 13485. Todas sus materias primas y productos terminados son sometidos a estrictos controles de Calidad por un equipo altamente calificado.

SMI está comprometido a satisfacer las necesidades del cliente, garantizando productos de alta calidad y en ofrecer un excelente servicio basado en la fiabilidad y la rápida entrega a sus pedidos.

☒ *RECONOCIMIENTO A NIVEL MUNDIAL*

SMI exporta a 120 diferentes países alrededor del mundo. Por dicho desempeño, **SMI** recibió el „Premio Real a la Exportación 2000“ de la Cámara de Comercio Exterior de Bélgica.

☒ *CATÁLOGO*

Dicho catálogo, contiene el portafolio completo de productos de **SMI**. Detallando cada una de las presentaciones que se encuentran en nuestro stock. Fabricamos y suministramos solicitudes especiales según las necesidades de nuestros clientes. Ya que nos esforzamos constantemente en aumentar la gama de productos basados en la evolución y necesidades del mercado.

SMI pone a disposición todos los calibres de hilo de USP desde 12/0 a 6, que permite a los cirujanos facilitar sus procedimientos en todas las especialidades quirúrgicas, incluyendo Cardiología y Oftalmología.

Desde muchos años los productos **SMI** son reconocidos por los mejores cirujanos de todo el mundo.


No todos los productos están registrados y aprobados para su venta en todos los países o regiones. Póngase en contacto con el representante de su país para obtener información sobre la disponibilidad de los productos.

Las versiones impresas o las copias guardadas localmente del material informativo del producto pueden no estar actualizadas. Consulte nuestro sitio web para obtener información actualizada sobre nuestros productos.

Para obtener información completa sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y reacciones adversas, consulte el prospecto completo.

Copyright © 2024 SMI AG. Todos los derechos reservados





1 20 01 15 2 P

El material de sutura

- 1 CATGUT Simple
- 2 CATGUT Cromico
- 4 SUPRAMID
- 5 POLIPROPILENO
- 7 POLYESTER
- 8 SEDA
- 9 DACLON Nylon
- 10 ACERO Monofilamento
- 11 SURGICRYL® PGA Acido poliglicolico
- 13 SURGICRYL® Monofilamento Polidioxanona
- 14 SURGICRYL® Rapid Acido poliglicolico
- 15 SURGICRYL® 910 Poliglatina
- 16 SURGICRYL® Monofast Poliglecaprone
- 21 PTFE Politetrafluoroetileno

Tamaño del hilo

Métrica EP

Tipo de aguja

- 03 5/8 círculo • cuerpo redondo • punta ahusada FR
- 01 1/2 círculo • cuerpo redondo • punta ahusada HR
- 09 1/2 círculo • cuerpo redondo • punta ahusada • lazo HR
- 02 3/8 círculo • cuerpo redondo • punta ahusada DR
- 35 3/8 círculo • micro aguja • cuerpo redondo • punta ahusada MDR
- 07 1/4 círculo • cuerpo redondo • punta ahusada VR
- 20 derecho • cuerpo redondo • punta ahusada GR
- 30 J-aguja • cuerpo redondo • punta ahusada JR
- 05 1/2 círculo • cuerpo redondo • punta tapercut HRT
- 04 3/8 círculo • cuerpo redondo • punta tapercut DRT
- 31 J-aguja • cuerpo redondo • punta tapercut JRT
- 26 3/8 círculo • punto de corte suave • coronario CC
- 27 derecho • punto de corte suave • coronario GC
- 14 1/2 círculo • reverso cortante HS
- 15 3/8 círculo • reverso cortante DS
- 16 1/2 círculo • corte convencional NH
- 17 3/8 círculo • corte convencional NS
- 21 derecho • corte convencional GS
- 22 1/2 círculo • corte lateral espatulada HSP
- 23 3/8 círculo • corte lateral espatulada DSP
- 24 1/4 círculo • corte lateral espatulada VSP
- 25 derecho • corte lateral espatulada GSP
- 18 1/2 círculo • cuerpo redondo • aguja roma HRB
- 19 3/8 círculo • cuerpo redondo • aguja roma DRB
- 00 sin aguja

Longitud de la aguja

mm

doble aguja

- U material de sutura incoloro
- P aguja Easy Pass
- VB aguja color negro

Las agujas quirúrgicas de SMI se fabrican con altos estándares Calidad. Hechas de acero inoxidable, para lograr un rendimiento excepcional. Combinando una alta ductilidad y alta resistencia. Ya que cuenta con un recubrimiento avanzado de silicon. Que garantiza una penetración suave y reduce el trauma. La forma del cuerpo de la aguja está diseñada con el fin de maximizar la estabilidad en el soporte de la aguja.

5/8 círculo



1/2 círculo

3/8 de círculo

1/4 círculo


J-aguja

aguja recta




PUNTA AHUSADA

Reducción gradual del cuerpo redondo de la aguja.




PUNTA TAPERCUT

Balance, entre una aguja punta cortante y a una aguja de cuerpo redondo.




PUNTA REVERSO CORTANTE

Un cuerpo triangular ofrece un tercer filo de la curvatura externa.




AGUJA EASY PASS

Punto de precisión con el afilado adicional.




PUNTA ESPATULADA

Aguja con filos de corte en los dos lados.




CORTE PUNTA SUAVE - PARA CIRUGIAS CORONARIAS

Una punta diminuta seguido de un cuerpo redondo y un cuerpo principal rectangular para una mejor penetración en la cirugía cardiovascular.



PUNTA CORTE CONVENCIONAL

Un cuerpo triangular ofrece un tercer filo de la curvatura cóncava interior.




AGUJA ROMA

Aguja con cuerpo cilíndrico con punta redonda. Para tejidos blandos como en el hígado y los riñones. Reducción del riesgo de lesiones por pinchazo de aguja.

- ✓ *Punta fuerte*
- ✓ *Fácil paso*
- ✓ *Cada paso a través del tejido se siente como la primera pasada*

La aguja de Fácil penetración combina 3 tecnologías avanzadas en una aguja de precisión:



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Punto de precisión con el afilado adicional
- ✓ Nueva generación de acero inoxidable
- ✓ Tecnología avanzada de recubrimiento de la aguja
Revestimiento de silicona sobre toda la aguja quirúrgica

BENEFICIOS

Excelente penetración para reducir el trauma del paciente y para mantener la integridad del tejido
Previsible y óptima penetración
Nitidez de larga duración a través de una multiplicidad de pasadas


Pase significativamente más agudo después de pase
Mejor flexión y resistencia a la rotura
Combinación óptima de resistencia y ductibilidad

Superficie extremadamente lisa
Mejor penetración, control y paso de la aguja
Mantiene el filo de la aguja de principio a fin a través de múltiples pases


INDICACIONES

Cirugía plástica y estética

Penetración para un desempeño mejorado de un 40% - 50% en comparación con las agujas de corte estándar.



SUTURAS ABSORBIBLES



SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


SUTURAS NO ABSORBIBLES




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK




SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK




PTFE
WHITE

Las suturas en sobres de papel de aluminio

absorbible

-  SURGICRYL® 910 Poliglátina
-  SURGICRYL® PGA Ácido poliglicólico
-  SURGICRYL® Rapid Ácido poliglicólico
-  SURGICRYL® Monofast Poliglecaptoprone
-  SURGICRYL® Monofilamento Polidioxanona
-  CATGUT Simple
-  CATGUT Cromico

La pérdida de la fuerza tensil con el tiempo:



no absorbible

-  POLIPROPILENO
-  DACLON Nylon
-  PTFE Politetrafluoroetileno
-  SUPRAMID Poliamida
-  SEDA Trenzada
-  POLYESTER
-  ACERO Monofilamento

Cirugía oftálmica

absorbible

-  SURGICRYL® PGA Ácido poliglicólico
-  SURGICRYL® 910 Poliglátina
-  SURGICRYL® Rapid Ácido poliglicólico

no absorbible

-  SEDA Trenzada
-  DACLON Nylon
-  POLYESTER
-  POLIPROPILENO

Productos especializados

Grapadora para piel y removedor de grapas
 Extractor de biopsias
 Estante de sutura quirúrgica
 Malla de polipropileno
 Marcador para piel
 Pilomat - triturador de tabletas y el divisor
 Cuchillas y mangos de bisturí quirúrgico

SMI esponja - Hemostático absorbible
 de esponja de gelatina
 SMI CEL
 Cera para hueso
 Kit para de cuello uterino
 Banda de Bühner
 Las agujas quirúrgicas

Las suturas en envases de cassette

absorbible

-  SURGICRYL® PGA Ácido poliglicólico
-  SURGICRYL® PGA Plus Ácido poliglicólico
-  SURGICRYL® Monofilamento Polidioxanona
-  SURGICRYL® Monofast Poliglecaptoprone
-  CATGUT Simple
-  CATGUT Cromico


no absorbible

-  SEDA Trenzada negro
-  SUPRAMID Poliamida blanco
-  SUPRAMID Poliamida negro
-  LINAFILE Natural
-  VITAFIL Poliéster blanco
-  DERMAFILE Poliéster verde
-  DACLON Nylon
-  ACERO Monofilamento


SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Tipo	Recubierta trenzada y multifilamento
Composición	Poliglactina 910, copolimero compuesto de 90% glicólico y 10% lactido
Recubierta	Poli – glicólico – lactido y estearato de calcio (<1%)
Color	Violeta
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 56-70 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 21 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be



CARACTERÍSTICAS

- ☒ Alta fuerza tensil
- ☒ Sutura sintética
- ☒ Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- ☒ Estructura trenzada
- ☒ Cubierta multifilamento
- ☒ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Rango predecible de absorción
- Excelentes propiedades de manipulación
- Alta flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente seguridad al anudado
- Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
- Buen anudado / ajustabilidad
- Acción capilar reducido
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar
especialmente en Cirugía general
Cierre de la piel
Cirugía gastrointestinal
Cirugía plástica
Cirugía oftálmica
Ginecología
Obstetricia
Ortopedia
Urología


CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía

Esta contra indicada para el uso
de heridas que requieran largos
soportes, ya que es una sutura
absorbible.

Precaución en pacientes que
presentan deficiencia en el sistema
inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN





Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2



Without needle

Ligapack



Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
HR 45 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
HR 48 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500160
HR 65 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
HR 80 mm		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180
		5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180



Round bodied taper point double armed

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 45 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 15350945
	 HR 65 mm	5	2	240 cm	<i>violet</i> 15500965

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
5/8 circle	FR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200326
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DR 9 mm 	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	15040209
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	15050209
	DR 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100217
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200217
	DR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150222
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
			2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201516



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201516UP
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	15101519
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519
		2	3/0	75 cm	violet	15201519
		3	2/0	75 cm	violet	15301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	15151519UP
		2	3/0	50 cm	undyed	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	violet	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15151524
		2	3/0	75 cm	violet	15201524
		3	2/0	75 cm	violet	15301524
		3.5	0	75 cm	violet	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201526
		3	2/0	75 cm	violet	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	undyed	15201526UP
		3	2/0	75 cm	undyed	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201530
		3	2/0	75 cm	violet	15301530
		3	2/0	90 cm	violet	15301530-90
		3.5	0	75 cm	violet	15351530
		3.5	0	90 cm	violet	15351530-90
		4	1	90 cm	violet	15401530-90
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	undyed	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301536
		3.5	0	75 cm	violet	15351536
		4	1	75 cm	violet	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	violet	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	violet	15351540
		4	1	75 cm	violet	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301545

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violet</i> 15701580

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150517
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150526
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 15300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 15400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 15400540
			5	2	90 cm	<i>violet</i> 15500540
	HRT 48 mm		8	6	150 cm	<i>violet</i> 15800548

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200417

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100530-0413
1/2 circle 	HRT 30 mm					

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351840
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
	HRB 45 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

 Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm 150µm 	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i>	M910087

SURGICRYL[®]


PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Recubierta trenzada y multifilamento
Composición	Acido poliglicolico
Recubierta	Policaprolactone y estearato de calcio (1%)
Color	Violeta / Beige - incoloro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 60-90 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 21 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- ✓ Estructura trenzada
- ✓ Cubierta multifilamento
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Excelente soporte del tejido

Mínima reacción tensil

Rango predecible de absorción

Excelentes propiedades de manipulación

Alta flexibilidad

Alta fuerza tensil

Excelente seguridad al anudado

Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido

Buen anudado / ajustabilidad

Acción capilar reducido

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar

especialmente en Cirugía general

Cierre de la piel

Cirugía gastrointestinal

Ginecología

Obstetricia

Cirugía plástica

Urología

Cirugía oftálmica

Ortopedia

CONTRAINDICACIONES


Cirugía cardiovascular

Neurocirugía


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN





Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
2	3/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11200075-10
3	2/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11300075-10
3.5	0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11350075-10
4	1	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11400075-10
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	17 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-17
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
	2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
	3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
	3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
	4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
	5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
	2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
	3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
	3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
	4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
	6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025

Ligapack



 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 11070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 11100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 11070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 11100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300122
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200126
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 11200126U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11300126U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400126



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 30 mm



2	3/0	75 cm	violet	11200130
3	2/0	75 cm	violet	11300130
3	2/0	75 cm	undyed	11300130U
3.5	0	75 cm	violet	11350130
4	1	75 cm	violet	11400130
5	2	75 cm	violet	11500130

HR 36 mm



2	3/0	75 cm	violet	11200136
3	2/0	75 cm	violet	11300136
3.5	0	90 cm	violet	11350136
4	1	90 cm	violet	11400136

HR 40 mm



3	2/0	75 cm	violet	11300140
3.5	0	90 cm	violet	11350140
4	1	75 cm	violet	11400140-75
4	1	90 cm	violet	11400140
5	2	90 cm	violet	11500140

HR 48 mm



3	2/0	75 cm	violet	11300148
3.5	0	90 cm	violet	11350148
4	1	90 cm	violet	11400148
5	2	90 cm	violet	11500148
6	3&4	90 cm	violet	11600148

HR 65 mm



3	2/0	75 cm	violet	11300165
---	-----	-------	--------	----------



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

3/8 circle



DR 17 mm



1.5	4/0	75 cm	violet	11150217
2	3/0	75 cm	violet	11200217

DR 25 mm



4	1	75 cm	violet	11400225
---	---	-------	--------	----------



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

5/8 circle



FR 27 mm



3	2/0	75 cm	violet	11300327
---	-----	-------	--------	----------

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JR 31 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11403031
	JR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11303036
	JR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036
	JR 40 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403040

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle  J-needle 	JR 36 mm FR 27 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

 Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131



Round bodied taper cutting point

Metric


USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
HRT 43 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350543-150
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle




DS 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	11051510
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
DS 12 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP




Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
	DS 26 mm	3	2/0	100 cm	<i>violet</i>	11301526-100
	DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530
	DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
	DS 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201430
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301430
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
	HS 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
	HS 40 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Recubierta trenzada y multifilamento
Composición	Acido poliglicolico
Recubierta	Policaprolactone y estearato de calcio (1%)
Color	Beige - incoloro / Violeta
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 42 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 7 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta resistencia a la tracción inicial
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- ✓ Estructura trenzada
- ✓ Cubierta multifilamento
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Rango de absorción predecible, rápida absorción de masa
- Excelentes propiedades de manipulación
- Alta flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente seguridad al anudado
- Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
- Buen anudado / ajustabilidad
- Acción capilar reducido
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Solo para cierre de tejido blando superficial de la piel y mucosa especialmente en:

- Cirugía plástica
- Obstetricia (episiotomía)
- Ginecología
- Urología (circuncisión)
- Cirugía oftálmica (conjuntiva)
- Cirugía pediátrica


CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Ligadura


Cuando el soporte de la herida se requiere por más de 7 días.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN





Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070113
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
HR 36 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070213

Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number	
5/8 circle							
	FR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150317

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	undyed	14071512
			1	5/0	75 cm	undyed	14101512
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	undyed	14071512P
			1	5/0	50 cm	undyed	14101512P
			1.5	4/0	50 cm	undyed	14151512P
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	undyed	14101516
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151516
			2	3/0	45 cm	undyed	14201516
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	undyed	14101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	undyed	14101519
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151519
			2	3/0	75 cm	undyed	14201519
			3	2/0	75 cm	undyed	14301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	14151519P
			2	3/0	50 cm	undyed	14201519P
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	undyed	14151519VB
			2	3/0	75 cm	undyed	14201519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	undyed	14151524
			2	3/0	75 cm	undyed	14201524
			3	2/0	75 cm	undyed	14301524
	DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	undyed	14301524P

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301526
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351526
	DS 30 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14351530
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301536
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351536

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i>	14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201417
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14501440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14202160

  Reverse cutting Round bodied taper cutting point		Episio Set		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm 	1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	<i>undyed</i>	S-1430-1435
1/2 circle 	HRT 40 mm 			



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200517
HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300526
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350536
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400536
		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300540
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400540
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400548



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle




DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200416
DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200419

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25



Tipo	Monofilamento
Composición	Poliglecaprone 25, de copolimero compuesto de 75% de glicolido y 25% caprolactone
Recubierta	No aplica
Color	Violeta / Beige - incoloro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 90 a 110 días. Aproximadamente el 75% de la fuerza tensil se mantiene después de los 7 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- ✓ Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- ✓ La flexibilidad y la rigidez
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Rango predecible de absorción
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)
- Excelente anudado
- Buenas propiedades de manipulación
- Anudado fácil y seguro
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Tejido suave superficial o para ligar especialmente en Cirugía general
Cierre de la piel
Cirugía plástica
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Urología


CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Cirugía oftálmica


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack					
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
	HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 48 mm



3.5

0

90 cm

violet

16350148

4

1

90 cm

violet

16400148

5

2

90 cm

violet

16500148

HR 65 mm



3

2/0

90 cm

violet

16300165



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

undyed

16071512

0.7

6/0

75 cm

undyed

16071512-75

0.7

6/0

75 cm

violet

16071512V

1

5/0

45 cm

undyed

16101512

1

5/0

45 cm

violet

16101512V

1.5

4/0

45 cm

undyed

16151512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

undyed

16071512P

1

5/0

50 cm

undyed

16101512P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151512P

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

undyed

16101516

1

5/0

75 cm

violet

16101516V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151516

1.5

4/0

75 cm

violet

16151516V

2

3/0

75 cm

undyed

16201516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

undyed

16101516P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151516P

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

violet

16101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

undyed

16101519

1

5/0

75 cm

violet

16101519V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151519

1.5

4/0

75 cm

violet

16151519V

2

3/0

75 cm

undyed

16201519

2

3/0

75 cm

violet

16201519V

3

2/0

75 cm

undyed

16301519

DS 19 mm
Easy Pass



1.5

4/0

50 cm

undyed

16151519P


2


3/0

50 cm

undyed

16201519P

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS 26 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526P-75
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160


 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	16350540

 Blunt			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Tipo	Monofilamento
Composición	Polidioxanona, a polímero hecho de poliéster poli (p-dioxanone)
Recubierta	No aplica
Color	Violeta
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 180 a 210 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 42 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta resistencia a la tracción y de larga duración
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- ✓ Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- ✓ La flexibilidad y la rigidez
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Retención de la resistencia excepcional para el apoyo de la herida extendida
- Mínima reacción tensil
- Rango predecible de absorción
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)
- Excelente anudado
- Buenas propiedades de manipulación
- Anudado fácil y seguro
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido especialmente en

- Cirugía general
- Cirugía gastrointestinal
- Cirugía oftálmica
- Ortopedia
- Cierre de las paredes abdominales
- Ginecología
- Cirugía plástica
- Urología


CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Dispositivos de prótesis


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran soporte más de 6 semanas, ya que es una sutura absorbible.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------


Ligapack



2 3/0 250 cm *violet* 13200025


 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

1/2 circle



HR 9 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070109
HR 13 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	13050113
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150217

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
	2 x HR 17 mm	1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117-2
	2 x HR 26 mm	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13200126-2

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DR 9 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070209-2
	2 x DR 10 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050210-2
	2 x DR 13 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050213-2
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100213-2
	2 x DR 17 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050217-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13150217-2



Round bodied taper point loop

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 40 mm



3.5

0

150 cm

violet

13350940

4

1

150 cm

violet

13400940

HR 50 mm



3.5

0

150 cm

violet

13350950

4

1

150 cm

violet

13400950

5


2

150 cm

violet

13500950

HR 65 mm



4

1

150 cm

violet

13400965



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

13071512

1

5/0

45 cm

violet

13101512

1.5

4/0

75 cm

violet

13151512

DS 16 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

13071516

1

5/0

75 cm

violet

13101516

1.5

4/0

75 cm

violet

13151516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

violet

13101516P

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

violet

13101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

violet

13101519

1

5/0

75 cm

violet

13101519-75

1.5

4/0

75 cm

violet

13151519

1.5

4/0

90 cm

violet

13151519-90

2

3/0

75 cm

violet

13201519

DS 19 mm black



1.5

4/0

75 cm

violet

13151519VB

DS 24 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

13151524

2

3/0

75 cm

violet

13201524

2

3/0

90 cm

violet

13201524-90

3

2/0

75 cm

violet

13301524

3.5

0

75 cm

violet

13351524

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540
	DS 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401548

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Round bodied taper cutting point			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300526
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400540

 Blunt loop			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Tipo	Multifilamento trenzado con apariencia a monofilamento
Composición	Derivado del colágeno puro, sacado de la capa de la serosa de los bovinos. Origen de los animales de países libre EEB.
Recubierta	No aplica
Color	Marfil
Reacción tisular	Moderada
Absorción	Ocurre por fagocitosis, se absorbe aproximadamente a los 63 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 7 días. Cuando es utilizado en tejidos infectados o en tejidos con aumento de niveles de enzimas proteolíticas (mucosa) su absorción es más rápida.
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil
- ✓ Absorción por fagocitosis
- ✓ Estructura entrelazada
- ✓ Diámetro uniforme (apariencia monofilamento)
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Excelente soporte del tejido

Absorción uniforme

Excelentes propiedades de manipulación

Alta flexibilidad

Alta fuerza tensil

Excelente seguridad al anudado

Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma

Excelente anudado

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar

especialmente en

Cirugía general

Cirugía gastrointestinal

Ginecología

Obstetricia

Urología

Cirugía oftálmica

CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular

Neurocirugía


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.


En regiones infectadas

Conocidas por tener sensibilidad o alergia al colágeno

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN





Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	ivory	1200015
3	3/0	150 cm	ivory	1300015
3.5	2/0	150 cm	ivory	1350015
4	0	150 cm	ivory	1400015
5	1	150 cm	ivory	1500015
6	2	150 cm	ivory	1600015
7	3	150 cm	ivory	1700015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	ivory	1150116
		2	4/0	75 cm	ivory	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	ivory	1200120
		3	3/0	75 cm	ivory	1300120
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350120
HR 26 mm		2	4/0	75 cm	ivory	1200126
		3	3/0	75 cm	ivory	1300126
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350126
		4	0	75 cm	ivory	1400126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	ivory	1300130
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	ivory	1300137
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350137
		4	0	75 cm	ivory	1400137
		4	0	90 cm	ivory	1400137-90
		5	1	75 cm	ivory	1500137
HR 40 mm		5	1	90 cm	ivory	1500140-90
HR 45 mm		4	0	75 cm	ivory	1400145
		5	1	75 cm	ivory	1500145
		6	2	75 cm	ivory	1600145
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350150



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number


3/8 circle



DS 12 mm 	1.5	5/0	45 cm	ivory	1151512
	1	6/0	45 cm	ivory	1101516
	1.5	5/0	75 cm	ivory	1151516
	2	4/0	75 cm	ivory	1201516
	3	3/0	75 cm	ivory	1301516
	2	4/0	75 cm	ivory	1201519
	3	3/0	75 cm	ivory	1301519
	3.5	2/0	75 cm	ivory	1351519
	2	4/0	75 cm	ivory	1201524
	3	3/0	75 cm	ivory	1301524
	3.5	2/0	75 cm	ivory	1351524
	4	0	75 cm	ivory	1401524
DS 37 mm	3.5	2/0	75 cm	ivory	1351537

CATGUT

CHROM



Tipo	Multifilamento trenzado con apariencia a monofilamento
Composición	Derivado del colágeno puro, sacado de la capa de la serosa de los bovinos, cubierta de sal cromada. Origen de los anuncios de países libre EEB.
Recubierta	No aplica
Color	Marrón oscuro
Reacción tisular	Moderada
Absorción	Ocurre por fagocitosis, disminuye el rango de absorción por el cromado. La absorción en su mayoría ocurre aproximadamente a los 90 días. Aproximadamente la fuerza tensil se mantiene un 50% después de los 14 días. Cuando es utilizado en tejidos infectados o en tejidos con aumento de niveles de enzimas proteolíticas (mucosa) su absorción es más rápida.
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

CATGUT

CHROM

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil
- ✓ Absorción por fagocitosis
- ✓ Estructura entrelazada
- ✓ Diámetro uniforme (apariencia monofilamento)
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Excelente soporte del tejido

Absorción uniforme

Excelentes propiedades de manipulación

Alta flexibilidad

Alta fuerza tensil

Excelente seguridad al anudado

Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma

Excelente anudado

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar

especialmente en

Cirugía general

Cirugía gastrointestinal

Ginecología

Obstetricia

Urología

Cirugía oftálmica

CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular

Neurocirugía


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.


En regiones infectadas

Conocidas por tener sensibilidad o alergia al colágeno o al cromico

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN





Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle




HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
HR 20 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
HR 26 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350137-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 40 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2350140
			3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i> 2350140-90
			4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400140
			5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500140
			5	1	90 cm	<i>brown</i> 2500140-90
			6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600140
	HR 45 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400145
			6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600145
	HR 48 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500148
	HR 50 mm		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600150
			6	2	90 cm	<i>brown</i> 2600150-90

 Round bodied taper point reverse cutting double armed		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 37 mm HS 37 mm	 	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i> 2350137-1437


 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DRB 63 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501963

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>brown</i> 2101512
			1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i> 2151512
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i> 2151516
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201516
	DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i> 2151519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201519
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201524
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301524
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351524
			4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401524
	DS 30 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501524
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301530
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351530
			4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401530
	DS 37 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501530
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351537
	DS 40 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401537
			5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351540
			6	2	75 cm	<i>brown</i> 2601540
			7	3	75 cm	<i>brown</i> 2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 37 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401437
			5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501437

POLYPROPYLENE

BLUE



Tipo	Monofilamento
Composición	Polipropileno, a polímeros de polipropileno
Recubierta	No aplica
Color	Azul
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil, no absorbible
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- ✓ La flexibilidad y la rigidez
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Excelente y permanente soporte del tejido

Mínima reacción tensil

Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma

La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)

Excelente anudado

Buenas propiedades de manipulación

Anudado fácil y seguro

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar

especialmente en Cirugía oftálmica

Cirugía plástica

Cierre de la piel

Ortopedia

Las hernias (también como una malla)

Cirugía gastrointestinal

Cirugía general

Ginecología

Obstetricia

CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular

Neurocirugía

Microcirugía



Round bodied taper point

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 10 mm			0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
HR 15 mm			0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
HR 17 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100117
			2	3/0	75 cm	blue	5200117
HR 20 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100120
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
			2	3/0	75 cm	blue	5200120
HR 25 mm			3	2/0	75 cm	blue	5300120
			1	5/0	75 cm	blue	5100125
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150125
			2	3/0	75 cm	blue	5200125
			3	2/0	75 cm	blue	5300125
			3.5	0	75 cm	blue	5350125
HR 30 mm			4	1	75 cm	blue	5400125
			2	3/0	75 cm	blue	5200130
			3	2/0	75 cm	blue	5300130
			3.5	0	75 cm	blue	5350130
HR 35 mm			4	1	75 cm	blue	5400130
			3	2/0	75 cm	blue	5300135
			3.5	0	75 cm	blue	5350135
HR 40 mm			4	1	75 cm	blue	5400135
			5	2	75 cm	blue	5500140
			3.5	0	75 cm	blue	5350140


Round bodied taper point loop



1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 50 mm			4	1	150 cm	blue	5400950




**Round bodied taper point
double armed**

1/2 circle




		Metric	USP	Length		Order number
	2 x HR 8 mm	0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
	2 x HR 9.3 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070193-2
	2 x HR 10 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
		1	5/0	60 cm	blue	5100110-2
	2 x HR 13 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
		1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
	2 x HR 16 mm	0.7	6/0	90 cm	blue	5070116-2
		1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
	2 x HR 20 mm	1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
	2 x HR 25 mm	1	5/0	90 cm	blue	5100125-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
	2 x HR 30 mm	2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
	2 x HR 35 mm	3	2/0	90 cm	blue	5300135-2
	2 x HR 40 mm	4	1	90 cm	blue	5400140-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 15 mm			
HR 30 mm	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200115-30

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DR 16 mm			
	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150216

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number	
 3/8 circle	2 x DR 6 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040206-2
	2 x DR 6.5 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	50402065-2-60
	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050208-2
	2 x DR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050293-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070293-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070210-2
			1	5/0	75 cm	blue	5100210-2
	2 x DR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050213-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100213-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070213-2
	2 x DR 17 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200217-2
	2 x DR 18 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100218-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150218-2
	2 x DR 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150222-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200222-2
	2 x DR 25 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300225-2



Round bodied taper point double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DR 26 mm



1

5/0

90 cm

blue

5100226-2

1.5

4/0

90 cm

blue

5150226-2



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 10 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071510

DS 12 mm



0.5

7/0

45 cm

blue

5051512

0.7

6/0

45 cm

blue

5071512

1

5/0

45 cm

blue

5101512

1.5

4/0

75 cm

blue

5151512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071512P

1

5/0

50 cm

blue

5101512P

DS 16 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071516

1

5/0

45 cm

blue

5101516

1.5

4/0

45 cm

blue

5151516-45

1.5

4/0

75 cm

blue

5151516

2

3/0

75 cm

blue

5201516

DS 16 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071516P

1

5/0

50 cm

blue

5101516P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151516P

DS 16 mm black



1

5/0

45 cm

blue

5101516VB

DS 19 mm



0.7

6/0

75 cm

blue

5071519

1

5/0

45 cm

blue

5101519-45

1

5/0

75 cm

blue

5101519

1.5

4/0

45 cm

blue

5151519-45

1.5

4/0

75 cm

blue

5151519

2

3/0

45 cm

blue

5201519-45

2

3/0

75 cm

blue

5201519

3

2/0

75 cm

blue

5301519

3.5

0

75 cm

blue

5351519

DS 19 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

blue

5101519P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151519P

2

3/0

50 cm

blue

5201519P

DS 19 mm black



1

5/0

75 cm

blue

5101519VB

1.5

4/0

75 cm

blue

5151519VB



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524
DS 24 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	5151524P
		2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201526
		3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201530
		3	2/0	75 cm	blue	5301530
		3.5	0	75 cm	blue	5351530
		4	1	75 cm	blue	5401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201536
		3	2/0	75 cm	blue	5301536
		3.5	0	75 cm	blue	5351536
		4	1	75 cm	blue	5401536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301540
		3.5	0	75 cm	blue	5351540
		4	1	90 cm	blue	5401540
		5	2	90 cm	blue	5501540
DS 45 mm		4	1	90 cm	blue	5401545
DS 90 mm		4	1	90 cm	blue	5401590

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301424
	HS 26 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301426

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	blue	5202160
			3	2/0	75 cm	blue	5302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	blue	5302175

 Round bodied taper cutting point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100516-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150522-2
	2 x HRT 25 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150525-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200525-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300525-2
	2 x HRT 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200530-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300530-2



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 10 mm



0.7

6/0

75 cm

blue

5070510

HRT 25 mm



3

2/0

75 cm

blue

5300525

HRT 30 mm



3.5

0

75 cm

blue

5350530

HRT 36 mm



4

1

75 cm

blue

5400536



Soft cutting point coronary double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x CC 6.4 mm



0.4

8/0

60 cm

blue

5042606-2

2 x CC 8 mm



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2

2 x CC 9.3 mm



0.5

7/0

60 cm

blue

5052693-2

0.7

6/0

60 cm

blue

5072693-2

2 x CC 10 m



0.5

7/0

75 cm

blue

5052610-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072610-2

2 x CC 13 mm



0.5

7/0

75 cm

blue

5052613-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2



Soft cutting point coronary black double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x CC 8 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2VB

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2VB

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2VB

2 x CC 9 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042609-2VB

0.5

7/0

60 cm

blue

5052609-2VB

2 x CC 13 mm black



0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2VB

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2VB



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



MDR 3.75 mm
150 µm



0.2

10/0

13 cm

blue

MP109

MDR 5.1 mm
100 µm



0.2

10/0

15 cm

blue

MP106

MDR 6 mm
150 µm



0.4

8/0

75 cm

blue

MP085

MDR 6.4 mm
150 µm



0.3

9/0

15 cm


blue

MP097

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Tipo	Monofilamento
Composición	Polímeros alopáticos de cadena larga de 6.0 o 6.6
Recubierta	No aplica
Color	Azul / Negro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible, gradualmente se encapsula en el tejido conectivo. El hilo de la masa disminuye aproximadamente el 10% al año. Por una ruptura de campos químicos (acción por hidrólisis).
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

DACLON
NYLON

CARACTERÍSTICAS

- ☒

Alta fuerza tensil, no absorbible
- ☒

Sutura sintética
- ☒

Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- ☒

La flexibilidad y la rigidez
- ☒

Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente y permanente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma

La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)

Excelente anudado
- Buenas propiedades de manipulación

Anudado fácil y seguro
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar

Daclon Azul

especialmente en

Cierre de la piel
Cirugía general
Cirugía plástica
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Obstetricia
Ortopedia


Daclon Negro

especialmente en

Cirugía plástica
Cirugía oftálmica

CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Microcirugía



Round bodied taper point double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DR 6 mm



0.4

8/0

45 cm

black

5040206-2



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 16 mm



1

5/0

75 cm

black

9100116

1.5

4/0

75 cm

blue

9150116

HR 20 mm



0.7

6/0

75 cm

black

9070120

1

5/0

75 cm

black

9100120

1.5

4/0

75 cm

blue

9150120

2

3/0

75 cm

blue

9200120

3

2/0

75 cm

blue

9300120

HR 26 mm



1.5

4/0

75 cm

blue

9150126

2

3/0

75 cm

blue

9200126

3

2/0

75 cm

blue

9300126

3.5

0

75 cm

blue

9350126

4

1

75 cm

blue

9400126

HR 30 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300130

3.5

0

75 cm

blue

9350130

4

1

75 cm

blue

9400130

HR 37 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300137

3.5

0

75 cm

blue

9350137

4

1

75 cm

blue

9400137

HR 40 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300140

3.5

0

75 cm

blue

9350140

4

1

75 cm

blue

9400140

5

2

75 cm

blue

9500140

HR 50 mm



4

1

100 cm

blue

9400150

5

2

150 cm

blue

9500150

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	blue	9350930
		4	1	150 cm	blue	9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	blue	9350935
		4	1	150 cm	blue	9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	blue	9350940
		4	1	150 cm	blue	9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	blue	9350950
		4	1	150 cm	blue	9400950


Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	 2 x HR 65 mm		3	2/0	90 cm	blue	9300165-2

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401840



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	black	9051512
		0.7	6/0	75 cm	black	9071512
		1	5/0	75 cm	black	9101512
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071512P
		1	5/0	50 cm	black	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	black	9071516
		1	5/0	45 cm	black	9101516-45
		1	5/0	75 cm	black	9101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151516
		2	3/0	75 cm	blue	9201516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071516P
		1	5/0	50 cm	black	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	black	9101519-45
		1	5/0	75 cm	black	9101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519
		1.5	4/0	90 cm	blue	9151519-90
		2	3/0	45 cm	blue	9201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201519
		2	3/0	90 cm	blue	9201519-90
		3	2/0	75 cm	blue	9301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	9151519P
		2	3/0	50 cm	blue	9201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519VB




Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black	9101524
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151524
		2	3/0	45 cm	blue	9201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201524
		3	2/0	45 cm	blue	9301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301524
		3.5	0	75 cm	blue	9351524
		4	1	75 cm	blue	9401524
		5	2	90 cm	blue	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	blue	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	9201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201526
		3	2/0	45 cm	blue	9301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201530
		3	2/0	75 cm	blue	9301530
		3.5	0	75 cm	blue	9351530
		4	1	75 cm	blue	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201536
		3	2/0	75 cm	blue	9301536
		3.5	0	75 cm	blue	9351536
		4	1	75 cm	blue	9401536
		4	1	90 cm	blue	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301540
		3.5	0	75 cm	blue	9351540
		4	1	75 cm	blue	9401540
		5	2	90 cm	blue	9501540
DS 45 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301545
		4	1	75 cm	blue	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301560
		3.5	0	75 cm	blue	9351560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301590
		3.5	0	100 cm	blue	9351590
		4	1	100 cm	blue	9401590

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9151417
			2	3/0	75 cm	blue	9201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201426
			3	2/0	75 cm	blue	9301426
	HS 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	9201430
			3	2/0	90 cm	blue	9301430
			3.5	0	75 cm	blue	9351430
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301436
			3.5	0	75 cm	blue	9351436
			4	1	75 cm	blue	9401436
	HS 40 mm		5	2	75 cm	blue	9501436
	HS 48 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351440
			4	1	75 cm	blue	9401440
	HS 48 mm		4	1	100 cm	blue	9401448

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	blue	9202160
			3	2/0	75 cm	blue	9302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	blue	9302175

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	NS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201726
	NS 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301730
	NS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301740



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



MDR 3.8 mm

70 µm



0.1

11/0

10 cm

black

MN113

0.2

10/0

10 cm

black

MN103

MDR 3.8 mm

100 µm



0.1

11/0

10 cm

black

MN112

0.2

10/0

15 cm

black

MN105

0.3

9/0

15 cm

black

MN094

MDR 5.1 mm

70 µm



0.2

10/0

10 cm

black

MN104

MDR 5.1 mm

100 µm



0.2

10/0

15 cm

black

MN106

0.3

9/0

15 cm

black

MN096

MDR 6.4 mm

140 µm



0.2

10/0

15 cm

black

MN1011

0.3

9/0

15 cm

black

MN098

0.4

8/0

15 cm

black

MN087

MDR 9.7 mm

200 µm



0.5

7/0


45 cm

black

MN078

PTFE

WHITE



Tipo	Monofilamento
Composición	Politetrafluoroetileno (PTFE)
Recubierta	No aplica
Color	Blanco
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

PTFE

WHITE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil, no absorbible
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- ✓ La flexibilidad y la rigidez
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Excelente y permanente soporte del tejido

Mínima reacción tensil

Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma

La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)

Excelente anudado

Buenas propiedades de manipulación

Anudado fácil y seguro

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar

especialmente en Cierre de la piel

Cirugía general

Cirugía plástica

Cirugía gastrointestinal

Ginecología

Obstetricia

Ortopedia

Cirugía oftálmica

Cirugía bucal

CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular

Neurocirugía

Microcirugía



Round bodied taper point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21070116
			1	5/0	60 cm	white	21100116
			1.5	4/0	60 cm	white	21150116
	HR 20 mm		1	5/0	60 cm	white	21100120
			1.5	4/0	60 cm	white	21150120
			2	3/0	60 cm	white	21200120



Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21071512
	DS 16 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21071516
			1	5/0	60 cm	white	21101516
			1.5	4/0	60 cm	white	21151516
	DS 19 mm		1	5/0	60 cm	white	21101519
			1.5	4/0	60 cm	white	21151519
			2	3/0	60 cm	white	21201519



Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x CC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	white	21052693-2




Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	2 x GC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	white	21052793-2

SUPRAMID

BLACK



Tipo	Multifilamento trenzado y recubierto Calibres 5/0 y 6/0 monofilamento
Composición	Poliamida 6.6 filamentos encerrados en una lámina de poliamida 6
Color	Negro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible, gradualmente se encapsula en el tejido conectivo
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil, no absorbible
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Estructura entrelazada
- ✓ Multifilamento en una vaina
- ✓ La flexibilidad y la rigidez
- ✓ Empaque sellado herméticamente

INDICACIONES Cierre general del tejido /
ligar
especialmente en Cierre de la piel

BENEFICIOS

Excelente y permanente soporte del tejido

Mínima reacción tensil

Excelentes propiedades de manipulación
Alta flexibilidad
Alta fuerza tensil
Excelente seguridad al anudado

Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre
de tejido y sin causar trauma
Buen anudado / ajustabilidad
Acción capilar reducido

Buenas propiedades de manipulación
Anudado fácil y seguro

Sellado garantizado y esterilidad de producto

CONTRAINDICACIONES Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Microcirugía

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201422
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151426
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201422
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	4071516
		1	5/0	45 cm	black	4101516-45
		1	5/0	75 cm	black	4101516
		1.5	4/0	45 cm	black	4151516
		1.5	4/0	75 cm	black	4151516-75
		2	3/0	45 cm	black	4201516
		2	3/0	75 cm	black	4201516-75
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	black	4101516VB
	DS 19 mm 	0.7	6/0	75 cm	black	4071519
		1	5/0	75 cm	black	4101519
		1.5	4/0	45 cm	black	4151519
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519-75
		2	3/0	45 cm	black	4201519-45
		2	3/0	75 cm	black	4201519
		3	2/0	75 cm	black	4301519
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	75 cm	black	4151519P-75
	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	black	4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	black	4201524
		3	2/0	75 cm	black	4301524
		3.5	0	75 cm	black	4351524
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	black	4301536
		3.5	0	75 cm	black	4351536
		4	1	75 cm	black	4401536



Round bodied taper cutting point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150518
		2	3/0	75 cm	black	4200518




Round bodied taper cutting point

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150418
		2	3/0	75 cm	black	4200418

SILK



Tipo	Multifilamento trenzado
Composición	Fibras trenzadas de capullo de gusano de seda
Recubierta	Silicón
Color	Negro
Reacción tisular	Moderada
Absorción	La sutura causa inicialmente una reacción tisular, la cual después la sutura se va encapsulando en el tejido conectivo fibroso.
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SILK

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil, no absorbible
- ✓ Estructura trenzada
- ✓ Cubierta multifilamento
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Apoyo y buena extensión del tejido para un máximo de 3 meses

Excelentes propiedades de manipulación
Alta flexibilidad
Alta fuerza tensil
Excelente seguridad al anudado

Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
Buen anudado / ajustabilidad
Acción capilar reducido

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar
especialmente en Cirugía general
Cierre de la piel
Cirugía oftálmica
Cirugía bucal
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Obstetricia

CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Microcirugía
Sensibilidad o alergia a la seda



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	black	8200015
3	2/0	150 cm	black	8300015
3.5	0	150 cm	black	8350015
4	1	150 cm	black	8400015
5	2	150 cm	black	8500015
6	3&4	150 cm	black	8600015
8	6	150 cm	black	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	black	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	black	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	black	8350044
4	1	6 x 45 cm	black	8400044
5	2	6 x 45 cm	black	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	black	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	black	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	black	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	black	8350046
4	1	17 x 45 cm	black	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	black	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	black	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	black	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	black	8350060
4	1	13 x 60 cm	black	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	black	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	black	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	black	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	black	8350075
4	1	12 x 75 cm	black	8400075
5	2	12 x 75 cm	black	8500075



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	black	8200025
3	2/0	250 cm	black	8300025
3.5	0	250 cm	black	8350025
4	1	250 cm	black	8400025
5	2	250 cm	black	8500025
6	3&4	250 cm	black	8600025

Ligapack





Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
		2	3/0	90 cm	black	8200112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
		2	3/0	75 cm	black	8200116
HR 20 mm		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
HR 30 mm		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
HR 37 mm		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
HR 40 mm		5	2	75 cm	black	8500137
		3.5	0	75 cm	black	8350140
		4	1	75 cm	black	8400140
HR 45 mm		5	2	75 cm	black	8500140
		4	1	75 cm	black	8400145
		6	3&4	75 cm	black	8600145



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DR 12 mm		1	5/0	45 cm	black	8100212
DR 16 mm		1	5/0	75 cm	black	8100216
		1.5	4/0	75 cm	black	8150216
DR 25 mm		2	3/0	75 cm	black	8200216
		2	3/0	75 cm	black	8200225
		3	2/0	75 cm	black	8300225
DR 30 mm		3.5	0	75 cm	black	8350225
		3	2/0	75 cm	black	8300230



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

Straight

GR 40 mm		3	2/0	75 cm	black	8302040
----------	---	---	-----	-------	-------	---------



Reverse cutting double armed


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512-2



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512
		1	5/0	45 cm	black	8101512
		1.5	4/0	75 cm	black	8151512
		2	3/0	75 cm	black	8201512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	8071512P
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071516
		1	5/0	75 cm	black	8101516
		1.5	4/0	75 cm	black	8151516
		2	3/0	75 cm	black	8201516
		3	2/0	75 cm	black	8301516



Reverse cutting

3/8 circle



Easy cutting			Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	black		8101516P
		1.5	4/0	50 cm	black		8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black		8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	black		8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	black		8071519
		1	5/0	75 cm	black		8101519
		1.5	4/0	75 cm	black		8151519
		2	3/0	45 cm	black		8201519-45
		2	3/0	75 cm	black		8201519
		3	2/0	75 cm	black		8301519
		3.5	0	75 cm	black		8351519
		4	1	75 cm	black		8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	black		8151519P
		2	3/0	50 cm	black		8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black		8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black		8151519VB
		2	3/0	75 cm	black		8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black		8101524
		1.5	4/0	75 cm	black		8151524
		2	3/0	75 cm	black		8201524
		3	2/0	75 cm	black		8301524
		3.5	0	75 cm	black		8351524
		4	1	75 cm	black		8401524
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	black		8201526
		3	2/0	75 cm	black		8301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	black		8151530
		2	3/0	75 cm	black		8201530
		3	2/0	75 cm	black		8301530
		3.5	0	75 cm	black		8351530
		4	1	75 cm	black		8401530
		5	2	75 cm	black		8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	black		8201537
		3	2/0	75 cm	black		8301537
		3.5	0	75 cm	black		8351537
		4	1	75 cm	black		8401537
		5	2	75 cm	black		8501537
		6	3&4	75 cm	black		8601537



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 40 mm



4

1

75 cm

black

8401540

5

2

75 cm

black

8501540

DS 45 mm



3

2/0

75 cm

black

8301545

3.5

0

75 cm

black

8351545

4

1

75 cm

black

8401545

5

2

75 cm

black

8501545

DS 60 mm



4

1

75 cm

black

8401560

DS 90 mm



3.5

0

100 cm

black

8351590

5

2

100 cm

black

8501590



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 12 mm



0.7

6/0

75 cm

black

8071412

HS 17 mm



1

5/0

75 cm

black

8101417

1.5

4/0

75 cm

black

8151417

2

3/0

75 cm

black

8201417

HS 20 mm



1.5

4/0

75 cm

black

8151420

2

3/0

75 cm

black

8201420

HS 22 mm



1

5/0

75 cm

black

8101422

1.5

4/0

75 cm

black

8151422

2

3/0

75 cm

black

8201422

3

2/0

75 cm

black

8301422

HS 26 mm



1

5/0

75 cm

black

8101426

1.5

4/0

75 cm

black

8151426

2

3/0

75 cm

black

8201426

3

2/0

75 cm

black

8301426

3.5

0

75 cm

black

8351426

HS 30 mm



3

2/0

75 cm

black

8301430

HS 36 mm



3.5

0

75 cm

black

8351436

4

1

75 cm

black

8401436

HS 40 mm



4

1

75 cm

black

8401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
	GS 60 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Tipo	Multifilamento trenzado
Composición	Poliéster - un polímero de tereftalato de polietileno
Recubierta	Silicón
Color	Verde / Blanco
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible, gradualmente se encapsula en el tejido conectivo
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Insuperable fuerza tensil, no absorbible
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Estructura trenzada

- ✓ Cubierta multifilamento

- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Excelente y permanente soporte del tejido

Mínima reacción tensil

Excelentes propiedades de manipulación
Alta flexibilidad
Alta fuerza tensil
Excelente seguridad al anudado

Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
Buen anudado / ajustabilidad
Acción capilar reducido

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES Cierre general del tejido /
ligar
especialmente en Cirugía oftálmica
Cirugía general
Cierre de la piel
Ortopedia
Cirugía gastrointestinal
Obstetricia

CONTRAINDICACIONES Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Microcirugía



Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	green	7150015
2	3/0	150 cm	green	7200015
3	2/0	150 cm	green	7300015
3.5	0	150 cm	green	7350015
4	1	150 cm	green	7400015
5	2	150 cm	green	7500015
6	3&4	150 cm	green	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	green	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	green	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	green	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	green	7350045
4	1	6 x 45 cm	green	7400045
5	2	6 x 45 cm	green	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	green	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	green	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	green	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	green	7350050
4	1	3 x 50 cm	green	7400050
5	2	3 x 50 cm	green	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	green	7200075-2



Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	250 cm	green	7150025
2	3/0	250 cm	green	7200025
3	2/0	250 cm	green	7300025
3.5	0	250 cm	green	7350025
4	1	250 cm	green	7400025
5	2	250 cm	green	7500025
6	3&4	250 cm	green	7600025

Ligapack





Round bodied taper point

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	green	7070113
			1	5/0	75 cm	green	7100116
	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
			2	3/0	75 cm	green	7200116
	HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
			2	3/0	75 cm	green	7200120
			3	2/0	75 cm	green	7300120
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150126
			2	3/0	75 cm	green	7200126
			3	2/0	75 cm	green	7300126
			3.5	0	75 cm	green	7350126
			4	1	75 cm	green	7400126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
			3	2/0	75 cm	green	7300130
			3.5	0	75 cm	green	7350130
			4	1	75 cm	green	7400130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
			3.5	0	75 cm	green	7350136
			4	1	75 cm	green	7400136
	HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140
			4	1	75 cm	green	7400140
			5	2	75 cm	green	7500140
			6	3&4	75 cm	green	7600140
			7	5	75 cm	green	7700140
	HR 48 mm		4	1	75 cm	green	7400148
			5	2	75 cm	green	7500148




Round bodied taper point double armed


1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	HR 16 mm		2	3/0	60 cm	green	7200116-36
	HR 36 mm						

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	2 x HR 17 mm		1	5/0	75 cm	green 7100117-2
			2	3/0	90 cm	green 7200117-2
			3	2/0	90 cm	green 7300117-2
	2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	green 7300120-2
						
	2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green 7200126-2
			3	2/0	90 cm	green 7300126-2
			3.5	0	75 cm	green 7350126-2

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DR 50 mm		7	5	75 cm	green 7700250

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	2 x DR 13 mm		1.5	4/0	75 cm	green 7150213-2

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	green 7152019
			2	3/0	50 cm	green 7202019



Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	green	7150517-2
			2	3/0	90 cm	green	7200517-2
			3	2/0	90 cm	green	7300517-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300517-2P
	2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	green	7200525-2
			3	2/0	90 cm	green	7300525-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300525-2P



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150518
			2	3/0	75 cm	green	7200518
	HRT 40 mm		5	2	75 cm	green	7500540
			8	6	90 cm	green	7800540
	HRT 55 mm		6	3	75 cm	green	7600555
			7	5	4 x 75 cm	green	7700555-4



Reverse cutting


			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	green	7101512
			1	5/0	75 cm	green	7101516
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151516
			2	3/0	75 cm	green	7201516
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	green	7101519
			1.5	4/0	75 cm	green	7151519
			2	3/0	75 cm	green	7201519
			3	2/0	75 cm	green	7301519
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	green	7151519VB
			2	3/0	75 cm	green	7201519VB
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	green	7201524
			3	2/0	75 cm	green	7301524
			3.5	0	75 cm	green	7351524
	DS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151526
			3	2/0	75 cm	green	7301526

	Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7201530
			3	2/0	75 cm	green	7301530
			3.5	0	75 cm	green	7351530
			4	1	75 cm	green	7401530
			4	1	110 cm	green	7401530-110
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7301536
			4	1	75 cm	green	7401536
			5	2	75 cm	green	7501536
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351540
			4	1	75 cm	green	7401540
			5	2	75 cm	green	7501540
	DS 45 mm		5	2	75 cm	green	7501545

	Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151417
			2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	green	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7201426
			3	2/0	75 cm	green	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	green	7301430
			3.5	0	75 cm	green	7351430
			4	1	75 cm	green	7401430
			5	2	75 cm	green	7501430
	HS 36 mm		3.5	0	75 cm	green	7351436
			4	1	75 cm	green	7401436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351440
			4	1	75 cm	green	7401440
			5	2	75 cm	green	7501440
	HS 48 mm		6	3&4	75 cm	green	7601448
			7	5	75 cm	green	7701448

STEEL

MONOFILAMENT



Tipo	Monofilamento
Composición	Hierro, níquel y aleación de cromo
Recubierta	No aplica
Color	Metal
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta fuerza tensil, no absorbible
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Dúctil y maleable
- ✓ Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Excelente y permanente soporte del tejido

Mínima reacción tensil

Buenas propiedades de manipulación

Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma

La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)

Excelente anudado

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre de Esternón

Ortopedia

Cierre de las paredes abdominales y la reparación de la hernia

CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular

Neurocirugía

Microcirugía

Sensibilidades conocidas o alergias al acero inoxidable o metales como el cromo y el níquel



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52

8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm


ST63

9

7

4 x 45 cm

ST72



CIRUGÍA OFTÁLMICA

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU061

 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
	2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU062
2 x DSP 10 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU073	

 Side cutting spatula			Metric	USP	Length	Order number	
	DSP 6.2 mm 150 μm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
	DSP 6.4 mm 200 μm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09-1

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06-250
	2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05

 Micro needle taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU095
	150µm						

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
	DS 12 mm		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
	Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
 1/2 circle	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
 3/8 circle	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
 3/8 circle	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
 1/4 circle	2 x VSP 6.3 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910063
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	OS71
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm	 	1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
 1/4 circle	2 x VSP 8 mm 250 µm	  	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm	  	1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51


 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8071512
			1	5/0	45 cm	black	8101512
			1.5	4/0	75 cm	black	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151519


 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  2 x DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2


 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  2 x DSP 6.2 mm 150 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> OS82
 2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> OS81

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  2 x VR 8 mm 220 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>black</i> ON81
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HSP 5.5 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON1081
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HSP 5.5 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON108
2 x HSP 6.2 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON102
2 x HSP 6.4 mm 220 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON106
2 x HSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> ON62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 4.75 mm 150 µm 	0.2	10/0	13 cm	<i>black</i> ON1021
	0.3	9/0	13 cm	<i>black</i> ON99
DSP 6.2 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> ON1011

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON103
			0.1	11/0	20 cm	<i>black</i> ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON101
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>black</i> ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i> ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i> ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i> ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i> ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i> ON105-38
			0.2	10/0	45 cm	<i>black</i> ON105-45
	2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> ON61

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i> ON51

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i> 9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 9071512

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP52
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41


 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i>	OPP105
			0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i>	OPP95

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DSP 6 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	blue	OPP71-1

	Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	blue	OPP62
	2 x VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	20 cm	blue	OPP116

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle 	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	blue	OPP103

	Side cutting spatula loop double armed	Metric	USP	Length		Order number
	 VSP 15.3 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	blue	OPP113L-2
	 VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	blue	OPP103L-2

 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP103L
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  2 x GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm 	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102
3/8 circle  GSP 16 mm 150 µm DSP 5 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP115



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

Grapadora para piel y removedor de grapas

INDICACIONES:


SMI grapadora para piel, dispositivo para el cierre de piel.

BENEFICIOS:

- ✓ *Diseño fácil de usar y ergonómico*
- ✓ *Visión clara del lugar de la operación*
- ✓ *Visibilidad de grapas restantes*

1. Grapadora de piel con 35 grapas anchas
2. Removedor de grapas de un solo uso
3. Removedor de grapas de un solo uso 2

Tamaño de la grapa



ZS35W

ZSR

ZSR2



Extractor de biopsias

Para la punción estéril, precisa y suave de biopsia de piel

Filo agudo de acero inoxidable

Mango acanalado para un agarre seguro y un mejor control



Ø 2 mm	25 pzas	ZBP2
Ø 3 mm	25 pzas	ZBP3
Ø 4 mm	25 pzas	ZBP4
Ø 5 mm	25 pzas	ZBP5
Ø 6 mm	25 pzas	ZBP6
Ø 8 mm	25 pzas	ZBP8
Ø 10 mm	25 pzas	ZBP10
Ø 12 mm	25 pzas	ZBP12

Estante de sutura quirúrgica

Rack y cajón para estante



El sistema de estanterías flexibles mantiene sus suturas organizados y para un fácil acceso durante la cirugía.

Las piezas intercambiables permiten el montaje en múltiples configuraciones.

1 rack para 2 cajas de sutura horizontales
(125 mm x 72 mm x 143 mm)

Z070

Cajón para estante

Z071

Malla de polipropileno

INDICACIONES:

Refuerzo de la pared abdominal

- Hernia
- Eventración

A través de celioscopia o laparotomía

COMPOSICIÓN:


Polipropileno monofilamento tricotado en una malla elástica, durable

BENEFICIOS:

- ✓ *Extrema estabilidad dimensional*
- ✓ *Estructura de malla fina*
- ✓ *Porosidad ideal*
- ✓ *Excelente transparencia*
- ✓ *Buen manejo*
- ✓ *Fácil de cortar*
- ✓ *Buena tolerancia*

Malla cuadrada y rectangular

MALLA ESTÁNDAR 5 pzas	5 cm x 10 cm	ZMS0510
	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	15 cm x 15 cm	ZMS1515
	30 cm x 30 cm	ZMS3030



Marcador para piel

Para uso general de marcado para piel. Tinta violeta, indeleble, no toxica, biocompatible y no irritante. Incluye regla en centímetros y pulgadas.

ZSM20 Marcador de piel con regla, estéril
Punta doble, regular y fina



Pilomat

Trituradora de la tableta Z045

Para romper las tabletas con un simple giro de muñeca.




Divisor de tabletas Z044

Para cortar las tabletas de cualquier tamaño en dos.



Cuchillas y mangos de bisturí quirúrgico

Para manejar la hoja
N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 13 N° 15 N° 15c


Cuchillas quirúrgicas
sin mango

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB13 ZB15 ZB15c

Cuchillas quirúrgicas
con mango de plástico

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Para manejar la hoja
N° 4



N° 18 N° 19 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Cuchillas quirúrgicas
sin mango

ZB18 ZB19 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Cuchillas quirúrgicas
con mango de plástico

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSICIÓN:
Carbon acero

PRESENTACIÓN:
Individuales paquetes
metálicos estériles

sin mango 100 / caja
con mango de plástico 10 / caja

Puntada cortador



ZBS

Mangos de bisturí

COMPOSICIÓN: Acero inoxidable

PRESENTACIÓN: 10 / caja



N° 3 **ZBH3**



N° 4 **ZBH4**

SMI esponja


Hemostatico absorbible de esponja de gelatina

COMPOSICIÓN:

Material de gelatina de primer grado altamente purificada

INDICACIONES:

Para su uso en diversos procedimientos quirúrgicos. Previsto para el uso hemostático mediante la aplicación a una superficie sangrante. No pirogénico y biocompatible.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010	4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010	5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001	6. FILM	200 x 70 x 0.5 mm	ZHG20070005

SMI-CEL

Hemostatico absorbible de celulosa oxidada regenerada

COMPOSICIÓN:


Tejido estéril absorbible preparado por la oxidación controlada de celulosa regenerada

INDICACIONES:

Se utiliza como terapia adyuvante en los procedimientos quirúrgicos para ayudar en el control del sangrado capilar, venoso y arterial. Biocompatible, proporcionando la hemostasis rápida y absorbida por el cuerpo dentro de los 7 - 14 días


SMI-CEL STANDARD

1.25 cm x 5 cm	12 pzas	ZHCS012050
5 cm x 7.5 cm	12 pzas	ZHCS050075
5.1 cm x 35.6 cm	12 pzas	ZHCS051356
7.5 cm x 10 cm	12 pzas	ZHCS075100
10 cm x 20 cm	12 pzas	ZHCS100200



SMI-CEL FIBRIL

2.6 cm x 5.1 cm	10 pzas	ZHCF026051
5.1 cm x 10.2 cm	10 pzas	ZHCF051102
10.2 cm x 10.2 cm	10 pzas	ZHCF102102



SMI-CEL KNIT

2.6 cm x 2.6 cm	12 pzas	ZHCK026026
7.6 cm x 10.2 cm	12 pzas	ZHCK076102
15.2 cm x 22.9 cm	12 pzas	ZHCK152229
10.2 x 10.2 cm	12 pzas	ZHCK102102



Bone Wax



12 x 2.5 g Z046

COMPOSICIÓN:

Cera de abeja blanca refinada, parafina y palmitato de isopropilo

INDICACIONES:

Se utiliza en el control de la hemorragia de las superficies óseas, al actuar como una barrera mecánica.

PRESENTACIÓN:

2.5 g placas envueltas individualmente
12 en una sola caja, estéril

Kit para de cuello uterino

Kit de sutura para cerclaje cervical según Shirodkar

2 x aguja roma



2 x HRB 50 mm

cinta de poliéster de 4 mm, 40 cm

ZCE1

cinta de poliéster de 4 mm, 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

cinta de poliéster de 4 mm, 50 cm

ZCE3

Kit de sutura para cerclaje cervical según Mc. Donald / Wurm-Hefner

2 x aguja cuerpo redondo punta tapercut



2 x HRT 48 mm

EP 6 / USP 8

hilo de poliéster verde 75 cm

ZCE9

nylon tape

cinta de nylon de 3 mm, 70 cm

ZCE06

cinta de nylon de 6 mm, 70 cm

ZCE07

cinta de nylon de 6 mm, 100 cm

ZCE09

cinta de poliéster

4 mm de ancho 75 cm

ZCE08

4 mm de ancho 2 x 75 cm

ZCE08-2

Banda de Bühner



cinta de poliéster 6.5 mm x 80 cm, estéril

ZCE20

☒ *Cinta vaginal*

☒ *Cinta umbilical*

☒ *Banda de Bühner*

Agujas

12 en una sola caja

1/2 círculo



Ordinaria para
los ojos GN



Anudado
GF



Ordinaria para
los ojos GRN



Anudado
GRF



90 mm N°00

Z 751

Z 850

80 mm N°1

Z 702

Z 752

Z 851

70 mm N°2

Z 703

Z 753

Z 853

65 mm N°3

Z 704

60 mm N°4

Z 755

Z 855

55 mm N°6

Z 706

Z 756

Z 806

Z 856

50 mm N°7

Z 758

Z 807

Z 858

48 mm

Z 840

45 mm N°8

Z 708

Z 759

Z 808

Z 859

40 mm N°9

Z 710

Z 760

Z 810

Z 860

37 mm

Z 746

35 mm N°10

Z 711

Z 761

Z 811

Z 861

32 mm N°11

Z 745

30 mm N°12

Z 712

Z 762

Z 812

Z 862

25 mm N°13

Z 713

Z 763

Z 813

Z 863

20 mm N°15

Z 714

Z 764

Z 814

Z 864

16 mm N°16

Z 766

Z 866

AGUJA SERPENTINA



Ordinaria para los ojos GSN



145 mm

Z 402


135 mm

Z 401

110 mm

Z 403

DERECHO



Ordinaria para
los ojos GSN



Anudado
GSF



75 mm N° 1

Z 904

60 mm N° 4

Z 903

Z 913

45 mm N° 8

Z 902

40 mm N° 9

Z 912

35 mm N° 10

Z 911



3/8 círculo



	 Ordinaria para los ojos BN 		 Ordinaria para los ojos BRN 		 Ordinaria para los ojos BRT 
	Anudado BF 	Anudado BRF 			
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

SKI AGUJAS media curvada



Ordinaria para
los ojos



Anudado



80 mm N°1

Z 202

70 mm N°2

Z 203

65 mm N°3

Z 204

60 mm N°4

Z 205

57 mm N°5

Z 201

55 mm N°6

Z 206

50 mm N°7

Z 207

45 mm N°8

Z 208

40 mm N°9

Z 260

35 mm N°10

Z 261

32 mm N°11

Z 270

30 mm N°12

Z 262

25 mm N°13

Z 263

22 mm N°14

Z 271

20 mm N°15

Z 264

16 mm N°16

Z 266

14 mm N°17

Z 267

12 mm N°20

Z 268

POST MORTEM SKI AGUJAS



Ordinaria para los ojos




130 mm 5"

Z 281

100 mm 4"

Z 282

POST MORTEM 3/8 círculo



Ordinaria para los ojos



150 mm 6"

Z 480

130 mm 5"

Z 481

100 mm 4"

Z 482