


smi

MATERIALI IMPIEGATI PER LE SUTURE

*Qualità
&
sicurezza*



www.sutures.be

SMI: Suture chirurgiche di qualità superiore

SMI AG fu fondata nel 1987 – prima azienda Belga a produrre suture chirurgiche - cresciuta molto rapidamente fino a diventare oggi un fornitore di suture chirurgiche di caratura mondiale.

L'azienda è situata a San Vith, nelle immediate vicinanze dell' intersezione dei confini tra Belgio, Germania e Lussemburgo.

☒ *ECCELLENTE QUALITÀ E SICUREZZA*

SMI applica gli standard produttivi internazionali quali EN ISO 13485.

Tutte le materie prime ed i prodotti finiti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità da parte di un team altamente qualificato.

SMI pone primaria importanza alla soddisfazione del cliente garantendo prodotti di alta qualità ed un eccellente servizio basato sull'attenzione alle sue esigenze ed affidabilità e rapidità nelle spedizioni.

☒ *DIFFUSIONE DI CARATTERE MONDIALE*

SMI esporta in 120 diverse nazioni di tutto il Mondo. Questo risultato le ha garantito l'ottenimento dell' ambito riconoscimento "Royal export Award 2000" assegnato dal BFTB (istituto Belga del commercio estero).

☒ *IL CATALOGO*

Questo catalogo contiene informazioni sull' intera gamma di prodotti SMI, tenuti costantemente presenti a magazzino, pronti per la consegna. Suture con caratteristiche speciali possono essere fornite su richiesta del cliente. SMI è costantemente impegnata ad incrementare la gamma di suture offerte sulla base dell' evoluzione del mercato e delle esigenze dei clienti.

SMI offre tutte le misure di suture da USD 12/0 a USP 6 consentendone l'utilizzo in tutte le specializzazioni incluso la cardiologia e la chirurgia oftalmica.


Da molti anni i prodotti SMI sono apprezzati ed impiegati dai migliori chirurghi al mondo.

Non tutti i prodotti sono registrati e approvati per la vendita in tutti i Paesi o regioni. Per informazioni e disponibilità dei prodotti, contattare il rappresentante del proprio Paese.

Le versioni stampate o le copie salvate localmente del materiale informativo sul prodotto potrebbero non essere aggiornate. Per informazioni aggiornate sui nostri prodotti, consultare il nostro sito web.

Per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e reazioni avverse complete, consultare il foglietto illustrativo completo.

Copyright © 2024 SMI AG. Tutti i diritti riservati





1 20 01 15 2 P

materiali impiegati per le suture

- 1 CATGUT Plain
- 2 CATGUT Chrom
- 4 SUPRAMIDE
- 5 POLIPROPILENE
- 7 POLIESTERE
- 8 SETA
- 9 DACLON Nylon
- 10 ACCIAIO Monofilamento
- 11 SURGICRYL[®] PGA Acido poliglicolico
- 13 SURGICRYL[®] Monofilament Polidiossanone
- 14 SURGICRYL[®] Rapid Acido poliglicolico
- 15 SURGICRYL[®] 910 Polyglactide
- 16 SURGICRYL[®] Monofast Poliglecaprone

calibro del filo

metrico EP

tipo ago

- 03 5/8 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata FR
- 01 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata HR
- 09 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata • loop HR
- 02 3/8 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata DR
- 35 3/8 cerchio • corpo cilindrico micro ago • punta affusolata MDR
- 07 1/4 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata VR
- 20 ago retto • corpo cilindrico • punta affusolata GR
- 30 J-ago • corpo cilindrico • punta affusolata JR
- 05 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta triangolare HRT
- 04 3/8 cerchio • corpo cilindrico • punta triangolare DRT
- 31 J-ago • corpo cilindrico • punta triangolare JRT
- I 26 3/8 cerchio • punta sottile micro affilata • coronarica CC
- 14 1/2 cerchio • dorso tagliente HS
- 15 3/8 cerchio • dorso tagliente DS
- 16 1/2 cerchio • interno tagliente NH
- 17 3/8 cerchio • interno tagliente NS
- 21 ago retto • interno tagliente GS
- 22 1/2 cerchio • spatola tagliente esterno HSP
- 23 3/8 cerchio • spatola tagliente esterno DSP
- 24 1/4 cerchio • spatola tagliente esterno VSP
- 25 ago retto • spatola tagliente esterno GSP
- 18 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta smussa HRB
- 19 3/8 cerchio • corpo cilindrico • punta smussa DRB
- I 00 senza ago

lunghezza ago

millimetri

doppio ago

- U sutura incolore
- P ago Easy Pass
- VB ago nero

Gli aghi delle suture chirurgiche SMI sono prodotti utilizzando le migliori leghe di acciaio disponibili sul mercato, per garantire prestazioni eccezionali, combinando alta duttilità, e forte resistenza alla torsione.


Un avanzato sistema di rivestimento in silicone garantisce una dolce penetrazione nei tessuti e ne riduce il trauma.

La sagoma del corpo dell'ago è progettata per consentire la massima stabilità nel porta aghi.


5/8 CERCHIO




1/2 CERCHIO




3/8 CERCHIO




1/4 CERCHIO



J-AGO




AGO RETTO




PUNTA AFFUSOLATA

Una punta affusolata con corpo cilindrico.




AGO A SEZIONE TRAPEZOIDALE TAGLIO LATERALE

Ago con 2 lati taglienti laterali.




PUNTA "TAPERCUT"

Punta triangolare che gradualmente si trasforma in corpo cilindrico.




AGO A PUNTA SOTTILE MICROAFFILATA - PER CHIRURGIA CORONARICA

Una punta microaffilata seguita da un corpo rotondo e da una parte principale rettangolare per una migliore penetrazione in chirurgia cardiovascolare.




PUNTA A DORSO TAGLIENTE

Un corpo triangolare con una terza lama tagliente sul lato esterno della curvatura.




AGO CONVENZIONALE CON INTERNO TAGLIENTE

Un corpo triangolare con una terza lama tagliente sulla curva interna.



AGO EASY PASS

Punta di precisione con speciale affilatura.




AGO A PUNTA SMUSSA

Ago a corpo cilindrico con punta arrotondata. Per tessuti soffici come fegato e reni. Riduce il rischio di lesioni.

- ✓ *Affilato e resistente*
- ✓ *Passaggio facile nei tessuti*
- ✓ *Ad ogni passaggio la penetrazione è perfetta come nel primo*

L'ago Easy Pass combina tre avanzate tecnologie per generare un ago di precisione di prima qualità



CARATTERISTICHE

- ✓ Punta di precisione con speciale affilatura
- ✓ Una nuova generazione di leghe di acciaio inossidabile
- ✓ Un' avanzata tecnologia di rivestimento con silicone ricopre l' intero ago

BENEFICI


Eccellente penetrazione nei tessuti che ne riduce il trauma e ne garantisce l' integrità
Ottima e prevedibile penetrazione
Affilatura e penetrazione di lunga durata anche dopo numerosi passaggi

Affilatura inalterata dopo numerosi passaggi
Migliore curvatura e resistenza alla rottura
Ottima combinazione di resistenza e duttilità

Superficie estremamente morbida
Migliore penetrazione, controllo e passaggio dell' ago
Mantiene affilatura inalterata anche dopo numerosi passaggi

INDICAZIONI chirurgia plastica e cosmetica

Prestazioni di penetrazione incrementati del 40-50% rispetto agli aghi tradizionali



MATERIALI IMPIEGATI PER LE SUTURE

smi
www.sutures.be

ASSORBIBILI



SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


NON-ASSORBIBILI




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK



SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

Suture in confezioni di alluminio

assorbibili

-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactide 910
-  SURGICRYL[®] PGA Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] Rapid Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] Monofast Poliglecaprone
-  SURGICRYL[®] Monofilament Polidiossanone

Perdita resistenza tensile nel tempo:



non-assorbibili

-  POLIPROPILENE
-  DACLON Nylon
-  SUPRAMIDE Polyamide
-  SETA Rivestita
-  POLIESTERE
-  ACCIAIO Monofilamento

Chirurgia oftalmica

assorbibili

-  SURGICRYL[®] PGA Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactide 910

non-assorbibili

-  SETA Rivestita
-  DACLON Nylon
-  POLIESTERE
-  POLIPROPILENE

Prodotti speciali

Suturatrici e rimozione suture
Biopsy punch
Mobiletto per suture
Rete di polipropilene
Pilomat - divisore e polverizzatore di pillole
Lame chirurgiche e scalpelli

Pennarello per la pelle
Cera per ossa
Spugna SMI - Spugna di gelatina emostatica assorbibile
Aghi chirurgici

Suture confezionate in cassette

assorbibili

-  SURGICRYL[®] PGA Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] PGA Plus Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] Monofilament Polidiossanone
-  SURGICRYL[®] Monofast Poliglecaprone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chrom


non-assorbibili

-  SETA Rivestita nera
-  SUPRAMID Polyamide bianca
-  SUPRAMID Polyamide nera
-  LINAFILE Naturale
-  VITAFIL Polyester bianca
-  DERMAFIL Polyester verde
-  DACLON Nylon
-  ACCIAIO Monofilamento


SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Tipo	Multifilamento intrecciato e rivestito
Composizione	Polyglactine 910, un copolimero composto da 90% di glicolide e 10% di lattide
Rivestimento	Rivestimento con poli-glicolide-co-lactide e stearato di calcio (<1%)
Colore	Viola
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica tramite cui il materiale decomposto consente un assorbimento totale fra i 56 e 70 giorni. Approssimativamente dopo 21 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be



CARATTERISTICHE

- ☒ Alta resistenza alla trazione
- ☒ Sintetico
- ☒ Assorbimento per idrolisi
- ☒ Struttura intrecciata
- ☒ Multifilamento rivestito
- ☒ Confezione ermetica

BENEFICI

- Supporto eccellente al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile
- Eccellente maneggevolezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza alla trazione
- Eccellente sicurezza del nodo
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Buona tenuta e regolazione del nodo
- Ridotta capillarità
- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

Approssimazione e/o sutura dei tessuti molli e/o della legatura

specialmente nella

- Chirurgia generale
- Suture della pelle
- Chirurgia gastrointestinale
- Chirurgia plastica
- Chirurgia oftalmica
- Ginecologia
- Ostetricia
- Ortopedia
- Urologia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia


Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata per l'approssimazione di ampie zone di tessuto.

Attenzione ai pazienti con lenta cicatrizzazione (per esempio persone con sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO





Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2



Without needle

Ligapack



Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
HR 45 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
HR 48 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500160
HR 65 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
HR 80 mm		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180
		5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180



Round bodied taper point double armed

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	 HR 45 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945
	 HR 65 mm	5	2	240 cm	<i>violet</i>	15500965

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
5/8 circle 	FR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200326
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DR 9 mm 	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	15040209
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	15050209
	DR 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100217
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200217
	DR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150222
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
			2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201516



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201516UP
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	15101519
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519
		2	3/0	75 cm	violet	15201519
		3	2/0	75 cm	violet	15301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	15151519UP
		2	3/0	50 cm	undyed	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	violet	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15151524
		2	3/0	75 cm	violet	15201524
		3	2/0	75 cm	violet	15301524
		3.5	0	75 cm	violet	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201526
		3	2/0	75 cm	violet	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	undyed	15201526UP
		3	2/0	75 cm	undyed	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201530
		3	2/0	75 cm	violet	15301530
		3	2/0	90 cm	violet	15301530-90
		3.5	0	75 cm	violet	15351530
		3.5	0	90 cm	violet	15351530-90
		4	1	90 cm	violet	15401530-90
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	undyed	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301536
		3.5	0	75 cm	violet	15351536
		4	1	75 cm	violet	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	violet	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	violet	15351540
		4	1	75 cm	violet	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301545

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 80 mm	7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580
						

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 13 mm	 1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
	HRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
	HRT 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
	HRT 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
	HRT 36 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400536
	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540
	HRT 48 mm	 8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 13 mm		1	5/0	<i>violet</i>	15100530-0413
1/2 circle 	HRT 30 mm					



Cutting

		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160



Blunt

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRB 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351840
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
	HRB 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845



Blunt

		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRB 63 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985



Micro needle taper point

		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	MDR 6.4 mm 150µm	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i>	M910087

SURGICRYL[®]


PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Multifilamento intrecciato e rivestito
Composizione	Acido poliglicolico
Rivestimento	Policaprolattone e sterato di calcio (1%)
Colore	Viola / Beige-incolore
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 60-90 giorni. Approssimativamente dopo 21 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione
- ✓ Sintetico
- ✓ Assorbimento per idrolisi
- ✓ Struttura intrecciata
- ✓ Multifilamento rivestito
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

- Supporto eccellente al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile
- Eccellente maneggevolezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza alla trazione
- Eccellente sicurezza del nodo
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Buona tenuta e regolazione del nodo
- Ridotta capillarità
- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Approssimazione
e/o della legatura
Chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Ostetricia
Chirurgia plastica
Urologia
Chirurgia oftalmica
Ortopedia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia


Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata per l'approssimazione di ampie zone di tessuti.

Attenzione ai i pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO





Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
2	3/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11200075-10
3	2/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11300075-10
3.5	0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11350075-10
4	1	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11400075-10
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	17 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-17
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
	2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
	3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
	3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
	4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
	5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
	2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
	3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
	3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
	4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
	6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025

Ligapack



 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 11070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 11100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 11070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 11100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300122
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200126
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 11200126U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11300126U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400126


 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500130
	HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
	HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148
	HR 65 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300165

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number	
	DR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150217
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200217
	DR 25 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400225

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number			
5/8 circle 	FR 27 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 J-needle	JR 31 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11403031
	JR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11303036
	JR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036
	JR 40 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403040

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 5/8 circle J-needle	JR 36 mm FR 27 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

 Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 J-needle	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131



Round bodied taper cutting point

Metric


USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
HRT 43 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350543-150
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	11051510
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
DS 12 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP




Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
	DS 26 mm	3	2/0	100 cm	<i>violet</i>	11301526-100
	DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530
	DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
	DS 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201430
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301430
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
	HS 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
	HS 40 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number	
Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Multifilamento intrecciato e rivestito
Composizione	Acido poliglicolico
Rivestimento	Policaprolattone e stearato di calcio (1%)
Colore	Beige-incolore / Viola
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 42 giorni. Approssimativamente dopo 7 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



*Qualità
&
sicurezza*

smi

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARATTERISTICHE

- ✓ Iniziale alta resistenza tensile
- ✓ Sintetico
- ✓ Assorbimento per idrolisi
- ✓ Struttura intrecciata
- ✓ Multifilamento rivestito
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

- Supporto eccellente al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile, veloce assorbimento totale
- Eccellente maneggevolezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza alla trazione
- Eccellente sicurezza del nodo
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Buona tenuta e regolazione del nodo
- Ridotta capillarità
- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Approssimazione dei tessuti superficiali della pelle e dellamucosa
Chirurgia plastica
Ostetricia (episiotomia)
Ginecologia
Urologia (circoncisione)
Chirurgia oftalmica (congiuntive)
Chirurgia pediatrica


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Legame


Quando la ferita richiede più di 7 giorni di supporto per la guarigione.

Attenzione ai pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO





Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number


1/2 circle



HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070113
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
HR 36 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DR 13 mm		0.7 6/0	45 cm <i>undyed</i> 14070213

Round bodied taper point 	Metric	USP	Length	Order number
5/8 circle 	FR 17 mm		1.5 4/0	75 cm <i>undyed</i> 14150317

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	undyed	14071512
			1	5/0	75 cm	undyed	14101512
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	undyed	14071512P
			1	5/0	50 cm	undyed	14101512P
			1.5	4/0	50 cm	undyed	14151512P
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	undyed	14101516
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151516
			2	3/0	45 cm	undyed	14201516
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	undyed	14101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	undyed	14101519
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151519
			2	3/0	75 cm	undyed	14201519
			3	2/0	75 cm	undyed	14301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	14151519P
			2	3/0	50 cm	undyed	14201519P
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	undyed	14151519VB
			2	3/0	75 cm	undyed	14201519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	undyed	14151524
			2	3/0	75 cm	undyed	14201524
			3	2/0	75 cm	undyed	14301524
	DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	undyed	14301524P

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301526
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351526
	DS 30 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14351530
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301536
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351536

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i>	14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201417
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14501440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14202160

  Reverse cutting Round bodied taper cutting point		Episio Set		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm 	1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	<i>undyed</i>	S-1430-1435
1/2 circle 	HRT 40 mm 			



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200517
HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300526
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350536
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400536
		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300540
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400540
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400548



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle




DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200416
DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200419

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25



Tipo	Monofilamento
Composizione	Poliglecaprone 25, un copolimero composto da 75% glicolide e 25% E-caprolattone
Rivestimento	Nessuno
Colore	Viola / Beige-incolore
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 90-110 giorni. Approssimativamente dopo 7 giorni rimane il 75% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione
- ✓ Sintetico
- ✓ Assorbimento per idrolisi
- ✓ Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- ✓ Malleabilità e morbidezza
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Supporto eccellente al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Tasso di assorbimento prevedibile

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi

Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)

Eccellente tenuta del nodo

Buona maneggevolezza

Annodabile con sicurezza e facilità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

Superficial soft tissue
e/o della legatura

specialmente nella

Chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia plastica
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Urologia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Chirurgia oftalmica


Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata nell'approssimazione di ampie zone di tessuti.

Attenzione ai i pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack					
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
	HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 48 mm



3.5

0

90 cm

violet

16350148

4

1

90 cm

violet

16400148

5

2

90 cm

violet

16500148

HR 65 mm



3

2/0

90 cm

violet

16300165



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

undyed

16071512

0.7

6/0

75 cm

undyed

16071512-75

0.7

6/0

75 cm

violet

16071512V

1

5/0

45 cm

undyed

16101512

1

5/0

45 cm

violet

16101512V

1.5

4/0

45 cm

undyed

16151512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

undyed

16071512P

1

5/0

50 cm

undyed

16101512P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151512P

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

undyed

16101516

1

5/0

75 cm

violet

16101516V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151516

1.5

4/0

75 cm

violet

16151516V

2

3/0

75 cm

undyed

16201516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

undyed

16101516P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151516P

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

violet

16101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

undyed

16101519

1

5/0

75 cm

violet

16101519V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151519

1.5

4/0

75 cm

violet

16151519V

2

3/0

75 cm

undyed

16201519

2

3/0

75 cm

violet

16201519V

3

2/0

75 cm

undyed

16301519

DS 19 mm
Easy Pass



1.5

4/0

50 cm

undyed

16151519P


2


3/0

50 cm

undyed

16201519P

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS 26 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526P-75
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160


 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	16350540

 Blunt			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Tipo	Monofilamento
Composizione	Polidiossانون un polimero composto di Poliestere e poly p-dioxanone
Rivestimento	Nessuno
Colore	Viola
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 180-210 giorni. Approssimativamente fra 28 e 42 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta e duratura resistenza tensile
- ✓ Sintetico
- ✓ Assorbimento per idrolisi
- ✓ Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- ✓ Malleabilità e morbidezza
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

- Eccellente resistenza per un prolungato supporto alla ferita
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
- Eccellente tenuta del nodo
- Buona maneggevolezza
- Annodabile con sicurezza e facilità
- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Approssimazione

Chirurgia generale
Chirurgia gastrointestinale
Chirurgia oftalmica
Ortopedia
Chiusura parete addominale
Ginecologia
Chirurgia plastica
Urologia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Impianto di protesi


Quando la ferita richiede un supporto di durata superiore alle 6 settimane.

Attenzione ai i pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015


 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack					
	2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	13200025

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
HR 9 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070109
	0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	13050113
	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150113
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350148
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148

1/2 circle



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150217

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
	2 x HR 17 mm	1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117-2
	2 x HR 26 mm	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13200126-2

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DR 9 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070209-2
	2 x DR 10 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050210-2
	2 x DR 13 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050213-2
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100213-2
	2 x DR 17 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050217-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13150217-2



Round bodied taper point loop

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 40 mm



3.5

0

150 cm

violet

13350940

4

1

150 cm

violet

13400940

HR 50 mm



3.5

0

150 cm

violet

13350950

4

1

150 cm

violet

13400950

5


2

150 cm

violet

13500950

HR 65 mm



4

1

150 cm

violet

13400965



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

13071512

1

5/0

45 cm

violet

13101512

1.5

4/0

75 cm

violet

13151512

DS 16 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

13071516

1

5/0

75 cm

violet

13101516

1.5

4/0

75 cm

violet

13151516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

violet

13101516P

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

violet

13101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

violet

13101519

1

5/0

75 cm

violet

13101519-75

1.5

4/0

75 cm

violet

13151519

1.5

4/0

90 cm

violet

13151519-90

2

3/0

75 cm

violet

13201519

DS 19 mm black



1.5

4/0

75 cm

violet

13151519VB

DS 24 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

13151524

2

3/0

75 cm

violet

13201524

2

3/0

90 cm

violet

13201524-90

3

2/0

75 cm

violet

13301524

3.5

0

75 cm

violet

13351524

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540
	DS 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401548


 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Round bodied taper cutting point			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300526
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400540

 Blunt loop			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

POLYPROPYLENE

BLUE



Tipo	Monofilamento
Composizione	Polipropilene, un polimero del propilene
Rivestimento	Nessuno
Colore	Blue
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- ✓ Sintetico
- ✓ Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- ✓ Malleabilità e morbidezza
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
Eccellente tenuta del nodo

Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Approssimazione
e/o della legatura

Chirurgia oftalmica
Chirurgia plastica
Suture della pelle
Ortopedia
Interventi sull'ernia (anche con la rete)
Chirurgia gastrointestinale
Chirurgia generale
Ginecologia
Ostetricia

CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Microchirurgia



Round bodied taper point

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 10 mm			0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
HR 15 mm			0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
HR 17 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100117
			2	3/0	75 cm	blue	5200117
HR 20 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100120
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
			2	3/0	75 cm	blue	5200120
HR 25 mm			3	2/0	75 cm	blue	5300120
			1	5/0	75 cm	blue	5100125
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150125
			2	3/0	75 cm	blue	5200125
			3	2/0	75 cm	blue	5300125
			3.5	0	75 cm	blue	5350125
HR 30 mm			4	1	75 cm	blue	5400125
			2	3/0	75 cm	blue	5200130
			3	2/0	75 cm	blue	5300130
			3.5	0	75 cm	blue	5350130
HR 35 mm			4	1	75 cm	blue	5400130
			3	2/0	75 cm	blue	5300135
			3.5	0	75 cm	blue	5350135
HR 40 mm			4	1	75 cm	blue	5400135
			5	2	75 cm	blue	5500140
			3.5	0	75 cm	blue	5350140


Round bodied taper point loop



1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 50 mm			4	1	150 cm	blue	5400950



Round bodied taper point double armed

1/2 circle




			Metric	USP	Length		Order number
	2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
	2 x HR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050193-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070193-2
	2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100110-2
	2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
			1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
	2 x HR 16 mm		0.7	6/0	90 cm	blue	5070116-2
			1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
	2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
	2 x HR 25 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100125-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
	2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
	2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300135-2
	2 x HR 40 mm		4	1	90 cm	blue	5400140-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 15 mm HR 30 mm		2 3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200115-30

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DR 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150216

 Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	2 x DR 6 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040206-2
	2 x DR 6.5 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	50402065-2-60
	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050208-2
	2 x DR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050293-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070293-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070210-2
			1	5/0	75 cm	blue	5100210-2
	2 x DR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050213-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100213-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070213-2
	2 x DR 17 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200217-2
	2 x DR 18 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100218-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150218-2
	2 x DR 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150222-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200222-2
	2 x DR 25 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300225-2



Round bodied taper point double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DR 26 mm



1

5/0

90 cm

blue

5100226-2

1.5

4/0

90 cm

blue

5150226-2



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 10 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071510

DS 12 mm



0.5

7/0

45 cm

blue

5051512

0.7

6/0

45 cm

blue

5071512

1

5/0

45 cm

blue

5101512

1.5

4/0

75 cm

blue

5151512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071512P

1

5/0

50 cm

blue

5101512P

DS 16 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071516

1

5/0

45 cm

blue

5101516

1.5

4/0

45 cm

blue

5151516-45

1.5

4/0

75 cm

blue

5151516

2

3/0

75 cm

blue

5201516

DS 16 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071516P

1

5/0

50 cm

blue

5101516P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151516P

DS 16 mm black



1

5/0

45 cm

blue

5101516VB

0.7

6/0

75 cm

blue

5071519

1

5/0

45 cm

blue

5101519-45

1

5/0

75 cm

blue

5101519

1.5

4/0

45 cm

blue

5151519-45

1.5

4/0

75 cm

blue

5151519

2

3/0

45 cm

blue

5201519-45

2

3/0

75 cm

blue

5201519

3

2/0

75 cm

blue

5301519

3.5

0

75 cm

blue

5351519

DS 19 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

blue

5101519P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151519P

2

3/0

50 cm

blue

5201519P

DS 19 mm black



1

5/0

75 cm

blue

5101519VB

1.5

4/0

75 cm

blue

5151519VB



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524
DS 24 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	5151524P
		2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201526
		3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201530
		3	2/0	75 cm	blue	5301530
		3.5	0	75 cm	blue	5351530
		4	1	75 cm	blue	5401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201536
		3	2/0	75 cm	blue	5301536
		3.5	0	75 cm	blue	5351536
		4	1	75 cm	blue	5401536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301540
		3.5	0	75 cm	blue	5351540
		4	1	90 cm	blue	5401540
		5	2	90 cm	blue	5501540
DS 45 mm		4	1	90 cm	blue	5401545
DS 90 mm		4	1	90 cm	blue	5401590

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301424
	HS 26 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301426

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	blue	5202160
			3	2/0	75 cm	blue	5302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	blue	5302175

 Round bodied taper cutting point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100516-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150522-2
	2 x HRT 25 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150525-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200525-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300525-2
	2 x HRT 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200530-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300530-2



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 10 mm



0.7

6/0

75 cm

blue

5070510

HRT 25 mm



3

2/0

75 cm

blue

5300525

HRT 30 mm



3.5

0

75 cm

blue

5350530

HRT 36 mm



4

1

75 cm

blue

5400536



Soft cutting point coronary double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x CC 6.4 mm



0.4

8/0

60 cm

blue

5042606-2

2 x CC 8 mm



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2

2 x CC 9.3 mm



0.5

7/0

60 cm

blue

5052693-2

0.7

6/0

60 cm

blue

5072693-2

2 x CC 10 m



0.5

7/0

75 cm

blue

5052610-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072610-2

2 x CC 13 mm



0.5

7/0

75 cm

blue

5052613-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2



Soft cutting point coronary black double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x CC 8 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2VB

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2VB

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2VB

2 x CC 9 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042609-2VB

0.5

7/0

60 cm

blue

5052609-2VB

2 x CC 13 mm black



0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2VB

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2VB



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



MDR 3.75 mm
150 µm



0.2

10/0

13 cm

blue

MP109

MDR 5.1 mm
100 µm



0.2

10/0

15 cm

blue

MP106

MDR 6 mm
150 µm



0.4

8/0

75 cm

blue

MP085

MDR 6.4 mm
150 µm



0.3

9/0

15 cm


blue

MP097

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Tipo	Monofilamento
Composizione	Estrusione di poliamide 6.0 o 6.6
Rivestimento	Nessuno
Colore	Blue Nessuno
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile, gradualmente inglobato dal tessuto connettivo. La massa del filo diminuisce approssimativamente del 10% per anno per la rottura dei legami chimici (azione idrolitica).
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be



CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- ✓ Sintetico
- ✓ Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- ✓ Malleabilità e morbidezza
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
 Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
 Eccellente tenuta del nodo

Buona maneggevolezza
 Annodabile con sicurezza e facilità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

Daclon Blue

specialmente nella

Approssimazione e/o della legatura
 Suture della pelle
 Chirurgia generale
 Chirurgia plastica
 Chirurgia gastrointestinale
 Ginecologia
 Ostetricia
 Ortopedia


Daclon Nero

specialmente nella

Chirurgia plastica
 Chirurgia oftalmica

CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
 Neurochirurgia
 Microchirurgia



Round bodied taper point double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DR 6 mm



0.4

8/0

45 cm

black

5040206-2



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 16 mm



1

5/0

75 cm

black

9100116

1.5

4/0

75 cm

blue

9150116

HR 20 mm



0.7

6/0

75 cm

black

9070120

1

5/0

75 cm

black

9100120

1.5

4/0

75 cm

blue

9150120

2

3/0

75 cm

blue

9200120

3

2/0

75 cm

blue

9300120

HR 26 mm



1.5

4/0

75 cm

blue

9150126

2

3/0

75 cm

blue

9200126

3

2/0

75 cm

blue

9300126

3.5

0

75 cm

blue

9350126

4

1

75 cm

blue

9400126

HR 30 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300130

3.5

0

75 cm

blue

9350130

4

1

75 cm

blue

9400130

HR 37 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300137

3.5

0

75 cm

blue

9350137

4

1

75 cm

blue

9400137

HR 40 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300140

3.5

0

75 cm

blue

9350140

4

1

75 cm

blue

9400140

5

2

75 cm

blue

9500140

HR 50 mm



4

1

100 cm

blue

9400150

5

2

150 cm

blue

9500150

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350930
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350935
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350940
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350950
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400950

Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	 2 x HR 65 mm	3	2/0	90 cm	blue	9300165-2	

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401840



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	black	9051512
		0.7	6/0	75 cm	black	9071512
		1	5/0	75 cm	black	9101512
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071512P
		1	5/0	50 cm	black	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	black	9071516
		1	5/0	45 cm	black	9101516-45
		1	5/0	75 cm	black	9101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151516
		2	3/0	75 cm	blue	9201516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071516P
		1	5/0	50 cm	black	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	black	9101519-45
		1	5/0	75 cm	black	9101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519
		1.5	4/0	90 cm	blue	9151519-90
		2	3/0	45 cm	blue	9201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201519
		2	3/0	90 cm	blue	9201519-90
		3	2/0	75 cm	blue	9301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	9151519P
		2	3/0	50 cm	blue	9201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519VB




Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black	9101524
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151524
		2	3/0	45 cm	blue	9201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201524
		3	2/0	45 cm	blue	9301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301524
		3.5	0	75 cm	blue	9351524
		4	1	75 cm	blue	9401524
		5	2	90 cm	blue	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	blue	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	9201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201526
		3	2/0	45 cm	blue	9301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201530
		3	2/0	75 cm	blue	9301530
		3.5	0	75 cm	blue	9351530
		4	1	75 cm	blue	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201536
		3	2/0	75 cm	blue	9301536
		3.5	0	75 cm	blue	9351536
		4	1	75 cm	blue	9401536
		4	1	90 cm	blue	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301540
		3.5	0	75 cm	blue	9351540
		4	1	75 cm	blue	9401540
		5	2	90 cm	blue	9501540
DS 45 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301545
		4	1	75 cm	blue	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301560
		3.5	0	75 cm	blue	9351560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301590
		3.5	0	100 cm	blue	9351590
		4	1	100 cm	blue	9401590

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9151417
			2	3/0	75 cm	blue	9201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201426
			3	2/0	75 cm	blue	9301426
	HS 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	9201430
			3	2/0	90 cm	blue	9301430
			3.5	0	75 cm	blue	9351430
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301436
			3.5	0	75 cm	blue	9351436
			4	1	75 cm	blue	9401436
	HS 40 mm		5	2	75 cm	blue	9501436
	HS 48 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351440
			4	1	75 cm	blue	9401440
	HS 48 mm		4	1	100 cm	blue	9401448

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	blue	9202160
			3	2/0	75 cm	blue	9302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	blue	9302175

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	NS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201726
	NS 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301730
	NS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301740



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number


3/8 circle



	MDR 3.8 mm 70 µm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i>	MN113
		0.2	10/0	10 cm	<i>black</i>	MN103
	MDR 3.8 mm 100 µm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i>	MN112
		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN105
		0.3	9/0	15 cm	<i>black</i>	MN094
	MDR 5.1 mm 70 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>black</i>	MN104
		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN106
	MDR 5.1 mm 100 µm	0.3	9/0	15 cm	<i>black</i>	MN096
		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN1011
		0.3	9/0	15 cm	<i>black</i>	MN098
	MDR 6.4 mm 140 µm	0.4	8/0	15 cm	<i>black</i>	MN087
		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	MN078

PTFE

WHITE



Tipo	Monofilamento
Composizione	Politetrafluoroetilene (PTFE)
Rivestimento	Nessuno
Colore	Bianco
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

PTFE

WHITE

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- ✓ Sintetico
- ✓ Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- ✓ Malleabilità e morbidezza
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi

Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)

Eccellente tenuta del nodo

Buona maneggevolezza

Annodabile con sicurezza e facilità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO specialmente nella

Approssimazione
e/o della legatura

Suture della pelle

Chirurgia generale

Chirurgia plastica

Chirurgia gastrointestinale

Ginecologia

Ostetricia

Ortopedia

Chirurgia oftalmica

Chirurgia orale

CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare

Neurochirurgia

Microchirurgia



Round bodied taper point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21070116
			1	5/0	60 cm	white	21100116
			1.5	4/0	60 cm	white	21150116
	HR 20 mm		1	5/0	60 cm	white	21100120
			1.5	4/0	60 cm	white	21150120
			2	3/0	60 cm	white	21200120



Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21071512
	DS 16 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21071516
			1	5/0	60 cm	white	21101516
			1.5	4/0	60 cm	white	21151516
	DS 19 mm		1	5/0	60 cm	white	21101519
			1.5	4/0	60 cm	white	21151519
			2	3/0	60 cm	white	21201519



Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x CC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	white	21052693-2




Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	2 x GC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	white	21052793-2

SUPRAMID

BLACK



Tipo	Multifilamento ritorto e rivestito Calibro USP 5/0 e 6/0 monofilamento
Composizione	Fili di Poliamide inclusi in sfoglie di poliamide (polyamide 6)
Colore	Nero
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile, gradualmente inglobato dal tessuto connettivo
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- ✓ Sintetico
- ✓ Struttura ritorta

- ✓ Multifilamento in guaina

- ✓ Malleabilità e morbidezza

- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO Approssimazione
e/o della legatura

specialmente nella Suture della pelle

CONTROINDICAZIONI
Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Microchirurgia

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201422
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151426
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	4071516
		1	5/0	45 cm	black	4101516-45
		1	5/0	75 cm	black	4101516
		1.5	4/0	45 cm	black	4151516
		1.5	4/0	75 cm	black	4151516-75
		2	3/0	45 cm	black	4201516
		2	3/0	75 cm	black	4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	black	4071519
		1	5/0	75 cm	black	4101519
		1.5	4/0	45 cm	black	4151519
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519-75
		2	3/0	45 cm	black	4201519-45
		2	3/0	75 cm	black	4201519
		3	2/0	75 cm	black	4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	black	4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	black	4201524
		3	2/0	75 cm	black	4301524
		3.5	0	75 cm	black	4351524
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	black	4301536
		3.5	0	75 cm	black	4351536
		4	1	75 cm	black	4401536



Round bodied taper cutting point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150518
		2	3/0	75 cm	black	4200518




Round bodied taper cutting point

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150418
		2	3/0	75 cm	black	4200418

SILK



Tipo	Multifilamento intrecciato
Composizione	Fibre intrecciate derivanti dal bozzolo del baco da seta
Rivestimento	Silicone
Colore	Nero
Reazione dei tessuti	Moderata
Assorbimento	Le suture di seta provocano una iniziale reazione infiammatoria dei tessuti (tramite idrolisi enzimatica in un periodo superiore a 2 anni), che è seguita da un inglobamento graduale della sutura da parte dei tessuti connettivi fibrosi.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

SILK

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- ✓ Struttura intrecciata o ritorta
- ✓ Multifilamento rivestito
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto fino a 3 mesi

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Approssimazione
e/o della legatura

Chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia oftalmica
Chirurgia orale
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Ostetricia

CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Microchirurgia
Allergie conosciute o sensibilità alla seta



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	black	8200015
3	2/0	150 cm	black	8300015
3.5	0	150 cm	black	8350015
4	1	150 cm	black	8400015
5	2	150 cm	black	8500015
6	3&4	150 cm	black	8600015
8	6	150 cm	black	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	black	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	black	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	black	8350044
4	1	6 x 45 cm	black	8400044
5	2	6 x 45 cm	black	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	black	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	black	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	black	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	black	8350046
4	1	17 x 45 cm	black	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	black	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	black	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	black	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	black	8350060
4	1	13 x 60 cm	black	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	black	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	black	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	black	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	black	8350075
4	1	12 x 75 cm	black	8400075
5	2	12 x 75 cm	black	8500075



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	black	8200025
3	2/0	250 cm	black	8300025
3.5	0	250 cm	black	8350025
4	1	250 cm	black	8400025
5	2	250 cm	black	8500025
6	3&4	250 cm	black	8600025

Ligapack





Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
		2	3/0	90 cm	black	8200112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
		2	3/0	75 cm	black	8200116
HR 20 mm		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
HR 30 mm		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
HR 37 mm		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
HR 40 mm		5	2	75 cm	black	8500137
		3.5	0	75 cm	black	8350140
		4	1	75 cm	black	8400140
HR 45 mm		5	2	75 cm	black	8500140
		4	1	75 cm	black	8400145
		6	3&4	75 cm	black	8600145



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DR 12 mm		1	5/0	45 cm	black	8100212
DR 16 mm		1	5/0	75 cm	black	8100216
		1.5	4/0	75 cm	black	8150216
DR 25 mm		2	3/0	75 cm	black	8200216
		2	3/0	75 cm	black	8200225
		3	2/0	75 cm	black	8300225
DR 30 mm		3.5	0	75 cm	black	8350225
		3	2/0	75 cm	black	8300230



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

Straight

GR 40 mm		3	2/0	75 cm	black	8302040
----------	---	---	-----	-------	-------	---------



Reverse cutting double armed


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512-2



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512
		1	5/0	45 cm	black	8101512
		1.5	4/0	75 cm	black	8151512
		2	3/0	75 cm	black	8201512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	8071512P
		0.7	6/0	75 cm	black	8071516
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	black	8101516
		1.5	4/0	75 cm	black	8151516
		2	3/0	75 cm	black	8201516
		3	2/0	75 cm	black	8301516



Reverse cutting

3/8 circle




Easy cutting			Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	black		8101516P
		1.5	4/0	50 cm	black		8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black		8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	black		8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	black		8071519
		1	5/0	75 cm	black		8101519
		1.5	4/0	75 cm	black		8151519
		2	3/0	45 cm	black		8201519-45
		2	3/0	75 cm	black		8201519
		3	2/0	75 cm	black		8301519
		3.5	0	75 cm	black		8351519
		4	1	75 cm	black		8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	black		8151519P
		2	3/0	50 cm	black		8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black		8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black		8151519VB
		2	3/0	75 cm	black		8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black		8101524
		1.5	4/0	75 cm	black		8151524
		2	3/0	75 cm	black		8201524
		3	2/0	75 cm	black		8301524
		3.5	0	75 cm	black		8351524
		4	1	75 cm	black		8401524
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	black		8201526
		3	2/0	75 cm	black		8301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	black		8151530
		2	3/0	75 cm	black		8201530
		3	2/0	75 cm	black		8301530
		3.5	0	75 cm	black		8351530
		4	1	75 cm	black		8401530
		5	2	75 cm	black		8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	black		8201537
		3	2/0	75 cm	black		8301537
		3.5	0	75 cm	black		8351537
		4	1	75 cm	black		8401537
		5	2	75 cm	black		8501537
		6	3&4	75 cm	black		8601537



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 40 mm	4	1	75 cm	black	8401540
		5	2	75 cm	black	8501540
	DS 45 mm	3	2/0	75 cm	black	8301545
		3.5	0	75 cm	black	8351545
		4	1	75 cm	black	8401545
		5	2	75 cm	black	8501545
	DS 60 mm	4	1	75 cm	black	8401560
	DS 90 mm	3.5	0	100 cm	black	8351590
		5	2	100 cm	black	8501590



Reverse cutting

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	black	8071412
	HS 17 mm	1	5/0	75 cm	black	8101417
		1.5	4/0	75 cm	black	8151417
		2	3/0	75 cm	black	8201417
	HS 20 mm	1.5	4/0	75 cm	black	8151420
		2	3/0	75 cm	black	8201420
	HS 22 mm	1	5/0	75 cm	black	8101422
		1.5	4/0	75 cm	black	8151422
		2	3/0	75 cm	black	8201422
		3	2/0	75 cm	black	8301422
	HS 26 mm	1	5/0	75 cm	black	8101426
		1.5	4/0	75 cm	black	8151426
		2	3/0	75 cm	black	8201426
		3	2/0	75 cm	black	8301426
		3.5	0	75 cm	black	8351426
	HS 30 mm	3	2/0	75 cm	black	8301430
	HS 36 mm	3.5	0	75 cm	black	8351436
		4	1	75 cm	black	8401436
	HS 40 mm	4	1	75 cm	black	8401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Tipo	Multifilamento intrecciato
Composizione	Poliestere, un polimero del polyethylene terephthalate
Rivestimento	Silicone
Colore	Verde Bianco
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile, gradualmente inglobato dal tessuto connettivo
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARATTERISTICHE

- ✓ Altissima resistenza tensile, non assorbibile
- ✓ Sintetico
- ✓ Struttura intrecciata
- ✓ Multifilamento rivestito
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Approssimazione
e/o della legatura

Chirurgia oftalmica
Chirurgia generale
Suture della pelle
Ortopedia
Chirurgia gastrointestinale
Ostetricia

CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Microchirurgia



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	150 cm	green	7150015
-----	-----	--------	-------	---------

2	3/0	150 cm	green	7200015
---	-----	--------	-------	---------

3	2/0	150 cm	green	7300015
---	-----	--------	-------	---------

3.5	0	150 cm	green	7350015
-----	---	--------	-------	---------

4	1	150 cm	green	7400015
---	---	--------	-------	---------

5	2	150 cm	green	7500015
---	---	--------	-------	---------

6	3&4	150 cm	green	7600015
---	-----	--------	-------	---------

1.5	4/0	6 x 45 cm	green	7150045
-----	-----	-----------	-------	---------

2	3/0	6 x 45 cm	green	7200045
---	-----	-----------	-------	---------

3	2/0	6 x 45 cm	green	7300045
---	-----	-----------	-------	---------

3.5	0	6 x 45 cm	green	7350045
-----	---	-----------	-------	---------

4	1	6 x 45 cm	green	7400045
---	---	-----------	-------	---------

5	2	6 x 45 cm	green	7500045
---	---	-----------	-------	---------

6	3&4	6 x 45 cm	green	7600045
---	-----	-----------	-------	---------

2	3/0	3 x 50 cm	green	7200050
---	-----	-----------	-------	---------

3	2/0	3 x 50 cm	green	7300050
---	-----	-----------	-------	---------

3.5	0	3 x 50 cm	green	7350050
-----	---	-----------	-------	---------

4	1	3 x 50 cm	green	7400050
---	---	-----------	-------	---------

5	2	3 x 50 cm	green	7500050
---	---	-----------	-------	---------

2	3/0	2 x 75 cm	green	7200075-2
---	-----	-----------	-------	-----------



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	250 cm	green	7150025
-----	-----	--------	-------	---------

2	3/0	250 cm	green	7200025
---	-----	--------	-------	---------

3	2/0	250 cm	green	7300025
---	-----	--------	-------	---------

3.5	0	250 cm	green	7350025
-----	---	--------	-------	---------

4	1	250 cm	green	7400025
---	---	--------	-------	---------

5	2	250 cm	green	7500025
---	---	--------	-------	---------

6	3&4	250 cm	green	7600025
---	-----	--------	-------	---------

Ligapack





Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	green	7070113
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
		3	2/0	75 cm	green	7300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150126
		2	3/0	75 cm	green	7200126
		3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
		4	1	75 cm	green	7400130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
		3.5	0	75 cm	green	7350136
		4	1	75 cm	green	7400136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140
		4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
		6	3&4	75 cm	green	7600140
HR 48 mm		7	5	75 cm	green	7700140
		4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148




Round bodied taper point double armed


1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm HR 36 mm		2	3/0	60 cm	green	7200116-36

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	2 x HR 17 mm		1	5/0	75 cm	green 7100117-2
			2	3/0	90 cm	green 7200117-2
			3	2/0	90 cm	green 7300117-2
	2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	green 7300120-2
						
	2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green 7200126-2
			3	2/0	90 cm	green 7300126-2
			3.5	0	75 cm	green 7350126-2

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DR 50 mm		7	5	75 cm	green 7700250

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	2 x DR 13 mm		1.5	4/0	75 cm	green 7150213-2

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	green 7152019
			2	3/0	50 cm	green 7202019



Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	green	7150517-2
			2	3/0	90 cm	green	7200517-2
			3	2/0	90 cm	green	7300517-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300517-2P
	2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	green	7200525-2
			3	2/0	90 cm	green	7300525-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300525-2P



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150518
			2	3/0	75 cm	green	7200518
	HRT 40 mm		5	2	75 cm	green	7500540
			8	6	90 cm	green	7800540
	HRT 55 mm		6	3	75 cm	green	7600555
			7	5	4 x 75 cm	green	7700555-4



Reverse cutting


			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	green	7101512
			1	5/0	75 cm	green	7101516
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151516
			2	3/0	75 cm	green	7201516
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	green	7101519
			1.5	4/0	75 cm	green	7151519
			2	3/0	75 cm	green	7201519
			3	2/0	75 cm	green	7301519
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	green	7151519VB
			2	3/0	75 cm	green	7201519VB
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	green	7201524
			3	2/0	75 cm	green	7301524
			3.5	0	75 cm	green	7351524
	DS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151526
			3	2/0	75 cm	green	7301526

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	green 7201530
			3	2/0	75 cm	green 7301530
			3.5	0	75 cm	green 7351530
			4	1	75 cm	green 7401530
			4	1	110 cm	green 7401530-110
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	green 7301536
			4	1	75 cm	green 7401536
			5	2	75 cm	green 7501536
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	green 7351540
			4	1	75 cm	green 7401540
			5	2	75 cm	green 7501540
	DS 45 mm		5	2	75 cm	green 7501545

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	green 7151417
			2	3/0	75 cm	green 7201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	green 7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	green 7201426
			3	2/0	75 cm	green 7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	green 7301430
			3.5	0	75 cm	green 7351430
			4	1	75 cm	green 7401430
			5	2	75 cm	green 7501430
	HS 36 mm		3.5	0	75 cm	green 7351436
			4	1	75 cm	green 7401436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	green 7351440
			4	1	75 cm	green 7401440
			5	2	75 cm	green 7501440
	HS 48 mm		6	3&4	75 cm	green 7601448
			7	5	75 cm	green 7701448

STEEL

MONOFILAMENT



Tipo	Monofilamento
Composizione	Lega di ferro, nichel e lega cromica
Rivestimento	Nessuno
Colore	Metallo
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- ✓ Sintetico
- ✓ Duttile e malleabile
- ✓ Monofilamento con il diametro microscopicamente uniforme
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Buona maneggevolezza

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi

Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)

Eccellente tenuta del nodo

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

Suture dello sterno
Ortopedia
Pareti addominali e cura dell'ernia

CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Microchirurgia
Sensibilità o allergie conosciute ad acciaio inossidabile, o ametalli quali cromo e nickel



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52


8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm


ST63

9

7

4 x 45 cm

ST72



CHIRURGIA OFTALMICA

*Qualità
&
sicurezza*



www.sutures.be

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU061


 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	2 x DSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
	2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU062
2 x DSP 10 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU073	

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09-1

	Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06-250
	2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05

 Micro needle taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU095
	150µm						

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
	DS 12 mm		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
	Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
 1/2 circle	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
 3/8 circle	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
 3/8 circle	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
 1/4 circle	2 x VSP 6.3 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910063
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	OS71
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm  	1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm	 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm	 	1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51

 Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8071512
			1	5/0	45 cm	black	8101512
			1.5	4/0	75 cm	black	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151519

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	2 x DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2


 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 6.2 mm 150 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> OS82
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> OS81

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle  2 x VR 8 mm 220 µm  0.4 8/0 45 cm black ON81							
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle  HSP 5.5 mm 150 µm  0.2 10/0 30 cm black ON1081							
  Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	2 x HSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	black	ON108
	2 x HSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	black	ON102
	2 x HSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	black	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	black	ON62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DSP 4.75 mm 150 µm		0.2	10/0	13 cm	black	ON1021
			0.3	9/0	13 cm	black	ON99
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	black	ON1011


 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON103
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.1	11/0	20 cm	<i>black</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON101
			0.3	9/0	30 cm	<i>black</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i>	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i>	ON105-38
			0.2	10/0	45 cm	<i>black</i>	ON105-45
	2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON61


 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i>	ON51

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP52
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.2	10/0	30 cm	blue	OPP105
			0.3	9/0	30 cm	blue	OPP95

 Side cutting spatula			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle							
	DSP 6 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	blue	OPP71-1

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
 1/4 circle	 2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	OPP62
	 2 x VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i>	OPP116

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle 	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	blue	OPP103

 Side cutting spatula loop double armed		Metric	USP	Length	Order number	
 1/4 circle	VSP 15.3 mm 150 µm		0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP113L-2
	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP103L-2

 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP103L
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  2 x GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm 	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102
3/8 circle  GSP 16 mm 150 µm DSP 5 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP115



PRODOTTI SPECIALI

*Qualità
&
sicurezza*



www.sutures.be

Skin Stapler & Remover

INDICATIONS:


SMI Skin Stapler can be used for a variety of skin closures.

BENEFITS:

- ✓ *Ergonomic and user friendly design*
- ✓ *Clear view of operating site*
- ✓ *Easy to check remaining staples*

1. Skin Stapler with 35 Wide Staples **ZS35W**
2. Single use staple remover **ZSR**
3. Single use staple remover 2 **ZSR2**

Staple size



Biopsy Punch

Sterile biopsy punch for accurate and gentle skin biopsies

Seamless stainless steel sharp cutting edge

Ribbed handle for sure grip and control



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP6
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	25 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	25 pc.	ZBP12

Surgical suture rack

Rack & drawer for rack



The flexible racking system keeps your sutures organized and easily accessible during surgery.

The interchangeable pieces allow for assembly into multiple configurations.

1 rack for 2 horizontal suture boxes
(125 mm x 72 mm x 143 mm)

Z070

Drawer for rack

Z071

Polypropylene mesh

INDICATIONS:

Reinforcement of the abdominal wall
• Hernia
• Eventration
via celioscopy or laparotomy

COMPOSITION:


Monofilament polypropylene knitted into an elastic, durable mesh

BENEFITS:

- ✓ *Extreme dimensional stability*
- ✓ *Very thin mesh structure*
- ✓ *Ideal porosity*
- ✓ *Excellent transparency*
- ✓ *Good handling*
- ✓ *Easy to cut*
- ✓ *Well tolerated*

Square & Rectangular Mesh

STANDARD MESH 5 pc.	5 cm x 10 cm	ZMS0510
	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	15 cm x 15 cm	ZMS1515
	30 cm x 30 cm	ZMS3030



Skin Marker

For general purpose skin marking. Indelible gentian violet ink. Biocompatible, non toxic and non-irritating. With ruler in centimetres and inches.

ZSM20 Dual tip, regular and fine tip skin marker with ruler, sterile



Pilomat

Tablet Crusher Z045

To crush tablets with a simple flick of the wrist.




Tablet Splitter Z044

To cut tablets of any size in two.



Surgical blades & scalpel handles

For blade handle N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 13 N° 15 N° 15c


Surgical blades
without handle

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB13 ZB15 ZB15c

Surgical blades with
plastic handle

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

For blade handle N° 4



N° 18 N° 19 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Surgical blades
without handle

ZB18 ZB19 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Surgical blades with
plastic handle

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSITION:
Carbon Steel

PRESENTATION:
Individual sterile foil packs

without handle 100 / box
with plastic handle 10 / box

Stitch Cutter



ZBS

Scalpel handles

COMPOSITION: Stainless Steel

PRESENTATION: 10/ box



N° 3 **ZBH3**



N° 4 **ZBH4**

SMI Spon


Absorbable Haemostatic Gelatin Sponge

COMPOSITION:

Highly purified first grade gelatine material

INDICATIONS:

For use in various surgical procedures. Intended for haemostatic use by applying to a bleeding surface. Non pyrogenic and biocompatible.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010	4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010	5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001	6. FILM	200 x 70 x 0.5 mm	ZHG20070005

SMI-CEL

Absorbable Hemostat – Oxidized Regenerated Cellulose

COMPOSITION:


Sterile absorbable knitted fabric prepared by the controlled oxidation of regenerated cellulose

INDICATIONS:

Used adjunctively in surgical procedures to assist in the control of capillary, venous, and small arterial bleeding
Biocompatible, providing rapid hemostasis and absorbed by the body within 7 - 14 days

SMI-CEL STANDARD

1.25 cm x 5 cm	12 pc.	ZHCS012050
5 cm x 7.5 cm	12 pc.	ZHCS050075
5.1 cm x 35.6 cm	12 pc.	ZHCS051356
7.5 cm x 10 cm	12 pc.	ZHCS075100
10 cm x 20 cm	12 pc.	ZHCS100200



SMI-CEL FIBRIL

2.6 cm x 5.1 cm	10 pc.	ZHCF026051
5.1 cm x 10.2 cm	10 pc.	ZHCF051102
10.2 cm x 10.2 cm	10 pc.	ZHCF102102



SMI-CEL KNIT

2.6 cm x 2.6 cm	12 pc.	ZHCK026026
7.6 cm x 10.2 cm	12 pc.	ZHCK076102
15.2 cm x 22.9 cm	12 pc.	ZHCK152229
10.2 x 10.2 cm	12 pc.	ZHCK102102



Bone Wax



12 x 2.5 g

Z046

COMPOSITION:

Refined white beeswax, paraffin and isopropyl palmitate

INDICATIONS:

Used in the control of bleeding from bone surfaces by acting as a mechanical barrier.

PRESENTATION:

2.5 g plates individually wrapped
12 in one box, sterile

Cervix set

Shirodkar cervix suture set

2 x blunt needle



2 x HRB 50 mm

4 mm polyester tape 40 cm

ZCE1

4 mm polyester tape 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

4 mm polyester tape 50 cm

ZCE3

Cervix suture set according to Mc. Donald / Wurm-Hefner techniques

2 x round bodied needle taper cutting point



2 x HRT 48 mm

EP 6 / USP 8
polyester green thread 75 cm

ZCE9

nylon tape

3 mm nylon tape 70 cm ZCE06

6 mm nylon tape 70 cm ZCE07

6 mm nylon tape 100 cm ZCE09

polyester tape

4 mm wide 75 cm ZCE08

4 mm wide 2 x 75 cm ZCE08-2

Bühner band



Polyester tape 6.5 mm x 80 cm, sterile

ZCE20

- ☒ Vaginal tape
- ☒ Umbilical tape
- ☒ Bühner band

Needles

12 in one box

1/2 CIRCLE



Ordinary Eye
GN



Spring Eye
GF



Ordinary Eye
GRN



Spring Eye
GRF



90 mm N°00

Z 751

Z 850

80 mm N°1

Z 702

Z 752

Z 851

70 mm N°2

Z 703

Z 753

Z 853

65 mm N°3

Z 704

60 mm N°4

Z 755

Z 855

55 mm N°6

Z 706

Z 756

Z 806

Z 856

50 mm N°7

Z 758

Z 807

Z 858

48 mm

Z 840

45 mm N°8

Z 708

Z 759

Z 808

Z 859

40 mm N°9

Z 710

Z 760

Z 810

Z 860

37 mm

Z 746

35 mm N°10

Z 711

Z 761

Z 811

Z 861

32 mm N°11

Z 745

30 mm N°12

Z 712

Z 762

Z 812

Z 862

25 mm N°13

Z 713

Z 763

Z 813

Z 863

20 mm N°15

Z 714

Z 764

Z 814

Z 864

16 mm N°16

Z 766

Z 866

SERPENTINE NEEDLE



145 mm

Z 402


135 mm

Z 401

110 mm

Z 403

STRAIGHT NEEDLE



75 mm N° 1

Z 904

60 mm N° 4

Z 903

Z 913

45 mm N° 8

Z 902

40 mm N° 9

Z 912

35 mm N° 10

Z 911



3/8 CIRCLE



	 Ordinary Eye BN Spring Eye BF		 Ordinary Eye BRN Spring Eye BRF		 Ordinary Eye BRT
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

SKI NEEDLES HALF CURVED



Ordinary Eye



Spring Eye



80 mm N°1

Z 202

70 mm N°2

Z 203

65 mm N°3

Z 204

60 mm N°4

Z 205

57 mm N°5

Z 201

55 mm N°6

Z 206

50 mm N°7

Z 207

45 mm N°8

Z 208

40 mm N°9

Z 260

35 mm N°10

Z 261

32 mm N°11

Z 270

30 mm N°12

Z 262

25 mm N°13

Z 263

22 mm N°14

Z 271

20 mm N°15

Z 264

16 mm N°16

Z 266

14 mm N°17

Z 267

12 mm N°20

Z 268

POST MORTEM SKI NEEDLES



Ordinary Eye




130 mm 5"

Z 281

100 mm 4"

Z 282

POST MORTEM NEEDLES 3/8 CIRCLE



Ordinary Eye



150 mm 6"

Z 480

130 mm 5"

Z 481

100 mm 4"

Z 482

Suturatrici e rimozione suture


INDICAZIONI:

Suturatrice meccanica SMI, utile per diverse varietà di chiusure della pelle.

VANTAGGI:

- ✓ *Ergonomico e di disegno semplice*
- ✓ *Chiara visione del campo operatori*
- ✓ *Semplice controllo dei punti rimanenti*

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Suturatrice con punti da 35 mm | ZS35W |
| 2. Leva punti monouso | ZSR |
| 3. Leva punti monouso 2 | ZSR2 |



Biopsy Punch

Punch sterile per biopsia, per una biopsia cutanea accurata e delicata

Acciaio inossidabile senza saldatura, con bordo tagliente ben affilato

Maniglia a costine per una presa sicura ed un ottimo controllo



Ø 2 mm	25 pz	ZBP2
Ø 3 mm	25 pz	ZBP3
Ø 4 mm	25 pz	ZBP4
Ø 5 mm	25 pz	ZBP5
Ø 6 mm	25 pz	ZBP6
Ø 8 mm	25 pz	ZBP8
Ø 10 mm	20 pz	ZBP10
Ø 12 mm	20 pz	ZBP12

Mobiletto per suture

Mobiletto e cassetto per mobiletto



Il sistema flessibile del mobiletto consente di tenere le suture ben ordinate e accessibili durante l'intervento chirurgico.

Il sistema di parti intercambiabili consente di assemblare il sistema in molteplici configurazioni.

1 sistema per 2 confezioni di suture in orizzontale
(125 mm x 72 mm x 143 mm) **Z070**

Cassetto permobiletto **Z071**

Rete di polipropilene

INDICAZIONI:

Soluzione di rinforzo della parete addominale

- ernia
 - eventrazione
- attraverso celioscopia o laparotomia

COMPOSIZIONE:

Monofilamento di polipropilene lavorato in forma di rete elastica e duratura

VANTAGGI:

- ✓ *Dimensioni estremamente stabili*
- ✓ *Struttura dellamaglia molto sottile*
- ✓ *Porosità ideale*
- ✓ *Eccellente trasparenza*
- ✓ *Buona maneggevolezza*
- ✓ *Facile da tagliare*
- ✓ *Buona tolleranza*

Square & Rectangular Mesh

STANDARD MESH	5 cm x 10 cm	ZMS0510
5 pz	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	15 cm x 15 cm	ZMS1515
	30 cm x 30 cm	ZMS3030



Pilomat

Frantuma pillole Z045

Per frantumare le pillole con un semplice gesto.



Divisore di pillole Z044

Per tagliare qualsiasi formato di pillole in 2 parti.



Lame chirurgiche e scalpelli

Per manico di lame n. 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

Lame chirurgiche
senza manico

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

Lame chirurgiche
con manico di plastica

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Per manico di lame n. 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Lame chirurgiche
senza manico

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Lame chirurgiche
con manico di plastica

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSIZIONE:
Acciaio/carbonio

CONFEZIONE:
Confezioni singole sterili laminate

senza manico 100 unità per cartone
con manico in plastica 10 unità per cartone

Stitch Cutter



ZBS

Manico di lame

COMPOSIZIONE: Acciaio inossidabile

CONFEZIONE: 10 unità per cartone



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Pennarello per la pelle

Pennarello per la pelle per uso generico. Indelebile, colore viole. Biocompatibile, non-tossico, e non-irritante. Con righello in centimetri e inch.

ZSM 20 Pennarello per la pelle, doppia punta, normale e sottile, con righello, sterile



Cera per ossa



12 x 2.5 g

Z046

COMPOSIZIONE:

Cera D'api bianca raffinata, con paraffina e isopropil palmitato

INDICAZIONI:

Utilizzato nel controllo di un'emorragia dalla superficie dell'osso fungendo da barriera meccanica.

CONFEZIONE:

Lastre da 2,5 grammi individualmente confezionate
Confezione da 12 unità, sterile

Spugna SMI


Spugna emostatica di gelatina assorbibile

COMPOSIZIONE:

Gelatina di prima scelta ad elevata purezza

INDICAZIONI:


Per uso in varie procedure chirurgiche. Per uso emostatico con applicazione sulla superficie sanguinante. Non pirogenica e biocompatibile.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPONE	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. CUBO DENTALE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

Aghi chirurgici

Confezione
da 12 unità



1/2 Cerchio



	Occhiello ordinario GN	Occhiello „spring” multiplo GF	Occhiello ordinario GRN	Occhiello „spring” multiplo GRF
90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 mm		Z 746		
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 mm N°11		Z 745		
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

AGO SERPENTINO



Occhiello ordinario GSN



145 mm	Z 402
135 mm	Z 401
110 mm	Z 403

AGO RETTO



Occhiello
ordinario GSN



Occhiello
„spring”
multiplo GSF



75 mm N° 1	Z 904
60 mm N° 4	Z 903
45 mm N° 8	Z 902
40 mm N° 9	Z 912
35 mm N° 10	Z 911



3/8 Cerchio



					
	Occhiello ordinario BN	Occhiello „spring” multiplo BF	Occhiello ordinario BRN	Occhiello „spring” multiplo BRF	Occhiello ordinario BRT
					
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

AGHI A SLITTA mezzo cerchio



Occhiello
ordinario



Occhiello
„spring”
multiplo



80 mm N°1

Z 202

70 mm N°2

Z 203

65 mm N°3

Z 204

60 mm N°4

Z 205

57 mm N°5

Z 201

55 mm N°6

Z 206

50 mm N°7

Z 207

45 mm N°8

Z 208

40 mm N°9

Z 260

35 mm N°10

Z 261

32 mm N°11

Z 270

30 mm N°12

Z 262

25 mm N°13

Z 263

22 mm N°14

Z 271

20 mm N°15

Z 264

16 mm N°16

Z 266

14 mm N°17

Z 267

12 mm N°20

Z 268

AGHI A SLITTA POST MORTEM



Occhiello ordinario




130 mm 5"

Z 281

100 mm 4"

Z 282

AGHI POST MORTEM 3/8 CERCHIO



Occhiello ordinario



150 mm 6"

Z 480

130 mm 5"

Z 481

100 mm 4"

Z 482