

smi

HECHTMATERIAAL

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

SMI: Chirurgisch hechtmateriaal van uitstekende kwaliteit

Het bedrijf **SMI AG** werd in 1987 opgericht en heeft sindsdien over de landsgrenzen heen naam verworven als fabrikant van chirurgisch hechtmateriaal. De firma is gevestigd in de gemeente St. Vith in het oosten van België, in de buurt van het 3-landenpunt België-Duitsland-Luxemburg.

☒ *DE HOOGSTE NORMEN INZAKE KWALITEIT EN VEILIGHEID*

SMI wendt sinds het begin internationale kwaliteitsnormen aan zoals de ISO-norm EN 13485. Alle basis grondstoffen en afgewerkte producten worden onderworpen aan een strikte kwaliteitscontrole onder toezicht van een gespecialiseerd team.

SMI hecht veel belang aan de "klanttevredenheid" door het garanderen van kwaliteitsvolle producten en een onberispelijke service. Klantgerichte aandacht, wederzijds vertrouwen en correcte leveringen, vormen een belangrijke basis.

☒ *WERELDWIJDE ERKENNING*

SMI exporteert naar ongeveer 120 verschillende landen wereldwijd. Dit succes werd met de „Royal Export Award 2000“ van de BDBH (Belgische dienst voor buitenlandse handel) bekroond.

☒ *CATALOGUS*

Deze catalogus bevat informatie over het hele productassortiment van **SMI** met alle detailbeschrijvingen van de presentaties die continu in voorraad zijn. In het geval een klant een niet standaard presentatie wil, kan deze op eenvoudig verzoek als speciale uitvoering geproduceerd worden. We streven ernaar om onze "product range" regelmatig te updaten, op basis van nieuwe trends of marktontwikkelingen.

SMI biedt alle maten aan, van USP 12/0 tot en met USP 6. Dit schept voor chirurgen een waaier van toepassingsmogelijkheden bij verschillende types van chirurgie, zoals Cardiologie en Ofthalmologie.

Sinds vele jaren zijn **SMI** producten bekend door top chirurgen over de hele wereld.

Niet alle producten zijn geregistreerd en goedgekeurd voor verkoop in alle landen of regio's. Neem contact op met uw landvertegenwoordiger voor productbeschikbaarheid en informatie.

Gedrukte versies of lokaal opgeslagen kopieën van het productinformatiemateriaal zijn mogelijk niet actueel. Voor actuele informatie over onze producten verwijzen wij u naar onze website.


Raadpleeg de volledige bijsluiter voor de volledige indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen.

Copyright © 2024 SMI AG. Alle rechten voorbehouden





1 20 01 15 2 P



De SMI chirurgische hechtingsnaalden zijn vervaardigd uit hoogkwaliteits roestvrij staal. Een optimale combinatie naaldsterkte/naaldbuigzaamheid dragen bij tot het bekomen van een uitstekend eindresultaat. De precisie aanprikpunt en de geavanceerde silicone coating garanderen een vloeiende huid penetratie met minimaal weefseltrauma. De vorm van het naaldlichaam maakt een "stabiele grip" van de naaldvoerder mogelijk.


5/8 CIRKEL




1/2 CIRKEL




3/8 CIRKEL




1/4 CIRKEL



J-NAALD




RECHT




RONDBODY NAALD

Een gestroomlijnde naald die in een punt uitloopt.




SPATULANAALD MET EEN SNIJDENDE KANT

Een naald met twee snijdende eindpunten.




RONDE NAALDMET EEN SNIJDENDE PUNT

Een gestroomlijnde naald die in snijdende vlakken uitloopt.




CORONAIRE NAALD

Een kleine punt gevolgd door een rond lichaam en een vierhoekig hoofdlichaam - voor een betere penetratie in de hart- en vaatchirurgie.




BUITEN SNIJDENDE NAALD

Een driehoekige structuur met een snijdende rand aan de buitenkant.




BINNEN SNIJDENDE NAALD

Een driehoekige structuur met een snijdende rand aan de binnenkant.



EASY PASS NAALD

Extrascherpe precisiepunt.




STOMPE NAALD

Cilindrische naald met afgeronde punt. Voor zachte weefsels, zoals lever en nieren. Minder risico voor letsels door naaldprikken.

- ✓ *Scherp en sterk*
- ✓ *Makkelijk doorgaand*
- ✓ *Elke doorgang voelt als de eerste*

De Easy pass-naald voor huidhechtingen combineert 3 geavanceerde technologieën voor een precisienaald van topkwaliteit:



EIGENSCHAPPEN

- ✓ Extrascherpe precisiepunt
- ✓ Een nieuwe generatie roestvrij staal
- ✓ Geavanceerde technologie voor de coating van de naald
Siliconen coating over de volledige chirurgische naald

VOORDELEN


Uitstekende penetratie om het trauma voor de patiënt te verminderen en de intimale integriteit te bewaren
Optimale en voorspelbare penetratie
Langdurig scherp, ook na verschillende doorgangen

Blijft beduidend scherper na elke doorgang
Beste buig- en breekweerstand
Optimale combinatie van sterkte en buigzaamheid

Extreem zacht oppervlak
Betere penetratie, controle en naalddoorgang
Behoudt de naaldscherpte van begin tot eind

INDICATIE Cosmetische en plastische chirurgie


40%- 50%betere penetratieprestaties in vergelijkingmet standaard snijnaalden



RESORBEERBARE DRAAD




SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


NIET-RESORBEERBARE DRAAD




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK




SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK




PTFE
WHITE

Hechtmateriaal in blisterverpakking

resorbeerbaar

-  SURGICRYL® 910 Polyglactine
-  SURGICRYL® PGA Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® Rapid Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® Monofast Polyglecaprone
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chrom

Verlies van de treksterkte na verloop van tijd



niet-resorbeerbaar

-  POLYPROPYLEEN
-  DACLON Nylon
-  PTFE Polytetrafluorethyleen
-  SUPRAMID Polyamide
-  ZIJDE Gevlochten
-  POLYESTER
-  STAAL Monofilament

Oogheekkundige chirurgie

resorbeerbaar

-  SURGICRYL® PGA Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® 910 Polyglactine
-  SURGICRYL® Rapid Polyglycolzuur

niet-resorbeerbaar

-  ZIJDE Gevlochten
-  DACLON Nylon
-  POLYESTER
-  POLYPROPYLEEN

Andere artikelen

Huid stapler & haakjesverwijderaar
Biopsy punch
Hechtmateriaal staanders voor hechtingen in blister
Polypropyleen mesh
Huid markeerpen
Pilomat - tablet-crusher en tablet-splitter
Chirurgisch scalpel & grip

SMI Spon - resorbeerbare hemostatische gelatinespons
SMI CEL
Beenderwas
Cervix set
Bühner band
Chirurgische naald

Hechtmateriaal in cassetten

resorbeerbaar

-  SURGICRYL® PGA Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® PGA Plus Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  SURGICRYL® Monofast Polyglecaprone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chrom


niet-resorbeerbaar

-  ZIJDE Gevlochten zwart
-  SUPRAMID Polyamide wit
-  SUPRAMID Polyamide zwart
-  LINAFILE Natural
-  VITAFIL Polyester wit
-  DERMAFIL Polyester groen
-  DACLON Nylon
-  STAAL Monofilament

SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglactin 910, een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Coating	Polyglycolide-co-L-lactide en calciumstearaat (<1%)
Kleur	Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 56 - 70 dagen. Na 21 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be



EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Gevlochten draadopbouw

- ☒ Gecoat multifilament

- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen
en/of ligature

Algemene heekunde

Sluiten van de huid

Gastro-intestinale chirurgie

Plastische chirurgie

Oogheekkundige chirurgie

Gynaecologie

Obstetrie

Orthopedie

Urologie

CONTRA-INDICATIE


Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE





Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2



Without needle

Ligapack



Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
HR 26 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
HR 45 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
HR 48 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500160
HR 65 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
HR 80 mm		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180
		5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180





Round bodied taper point double armed

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
 1/2 circle	 HR 45 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945
	 HR 65 mm	5	2	240 cm	<i>violet</i>	15500965

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
 5/8 circle	FR 26 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200326
	FR 27 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300327
			3.5	0	75 cm	violet	15350327

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DR 9 mm 	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	15040209
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	15050209
	DR 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100217
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200217
	DR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150222
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
			2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201516



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201516UP
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	15101519
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519
		2	3/0	75 cm	violet	15201519
		3	2/0	75 cm	violet	15301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	15151519UP
		2	3/0	50 cm	undyed	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	violet	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15151524
		2	3/0	75 cm	violet	15201524
		3	2/0	75 cm	violet	15301524
		3.5	0	75 cm	violet	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201526
		3	2/0	75 cm	violet	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	undyed	15201526UP
		3	2/0	75 cm	undyed	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201530
		3	2/0	75 cm	violet	15301530
		3	2/0	90 cm	violet	15301530-90
		3.5	0	75 cm	violet	15351530
		3.5	0	90 cm	violet	15351530-90
		4	1	90 cm	violet	15401530-90
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	undyed	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301536
		3.5	0	75 cm	violet	15351536
		4	1	75 cm	violet	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	violet	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	violet	15351540
		4	1	75 cm	violet	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301545

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violet</i> 15701580

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150517
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150526
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 15300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 15400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 15400540
			5	2	90 cm	<i>violet</i> 15500540
	HRT 48 mm		8	6	150 cm	<i>violet</i> 15800548

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200417

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100530-0413
1/2 circle 	HRT 30 mm					



Cutting

		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160



Blunt

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRB 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351840
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
	HRB 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845



Blunt

		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRB 63 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985



Micro needle taper point

		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	MDR 6.4 mm 150µm	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i>	M910087

SURGICRYL[®]


PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglycolzuur
Coating	Polycaprolactone en calciumstearaat (1%)
Kleur	Violet / Beige - ongekleurd
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 60 - 90 dagen. Na 21 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

smi

www.sutures.be



EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Gevlochten draadopbouw
- ☒ Gecoat multifilament
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid
- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature
 Algemene heekkunde
 Sluiten van de huid
 Gastro-intestinale chirurgie
 Gynaecologie
 Obstetrie
 Plastische chirurgie
 Urologie
 Oogheekkundige chirurgie
 Orthopedie


CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
 Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE





Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
2	3/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11200075-10
3	2/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11300075-10
3.5	0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11350075-10
4	1	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11400075-10
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	17 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-17
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025



Round bodied taper point

1/2 circle



	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200126U
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500130
	HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
	HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148
	HR 65 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300165

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217
	DR 25 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400225

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
5/8 circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300327

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 J-needle	JR 31 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11403031
	JR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11303036
	JR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036
	JR 40 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403040

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 5/8 circle  J-needle	JR 36 mm FR 27 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

 Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 J-needle	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131



Round bodied taper cutting point


Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
HRT 43 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350543-150
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle




DS 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	11051510
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP




Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
	DS 26 mm	3	2/0	100 cm	<i>violet</i>	11301526-100
	DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530
	DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
	DS 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201430
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301430
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
	HS 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
	HS 40 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglycolzuur
Coating	Polycaprolactone en calciumstearaat (1%)
Kleur	Beige - ongekleurd / Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 42 dagen. Na 7 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Hoge initiële treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Gevlochten draadopbouw
- ☒ Gecoat multifilament
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid, snelle substantieresorptie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid
- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van oppervlakkige weke delen en mucosa

vooral

Plastische chirurgie

Obstetrie (Episiotomieën)

Gynaecologie

Urologie (Besnijdenis)

Oogheekkundige chirurgie (Bindvlies)

Pediatrische chirurgie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie


Neurochirurgie

Ligaturen


Wanneer langer dan 7 dagen wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE





Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070113
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070213

Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number	
5/8 circle							
	FR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150317

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	undyed	14071512
			1	5/0	75 cm	undyed	14101512
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	undyed	14071512P
			1	5/0	50 cm	undyed	14101512P
			1.5	4/0	50 cm	undyed	14151512P
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	undyed	14101516
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151516
			2	3/0	45 cm	undyed	14201516
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	undyed	14101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	undyed	14101519
			1.5	4/0	75 cm	undyed	14151519
			2	3/0	75 cm	undyed	14201519
			3	2/0	75 cm	undyed	14301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	14151519P
			2	3/0	50 cm	undyed	14201519P
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	undyed	14151519VB
			2	3/0	75 cm	undyed	14201519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	undyed	14151524
			2	3/0	75 cm	undyed	14201524
			3	2/0	75 cm	undyed	14301524
	DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	undyed	14301524P

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201526
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301526
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351526
	DS 30 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14351530
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301536
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351536

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i>	14151417
			2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201417
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301436
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351436
	HS 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14401440
			5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14501440

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14202160

  Reverse cutting Round bodied taper cutting point				Episio Set		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm HRT 40 mm		1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm			<i>undyed</i> S-1430-1435
1/2 circle 						



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200517
HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300526
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350536
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400536
		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300540
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400540
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400548



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle




DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200416
DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200419

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLCAPRONE 25



Type	Monofilament
Samenstelling	Polyglecaprone 25, een co-polymeer van 75% glycolide en 25% ε-caprolactone
Coating	Geen
Kleur	Violet / Beige - ongekleurd
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 90 - 110 dagen. Na 7 dagen blijft nog 75% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Grote treksterkte
- ✓ Synthetisch
- ✓ Resorptie door hydrolyse
- ✓ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ✓ Buigzaamheid en soepelheid
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen
en/of ligature

Algemene heekunde

Sluiten van de huid

Plastische chirurgie

Gastro-intestinale chirurgie

Gynaecologie

Urologie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie


Neurochirurgie

Oogheelkundige chirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack					
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
	HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 48 mm



3.5

0

90 cm

violet

16350148

4

1

90 cm

violet

16400148

5

2

90 cm

violet

16500148

HR 65 mm



3

2/0

90 cm

violet

16300165



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

undyed

16071512

0.7

6/0

75 cm

undyed

16071512-75

0.7

6/0

75 cm

violet

16071512V

1

5/0

45 cm

undyed

16101512

1

5/0

45 cm

violet

16101512V

1.5

4/0

45 cm

undyed

16151512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

undyed

16071512P

1

5/0

50 cm

undyed

16101512P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151512P

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

undyed

16101516

1

5/0

75 cm

violet

16101516V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151516

1.5

4/0

75 cm

violet

16151516V

2

3/0

75 cm

undyed

16201516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

undyed

16101516P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151516P

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

violet

16101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

undyed

16101519

1

5/0

75 cm

violet

16101519V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151519

1.5

4/0

75 cm

violet

16151519V

2

3/0

75 cm

undyed

16201519

2

3/0

75 cm

violet

16201519V

3

2/0

75 cm

undyed

16301519

DS 19 mm
Easy Pass



1.5

4/0

50 cm

undyed

16151519P


2


3/0

50 cm

undyed

16201519P

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS 26 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526P-75
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160


 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	16350540

 Blunt			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Type	Monofilament
Samenstelling	Polydioxanone, een polymeer van poly (p-dioxanone)
Coating	Geen
Kleur	Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 180 - 210 dagen. Na 42 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote en langdurige treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ☒ Buigzaamheid en soepelheid
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Uitstekende treksterkte voor langdurig wondondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefsel trek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen
Algemene heekkunde
Gastro-intestinale chirurgie
Oogheelkundige chirurgie
Orthopedie
Sluiting van de buikwand
Gynaecologie
Plastische chirurgie
Urologie


CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Prothesen


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer wondondersteuning van meer dan 6 weken vereist is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------


Ligapack



2 3/0 250 cm *violet* 13200025


 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

1/2 circle



HR 9 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070109
HR 13 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	13050113
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150217

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
	2 x HR 17 mm	1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117-2
	2 x HR 26 mm	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13200126-2

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DR 9 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070209-2
	2 x DR 10 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050210-2
	2 x DR 13 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050213-2
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100213-2
	2 x DR 17 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050217-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13150217-2



Round bodied taper point loop

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 40 mm



3.5

0

150 cm

violet

13350940

4

1

150 cm

violet

13400940

HR 50 mm



3.5

0

150 cm

violet

13350950

4

1

150 cm

violet

13400950

5


2

150 cm

violet

13500950

HR 65 mm



4

1

150 cm

violet

13400965



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

13071512

1

5/0

45 cm

violet

13101512

1.5

4/0

75 cm

violet

13151512

DS 16 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

13071516

1

5/0

75 cm

violet

13101516

1.5

4/0

75 cm

violet

13151516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

violet

13101516P

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

violet

13101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

violet

13101519

1

5/0

75 cm

violet

13101519-75

1.5

4/0

75 cm

violet

13151519

1.5

4/0

90 cm

violet

13151519-90

2

3/0

75 cm

violet

13201519

DS 19 mm black



1.5

4/0

75 cm

violet

13151519VB

DS 24 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

13151524

2

3/0

75 cm

violet

13201524

2

3/0

90 cm

violet

13201524-90

3

2/0

75 cm

violet

13301524

3.5

0

75 cm

violet

13351524

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540
	DS 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401548


 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Round bodied taper cutting point			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300526
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400540

 Blunt loop			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Type	Gedraaid multifilament met een monofilament uiterlijk
Samenstelling	Gezuiverd bindweefsel (collageen) afkomstig van de slijmlaag van geselecteerde runderdamen. Herkomst uit BSE-vrij geclassificeerde landen.
Coating	Geen
Kleur	Ivoor
Weefselreactie	Matig
Resorptie	Door fagocytose. Een volledige resorptie na +/- 63 dagen. Na 7 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over. Het zal sneller resorberen in geïnfecteerd weefsel en in weefsels waarin hogere concentraties van proteolytische enzymen voorkomen (maag, baarmoederhals, vagina).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Resorptie by phagocytosis
- ☒ Gedraaide draadopbouw
- ☒ Gelijkmatige diameter door centerloos afslijpen (monofilament aspect)
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke weefselondersteuning

Gelijkmatige resorptie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van weke delen en/of ligature

vooral Algemene heekunde
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie
Urologie
Oogheelkundige chirurgie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).


In de buurt van geïnfecteerde wonden

Bekende overgevoeligheid of allergie voor collageen

TREKSTERKTE



RESORPTIE





Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	ivory	1200015
3	3/0	150 cm	ivory	1300015
3.5	2/0	150 cm	ivory	1350015
4	0	150 cm	ivory	1400015
5	1	150 cm	ivory	1500015
6	2	150 cm	ivory	1600015
7	3	150 cm	ivory	1700015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	ivory	1150116
		2	4/0	75 cm	ivory	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	ivory	1200120
		3	3/0	75 cm	ivory	1300120
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350120
HR 26 mm		2	4/0	75 cm	ivory	1200126
		3	3/0	75 cm	ivory	1300126
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350126
		4	0	75 cm	ivory	1400126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	ivory	1300130
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	ivory	1300137
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350137
		4	0	75 cm	ivory	1400137
		4	0	90 cm	ivory	1400137-90
		5	1	75 cm	ivory	1500137
HR 40 mm		5	1	90 cm	ivory	1500140-90
HR 45 mm		4	0	75 cm	ivory	1400145
		5	1	75 cm	ivory	1500145
		6	2	75 cm	ivory	1600145
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350150



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number


3/8 circle



DS 12 mm 	1.5	5/0	45 cm	ivory	1151512
	1	6/0	45 cm	ivory	1101516
	1.5	5/0	75 cm	ivory	1151516
	2	4/0	75 cm	ivory	1201516
	3	3/0	75 cm	ivory	1301516
	2	4/0	75 cm	ivory	1201519
	3	3/0	75 cm	ivory	1301519
	3.5	2/0	75 cm	ivory	1351519
	2	4/0	75 cm	ivory	1201524
	3	3/0	75 cm	ivory	1301524
	3.5	2/0	75 cm	ivory	1351524
	4	0	75 cm	ivory	1401524
DS 37 mm	3.5	2/0	75 cm	ivory	1351537

CATGUT

CHROM



Type	Gedraaid multifilament met een monofilament uiterlijk
Samenstelling	Gezuiverd bindweefsel (collageen) afkomstig van deslijm-laagvange selecteerde runderdames, bruin gekleurd door behandeling met chroomzouten. Herkomst uit BSE-vrij geïdentificeerde landen.
Coating	Geen
Kleur	Donkerbruin
Weefselreactie	Matig
Resorptie	Door fagocytose. De snelheid van de resorptie is door de chroomzouten verminderd. Een volledige resorptie na +/- 90 dagen. 50% van de oorspronkelijke treksterkte blijft na 14 dagen. Het zal sneller resorberen in geïnfecteerd weefsel en in weefsels waarin hogere concentraties van proteolytische enzymen voorkomen (maag, baarmoederhals, vagina).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

CATGUT

CHROM

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Resorptie by phagocytosis
- ☒ Gedraaide draadopbouw
- ☒ Gelijkmatige diameter door centerloos afslijpen (monofilament aspect)
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke weefselondersteuning

Gelijkmatige resorptie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature

Algemene heekunde

Gastro-intestinale chirurgie

Gynaecologie

Obstetrie

Urologie

Oogheelkundige chirurgie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).


In de buurt van geïnfecteerde wonden

Bekende overgevoeligheid of allergie voor collageen of chroom

TREKSTERKTE



RESORPTIE





Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015




Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle




HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
HR 20 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
HR 26 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350137-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350140
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350140-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i>	2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600140
	HR 45 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600145
	HR 48 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500148
	HR 50 mm 	6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600150
		6	2	90 cm	<i>brown</i>	2600150-90

 Round bodied taper point reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 37 mm HS 37 mm  	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350137-1437


 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	 DRB 63 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501963

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>brown</i> 2101512
			1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i> 2151512
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i> 2151516
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201516
	DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i> 2151519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201519
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201524
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301524
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351524
			4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401524
	DS 30 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501524
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301530
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351530
			4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401530
	DS 37 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501530
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351537
	DS 40 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401537
			5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351540
			6	2	75 cm	<i>brown</i> 2601540
			7	3	75 cm	<i>brown</i> 2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 37 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401437
			5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501437

POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Samenstelling	Polypropyleen, een polymeer van propyleen
Coating	Geen
Kleur	Blauw
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ☒ Synthetisch
- ☒ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ☒ Buigzaamheid en soepelheid
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Minimale weefselreactie

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Goede hanteerbaarheid
Gemakkelijk te knopen

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature

Oogheekkundige chirurgie

Plastische chirurgie

Sluiten van de huid

Orthopedie

Sluiten van de buikwand (ook als mesh)

Gastro-intestinale chirurgie

Algemene heekkunde

Gynaecologie

Obstetrie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie

Microchirurgie



Round bodied taper point

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 10 mm			0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
HR 15 mm			0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
HR 17 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100117
			2	3/0	75 cm	blue	5200117
HR 20 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100120
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
			2	3/0	75 cm	blue	5200120
HR 25 mm			3	2/0	75 cm	blue	5300120
			1	5/0	75 cm	blue	5100125
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150125
			2	3/0	75 cm	blue	5200125
			3	2/0	75 cm	blue	5300125
HR 30 mm			3.5	0	75 cm	blue	5350125
			4	1	75 cm	blue	5400125
			2	3/0	75 cm	blue	5200130
			3	2/0	75 cm	blue	5300130
HR 35 mm			3.5	0	75 cm	blue	5350130
			4	1	75 cm	blue	5400130
			3	2/0	75 cm	blue	5300135
HR 40 mm			3.5	0	75 cm	blue	5350135
			4	1	75 cm	blue	5400135
			3.5	0	75 cm	blue	5350140
			4	1	90 cm	blue	5400140
			5	2	75 cm	blue	5500140


Round bodied taper point loop



1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 50 mm			4	1	150 cm	blue	5400950




**Round bodied taper point
double armed**

1/2 circle




		Metric	USP	Length		Order number
	2 x HR 8 mm	0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
	2 x HR 9.3 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070193-2
	2 x HR 10 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
		1	5/0	60 cm	blue	5100110-2
	2 x HR 13 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
		1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
	2 x HR 16 mm	0.7	6/0	90 cm	blue	5070116-2
		1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
	2 x HR 20 mm	1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
	2 x HR 25 mm	1	5/0	90 cm	blue	5100125-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
	2 x HR 30 mm	2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
	2 x HR 35 mm	3	2/0	90 cm	blue	5300135-2
	2 x HR 40 mm	4	1	90 cm	blue	5400140-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 15 mm			
HR 30 mm	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200115-30

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DR 16 mm			
	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150216

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number	
 3/8 circle	2 x DR 6 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040206-2
	2 x DR 6.5 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	50402065-2-60
	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050208-2
	2 x DR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050293-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070293-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070210-2
			1	5/0	75 cm	blue	5100210-2
	2 x DR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050213-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100213-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070213-2
	2 x DR 17 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200217-2
	2 x DR 18 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100218-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150218-2
	2 x DR 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150222-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200222-2
	2 x DR 25 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300225-2



Round bodied taper point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DR 26 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100226-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150226-2



Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071510
			0.5	7/0	45 cm	blue	5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071512
			1	5/0	45 cm	blue	5101512
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071512P
			1	5/0	50 cm	blue	5101512P
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071516
			1	5/0	45 cm	blue	5101516
			1.5	4/0	45 cm	blue	5151516-45
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151516
			2	3/0	75 cm	blue	5201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071516P
			1	5/0	50 cm	blue	5101516P
			1.5	4/0	50 cm	blue	5151516P
	DS 16 mm black		1	5/0	45 cm	blue	5101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5071519
			1	5/0	45 cm	blue	5101519-45
			1	5/0	75 cm	blue	5101519
			1.5	4/0	45 cm	blue	5151519-45
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151519
			2	3/0	45 cm	blue	5201519-45
			2	3/0	75 cm	blue	5201519
			3	2/0	75 cm	blue	5301519
			3.5	0	75 cm	blue	5351519
	DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101519P
			1.5	4/0	50 cm	blue	5151519P
			2	3/0	50 cm	blue	5201519P
	DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	blue	5101519VB
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151519VB



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524
DS 24 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	5151524P
		2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201526
		3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201530
		3	2/0	75 cm	blue	5301530
		3.5	0	75 cm	blue	5351530
		4	1	75 cm	blue	5401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201536
		3	2/0	75 cm	blue	5301536
		3.5	0	75 cm	blue	5351536
		4	1	75 cm	blue	5401536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301540
		3.5	0	75 cm	blue	5351540
		4	1	90 cm	blue	5401540
		5	2	90 cm	blue	5501540
DS 45 mm		4	1	90 cm	blue	5401545
DS 90 mm		4	1	90 cm	blue	5401590

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301424
	HS 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301426

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5202160
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5302175

 Round bodied taper cutting point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100516-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150522-2
	2 x HRT 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150525-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200525-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300525-2
	2 x HRT 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200530-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300530-2



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 10 mm



0.7

6/0

75 cm

blue

5070510

HRT 25 mm



3

2/0

75 cm

blue

5300525

HRT 30 mm



3.5

0

75 cm

blue

5350530

HRT 36 mm



4

1

75 cm

blue

5400536



Soft cutting point coronary double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x CC 6.4 mm



0.4

8/0

60 cm

blue

5042606-2

2 x CC 8 mm



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2

2 x CC 9.3 mm



0.5

7/0

60 cm

blue

5052693-2

0.7

6/0

60 cm

blue

5072693-2

2 x CC 10 m



0.5

7/0

75 cm

blue

5052610-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072610-2

2 x CC 13 mm



0.5

7/0

75 cm

blue

5052613-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2



Soft cutting point coronary black double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x CC 8 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2VB

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2VB

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2VB

2 x CC 9 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042609-2VB

0.5

7/0

60 cm

blue

5052609-2VB

2 x CC 13 mm black



0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2VB

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2VB



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



MDR 3.75 mm
150 µm



0.2

10/0

13 cm

blue

MP109

MDR 5.1 mm
100 µm



0.2

10/0

15 cm

blue

MP106

MDR 6 mm
150 µm



0.4

8/0

75 cm

blue

MP085

MDR 6.4 mm
150 µm



0.3

9/0

15 cm


blue

MP097

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Type	Monofilament
Samenstelling	Extrusie uit polyamide 6.0 of 6.6
Coating	Geen
Kleur	Blauw / Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel. De substantie van de draad vermindert ongeveer 10% per jaar door de afbraak van chemische verbindingen (hydrolyse).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be



EIGENSCHAPPEN


- ✓ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Synthetisch
- ✓ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ✓ Buigzaamheid en soepelheid
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

- INDICATIE**
- Hechting van weke delen en/of ligature
- Daclon Blauw**
- vooral
- Sluiten van de huid
 - Algemene heekkunde
 - Plastische chirurgie
 - Gastro-intestinale chirurgie
 - Gynaecologie
 - Obstetrie
 - Orthopedie
- Daclon Zwart**
- vooral
- Plastische chirurgie
 - Oogheekkundige chirurgie

- CONTRA-INDICATIE**
- Cardio-vasculaire chirurgie
 - Neurochirurgie
 - Microchirurgie



Round bodied taper point double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DR 6 mm



0.4

8/0

45 cm

black

5040206-2



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 16 mm



1

5/0

75 cm

black

9100116

1.5

4/0

75 cm

blue

9150116

HR 20 mm



0.7

6/0

75 cm

black

9070120

1

5/0

75 cm

black

9100120

1.5

4/0

75 cm

blue

9150120

2

3/0

75 cm

blue

9200120

3

2/0

75 cm

blue

9300120

HR 26 mm



1.5

4/0

75 cm

blue

9150126

2

3/0

75 cm

blue

9200126

3

2/0

75 cm

blue

9300126

3.5

0

75 cm

blue

9350126

4

1

75 cm

blue

9400126

HR 30 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300130

3.5

0

75 cm

blue

9350130

4

1

75 cm

blue

9400130

HR 37 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300137

3.5

0

75 cm

blue

9350137

4

1

75 cm

blue

9400137

HR 40 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300140

3.5

0

75 cm

blue

9350140

4

1

75 cm

blue

9400140

5

2

75 cm

blue

9500140

HR 50 mm



4

1

100 cm

blue

9400150



5


2

150 cm

blue

9500150

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350930
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350935
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350940
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350950
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400950

Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	 2 x HR 65 mm	3	2/0	90 cm	blue 9300165-2	

 Blunt	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HRB 40 mm	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401840



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	black	9051512
		0.7	6/0	75 cm	black	9071512
		1	5/0	75 cm	black	9101512
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071512P
		1	5/0	50 cm	black	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	black	9071516
		1	5/0	45 cm	black	9101516-45
		1	5/0	75 cm	black	9101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151516
		2	3/0	75 cm	blue	9201516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071516P
		1	5/0	50 cm	black	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	black	9101519-45
		1	5/0	75 cm	black	9101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519
		1.5	4/0	90 cm	blue	9151519-90
		2	3/0	45 cm	blue	9201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201519
		2	3/0	90 cm	blue	9201519-90
		3	2/0	75 cm	blue	9301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	9151519P
		2	3/0	50 cm	blue	9201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519VB



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black	9101524
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151524
		2	3/0	45 cm	blue	9201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201524
		3	2/0	45 cm	blue	9301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301524
		3.5	0	75 cm	blue	9351524
		4	1	75 cm	blue	9401524
		5	2	90 cm	blue	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	blue	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	9201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201526
		3	2/0	45 cm	blue	9301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201530
		3	2/0	75 cm	blue	9301530
		3.5	0	75 cm	blue	9351530
		4	1	75 cm	blue	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201536
		3	2/0	75 cm	blue	9301536
		3.5	0	75 cm	blue	9351536
		4	1	75 cm	blue	9401536
		4	1	90 cm	blue	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301540
		3.5	0	75 cm	blue	9351540
		4	1	75 cm	blue	9401540
		5	2	90 cm	blue	9501540
DS 45 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301545
		4	1	75 cm	blue	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301560
		3.5	0	75 cm	blue	9351560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301590
		3.5	0	100 cm	blue	9351590
		4	1	100 cm	blue	9401590

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9151417
			2	3/0	75 cm	blue	9201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201426
			3	2/0	75 cm	blue	9301426
	HS 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	9201430
			3	2/0	90 cm	blue	9301430
	HS 36 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351430
			3	2/0	75 cm	blue	9301436
			3.5	0	75 cm	blue	9351436
			4	1	75 cm	blue	9401436
	HS 40 mm		5	2	75 cm	blue	9501436
			3.5	0	75 cm	blue	9351440
	HS 48 mm		4	1	75 cm	blue	9401440

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
 Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	blue	9202160
		3	2/0	75 cm	blue	9302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	blue	9302175

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	blue	9201726
	NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	blue	9301730
	NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	blue	9301740



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



MDR 3.8 mm

70 µm



0.1

11/0

10 cm

black

MN113

0.2

10/0

10 cm

black

MN103

MDR 3.8 mm

100 µm



0.1

11/0

10 cm

black

MN112

0.2

10/0

15 cm

black

MN105

0.3

9/0

15 cm

black

MN094

MDR 5.1 mm

70 µm



0.2

10/0

10 cm

black

MN104

MDR 5.1 mm

100 µm



0.2

10/0

15 cm

black

MN106

0.3

9/0

15 cm

black

MN096

MDR 6.4 mm

140 µm



0.2

10/0

15 cm

black

MN1011

0.3

9/0

15 cm

black

MN098

0.4

8/0

15 cm

black

MN087

MDR 9.7 mm

200 µm



0.5

7/0


45 cm

black

MN078

PTFE

WHITE



Type	Monofilament
Samenstelling	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Coating	Geen
Kleur	Wit
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

PTFE

WHITE

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Synthetisch
- ✓ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ✓ Buigzaamheid en soepelheid
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Minimale weefselreactie

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Goede hanteerbaarheid
Gemakkelijk te knopen

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature

Sluiten van de huid

Algemene heekunde

Plastische chirurgie

Gastro-intestinale chirurgie

Gynaecologie

Obstetrie

Orthopedie

Oogheelkundige chirurgie

Tand- en Mondchirurgie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie

Microchirurgie



Round bodied taper point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21070116
			1	5/0	60 cm	white	21100116
			1.5	4/0	60 cm	white	21150116
	HR 20 mm		1	5/0	60 cm	white	21100120
			1.5	4/0	60 cm	white	21150120
			2	3/0	60 cm	white	21200120



Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21071512
	DS 16 mm		0.7	6/0	60 cm	white	21071516
			1	5/0	60 cm	white	21101516
			1.5	4/0	60 cm	white	21151516
	DS 19 mm		1	5/0	60 cm	white	21101519
			1.5	4/0	60 cm	white	21151519
			2	3/0	60 cm	white	21201519



Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x CC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	white	21052693-2




Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	2 x GC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	white	21052793-2

SUPRAMID

BLACK



Type	Gedraaid en gecoat multifilament Maten 5/0 en 6/0 monofilament
Samenstelling	Polyamide 6.6 in een polyamide schede 6.0
Kleur	Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ☒ Synthetisch
- ☒ Gedraaide draadopbouw
- ☒ Cilindrisch gecoat multifilament
- ☒ Buigzaamheid en soepelheid
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE

Hechting van weke delen
en/of ligature
vooral Sluiten van de huid

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Minimale weefselreactie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefsel passage zonder zaageffect,
weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Goede hanteerbaarheid
Gemakkelijk te knopen

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Microchirurgie

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201422
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151426
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	4071516
		1	5/0	45 cm	black	4101516-45
		1	5/0	75 cm	black	4101516
		1.5	4/0	45 cm	black	4151516
		1.5	4/0	75 cm	black	4151516-75
		2	3/0	45 cm	black	4201516
		2	3/0	75 cm	black	4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	black	4071519
		1	5/0	75 cm	black	4101519
		1.5	4/0	45 cm	black	4151519
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519-75
		2	3/0	45 cm	black	4201519-45
		2	3/0	75 cm	black	4201519
		3	2/0	75 cm	black	4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	black	4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	black	4201524
		3	2/0	75 cm	black	4301524
		3.5	0	75 cm	black	4351524
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	black	4301536
		3.5	0	75 cm	black	4351536
		4	1	75 cm	black	4401536



Round bodied taper cutting point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150518
		2	3/0	75 cm	black	4200518




Round bodied taper cutting point

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150418
		2	3/0	75 cm	black	4200418

SILK



Type	Gevlochten multifilament
Samenstelling	Gevlochten vezels van de cocon van de zijdeworm
Coating	Silicon
Kleur	Zwart
Weefselreactie	Matig
Resorptie	De zijde veroorzaakt aanvankelijk een minimale ontstekingsreactie van de weefsels, alvorens ingekapseld te worden door fibreus bindweefsel.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

SILK

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Gevlochten draadopbouw
- ✓ Gecoat multifilament
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke en langdurige weefselondersteuning tot 3 maanden

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature
Algemene heekunde
Sluiten van de huid
Oogheelkundige chirurgie
Tand- en Mondchirurgie
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Microchirurgie
Bekende overgevoeligheid of allergie voor zijde



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	black	8200015
3	2/0	150 cm	black	8300015
3.5	0	150 cm	black	8350015
4	1	150 cm	black	8400015
5	2	150 cm	black	8500015
6	3&4	150 cm	black	8600015
8	6	150 cm	black	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	black	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	black	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	black	8350044
4	1	6 x 45 cm	black	8400044
5	2	6 x 45 cm	black	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	black	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	black	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	black	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	black	8350046
4	1	17 x 45 cm	black	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	black	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	black	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	black	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	black	8350060
4	1	13 x 60 cm	black	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	black	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	black	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	black	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	black	8350075
4	1	12 x 75 cm	black	8400075
5	2	12 x 75 cm	black	8500075



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	black	8200025
3	2/0	250 cm	black	8300025
3.5	0	250 cm	black	8350025
4	1	250 cm	black	8400025
5	2	250 cm	black	8500025
6	3&4	250 cm	black	8600025

Ligapack





Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
		2	3/0	90 cm	black	8200112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
		2	3/0	75 cm	black	8200116
HR 20 mm		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
		5	2	75 cm	black	8500130
HR 37 mm		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	black	8350140
		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
HR 45 mm		4	1	75 cm	black	8400145
		5	2	75 cm	black	8500145
		6	3&4	75 cm	black	8600145



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DR 12 mm		1	5/0	45 cm	black	8100212
DR 16 mm		1	5/0	75 cm	black	8100216
		1.5	4/0	75 cm	black	8150216
DR 25 mm		2	3/0	75 cm	black	8200216
		2	3/0	75 cm	black	8200225
		3	2/0	75 cm	black	8300225
DR 30 mm		3.5	0	75 cm	black	8350225
		3	2/0	75 cm	black	8300230



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

Straight

GR 40 mm		3	2/0	75 cm	black	8302040
----------	---	---	-----	-------	-------	---------



Reverse cutting double armed


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512-2



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512
		1	5/0	45 cm	black	8101512
		1.5	4/0	75 cm	black	8151512
		2	3/0	75 cm	black	8201512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	8071512P
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071516
		1	5/0	75 cm	black	8101516
		1.5	4/0	75 cm	black	8151516
		2	3/0	75 cm	black	8201516
		3	2/0	75 cm	black	8301516



Reverse cutting

3/8 circle



Easy cutting			Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	black		8101516P
		1.5	4/0	50 cm	black		8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black		8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	black		8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	black		8071519
		1	5/0	75 cm	black		8101519
		1.5	4/0	75 cm	black		8151519
		2	3/0	45 cm	black		8201519-45
		2	3/0	75 cm	black		8201519
		3	2/0	75 cm	black		8301519
		3.5	0	75 cm	black		8351519
		4	1	75 cm	black		8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	black		8151519P
		2	3/0	50 cm	black		8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black		8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black		8151519VB
		2	3/0	75 cm	black		8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black		8101524
		1.5	4/0	75 cm	black		8151524
		2	3/0	75 cm	black		8201524
		3	2/0	75 cm	black		8301524
		3.5	0	75 cm	black		8351524
		4	1	75 cm	black		8401524
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	black		8201526
		3	2/0	75 cm	black		8301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	black		8151530
		2	3/0	75 cm	black		8201530
		3	2/0	75 cm	black		8301530
		3.5	0	75 cm	black		8351530
		4	1	75 cm	black		8401530
		5	2	75 cm	black		8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	black		8201537
		3	2/0	75 cm	black		8301537
		3.5	0	75 cm	black		8351537
		4	1	75 cm	black		8401537
		5	2	75 cm	black		8501537
		6	3&4	75 cm	black		8601537



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 40 mm



4

1

75 cm

black

8401540

5

2

75 cm

black

8501540

DS 45 mm



3

2/0

75 cm

black

8301545

3.5

0

75 cm

black

8351545

4

1

75 cm

black

8401545

5

2

75 cm

black

8501545

DS 60 mm



4

1

75 cm

black

8401560

DS 90 mm



3.5

0

100 cm

black

8351590

5

2

100 cm

black

8501590



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 12 mm



0.7

6/0

75 cm

black

8071412

HS 17 mm



1

5/0

75 cm

black

8101417

1.5

4/0

75 cm

black

8151417

2

3/0

75 cm

black

8201417

HS 20 mm



1.5

4/0

75 cm

black

8151420

2

3/0

75 cm

black

8201420

HS 22 mm



1

5/0

75 cm

black

8101422

1.5

4/0

75 cm

black

8151422

2

3/0

75 cm

black

8201422

3

2/0

75 cm

black

8301422

HS 26 mm



1

5/0

75 cm

black

8101426

1.5

4/0

75 cm

black

8151426

2

3/0

75 cm

black

8201426

3

2/0

75 cm

black

8301426

3.5

0

75 cm

black

8351426

HS 30 mm



3

2/0

75 cm

black

8301430

HS 36 mm



3.5

0

75 cm

black

8351436

4

1

75 cm

black

8401436

HS 40 mm



4

1

75 cm

black

8401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
	GS 60 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Type	Gevlochten multifilament
Samenstelling	Polyester, een polymeer van polyethyleen tereftalaat
Coating	Silicon
Kleur	Groen / Wit
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Onovertroffen treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Synthetisch
- ✓ Gevlochten draadopbouw
- ✓ Gecoat multifilament
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature
Oogheekkundige chirurgie
Algemene heekkunde
Sluiten van de huid
Orthopedie
Gastro-intestinale chirurgie
Obstetrie

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Minimale weefselreactie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Microchirurgie



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	150 cm	green	7150015
-----	-----	--------	-------	---------

2	3/0	150 cm	green	7200015
---	-----	--------	-------	---------

3	2/0	150 cm	green	7300015
---	-----	--------	-------	---------

3.5	0	150 cm	green	7350015
-----	---	--------	-------	---------

4	1	150 cm	green	7400015
---	---	--------	-------	---------

5	2	150 cm	green	7500015
---	---	--------	-------	---------

6	3&4	150 cm	green	7600015
---	-----	--------	-------	---------

1.5	4/0	6 x 45 cm	green	7150045
-----	-----	-----------	-------	---------

2	3/0	6 x 45 cm	green	7200045
---	-----	-----------	-------	---------

3	2/0	6 x 45 cm	green	7300045
---	-----	-----------	-------	---------

3.5	0	6 x 45 cm	green	7350045
-----	---	-----------	-------	---------

4	1	6 x 45 cm	green	7400045
---	---	-----------	-------	---------

5	2	6 x 45 cm	green	7500045
---	---	-----------	-------	---------

6	3&4	6 x 45 cm	green	7600045
---	-----	-----------	-------	---------

2	3/0	3 x 50 cm	green	7200050
---	-----	-----------	-------	---------

3	2/0	3 x 50 cm	green	7300050
---	-----	-----------	-------	---------

3.5	0	3 x 50 cm	green	7350050
-----	---	-----------	-------	---------

4	1	3 x 50 cm	green	7400050
---	---	-----------	-------	---------

5	2	3 x 50 cm	green	7500050
---	---	-----------	-------	---------

2	3/0	2 x 75 cm	green	7200075-2
---	-----	-----------	-------	-----------



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	250 cm	green	7150025
-----	-----	--------	-------	---------

2	3/0	250 cm	green	7200025
---	-----	--------	-------	---------

3	2/0	250 cm	green	7300025
---	-----	--------	-------	---------

3.5	0	250 cm	green	7350025
-----	---	--------	-------	---------

4	1	250 cm	green	7400025
---	---	--------	-------	---------

5	2	250 cm	green	7500025
---	---	--------	-------	---------

6	3&4	250 cm	green	7600025
---	-----	--------	-------	---------

Ligapack





Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	green	7070113
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
		3	2/0	75 cm	green	7300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150126
		2	3/0	75 cm	green	7200126
		3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
		4	1	75 cm	green	7400130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
		3.5	0	75 cm	green	7350136
		4	1	75 cm	green	7400136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140
		4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
		6	3&4	75 cm	green	7600140
HR 48 mm		7	5	75 cm	green	7700140
		4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148




Round bodied taper point double armed


1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		2	3/0	60 cm	green	7200116-36
HR 36 mm						

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	2 x HR 17 mm		1	5/0	75 cm	green 7100117-2
			2	3/0	90 cm	green 7200117-2
			3	2/0	90 cm	green 7300117-2
	2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	green 7300120-2
						
	2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green 7200126-2
			3	2/0	90 cm	green 7300126-2
			3.5	0	75 cm	green 7350126-2

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DR 50 mm		7	5	75 cm	green 7700250

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	2 x DR 13 mm		1.5	4/0	75 cm	green 7150213-2

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	green 7152019
			2	3/0	50 cm	green 7202019



Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	green	7150517-2
			2	3/0	90 cm	green	7200517-2
			3	2/0	90 cm	green	7300517-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300517-2P
	2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	green	7200525-2
			3	2/0	90 cm	green	7300525-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300525-2P



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150518
			2	3/0	75 cm	green	7200518
	HRT 40 mm		5	2	75 cm	green	7500540
			8	6	90 cm	green	7800540
	HRT 55 mm		6	3	75 cm	green	7600555
			7	5	4 x 75 cm	green	7700555-4



Reverse cutting


			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	green	7101512
			1	5/0	75 cm	green	7101516
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151516
			2	3/0	75 cm	green	7201516
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	green	7101519
			1.5	4/0	75 cm	green	7151519
			2	3/0	75 cm	green	7201519
			3	2/0	75 cm	green	7301519
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	green	7151519VB
			2	3/0	75 cm	green	7201519VB
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	green	7201524
			3	2/0	75 cm	green	7301524
			3.5	0	75 cm	green	7351524
	DS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151526
			3	2/0	75 cm	green	7301526

	Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7201530
			3	2/0	75 cm	green	7301530
			3.5	0	75 cm	green	7351530
			4	1	75 cm	green	7401530
			4	1	110 cm	green	7401530-110
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7301536
			4	1	75 cm	green	7401536
			5	2	75 cm	green	7501536
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351540
			4	1	75 cm	green	7401540
			5	2	75 cm	green	7501540
	DS 45 mm		5	2	75 cm	green	7501545

	Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151417
			2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	green	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7201426
			3	2/0	75 cm	green	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	green	7301430
			3.5	0	75 cm	green	7351430
			4	1	75 cm	green	7401430
			5	2	75 cm	green	7501430
	HS 36 mm		3.5	0	75 cm	green	7351436
			4	1	75 cm	green	7401436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351440
			4	1	75 cm	green	7401440
			5	2	75 cm	green	7501440
	HS 48 mm		6	3&4	75 cm	green	7601448
			7	5	75 cm	green	7701448

STEEL

MONOFILAMENT



Type	Monofilament
Samenstelling	Ijzer-, nikkel- en chroom legering
Coating	Geen
Kleur	Metal
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Synthetisch
- ✓ Rekbaar en vervormbaar
- ✓ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Minimale weefselreactie

Goede hanteerbaarheid

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma

Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)

Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Sluiten van het sternum

Orthopedie

Sluiting van de buikwand en breuken

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie

Microchirurgie

Bekende overgevoeligheid of allergie voor roestvrij staal of metaallegeringen zoals chroom en nikkel



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52


8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm

ST63

9

7

4 x 45 cm

ST72



OOGHEELKUNDE


*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm  	0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm  	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU061




 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	2 x DSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
	2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU062
	2 x DSP 10 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU073

 Side cutting spatula			Metric	USP	Length	Order number
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i> OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i> OSU09-1

	Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06-250
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
	350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05

 Micro needle taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU095
	150µm						

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
	DS 12 mm		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
	Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP

	Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U
	Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051
	Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1
	Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
	2 x VSP 6.3 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910063
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
 3/8 circle	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	OS71
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm  	1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151519


 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  2 x DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2


 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 6.2 mm 150 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i>	OS82
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i>	OS81

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle  2 x VR 8 mm 220 µm  0.4 8/0 45 cm black ON81							
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle  HSP 5.5 mm 150 µm  0.2 10/0 30 cm black ON1081							
  Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	2 x HSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	black	ON108
	2 x HSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	black	ON102
	2 x HSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	black	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	black	ON62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DSP 4.75 mm 150 µm		0.2	10/0	13 cm	black	ON1021
			0.3	9/0	13 cm	black	ON99
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	black	ON1011

 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON103
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.1	11/0	20 cm	<i>black</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON101
			0.3	9/0	30 cm	<i>black</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i>	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i>	ON105-38
			0.2	10/0	45 cm	<i>black</i>	ON105-45
	2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON61


 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> ON51

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle  DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP52
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41


 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i>	OPP105
			0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i>	OPP95

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 6 mm 200 μm 	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> OPP71-1

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	OPP62
	2 x VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i>	OPP116

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle 	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	blue	OPP103

	Side cutting spatula loop double armed	Metric	USP	Length		Order number	
	VSP 15.3 mm 150 µm		0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i>	OPP113L-2
	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i>	OPP103L-2

 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP103L
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  2 x GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm 	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102
3/8 circle  GSP 16 mm 150 µm DSP 5 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP115



ANDERE ARTIKELLEN

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

Huid stapler & haakjesverwijderaar

INDICATIE:


De SMI huid stapler kan voor een veelheid van sluitingen van de huid aangewend worden.

VOORDELEN:

- ✓ *ergonomisch en gebruiksvriendelijk design*
- ✓ *ongehinderd zicht op het operatieveld*
- ✓ *het aantal resterende haakjes is eenvoudig te controleren*

1. Huid stapler met 35 brede haakjes **ZS35W**
2. Wegwerp-haakjesverwijderaar **ZSR**
3. Wegwerp-haakjesverwijderaar 2 **ZSR2**

Grootte van het gevormde haakje



Biopsy Punch

Steriele biopsie punch voor accurate en zachte huidbiopsies

Naadloze roestvrijstalen scherpe snijrand

Geribbelde handgreep voor zeker grip en controle



Ø 2 mm	25 st.	ZBP2
Ø 3 mm	25 st.	ZBP3
Ø 4 mm	25 st.	ZBP4
Ø 5 mm	25 st.	ZBP5
Ø 6 mm	25 st.	ZBP6
Ø 8 mm	25 st.	ZBP8
Ø 10 mm	25 st.	ZBP10
Ø 12 mm	25 st.	ZBP12

Hechtmateriaal staanders voor hechtingen in blister

Staander & lade voor staanders



Het flexibele staandersysteem maakt het mogelijk hechtmateriaal ordelijk te bewaren waardoor u er tijdens operaties makkelijk bij kunt.

De verwisselbare delen kunnen op verschillende manieren tot een geheel worden gemonteerd.

1 staander voor 2 horizontale dozen hechtmateriaal (125 mm x 72 mm x 143 mm) **Z070**

lade voor staanders **Z071**

Polypropyleen mesh

INDICATIE:

weefselondersteuning voor de buikwand

- hernia
- eventratie

door laparoscopie of laparotomie

SAMENSTELLING:


elastische en duurzame vezel
uit polypropyleen monofilament

VOORDELEN:

- ✓ *uitstekende vormstabiliteit*
- ✓ *zeer dunne vezelstructuur*
- ✓ *optimale poreusheid*
- ✓ *perfect transparant*
- ✓ *gebruiksvriendelijk*
- ✓ *makkelijk te snijden*
- ✓ *goed verdraagbaar*

Vierkant & rechthoekige mesh

STANDARD MESH	5 cm x 10 cm	ZMS0510
5 st.	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	15 cm x 15 cm	ZMS1515
	30 cm x 30 cm	ZMS3030



Huid markeerpen

Voor algemene toepassingen bij huid markeringen. Onuitwisbare inkt in gentiaanviolet.
Biocompatibel, niet giftig, en niet-irriterend. Bijbehorend meetlatje in centimeters en inches.

ZSM20 Dual pen, voor normale en fijne huid markering, inclusief meetlatje. Steriel.



Pilomat

Tablet-Crusher Z045

Om tabletten eenvoudig fijn te malen.




Tablet-Splitter Z044

Om elke tablet in twee te splijten.



Chirurgisch scalpel & grip

Voor grip N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 13 N° 15 N° 15c


Chirurgisch scalpel
zonder grip

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB13 ZB15 ZB15c

Chirurgisch scalpel
met plastic grip

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Voor grip N° 4



N° 18 N° 19 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Chirurgisch scalpel
zonder grip

ZB18 ZB19 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Chirurgisch scalpel
met plastic grip

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



SAMENSTELLING:
carbonstaal

VERPAKKING:

zonder grip 100 / doos
apart in steriele blisterverpakking met plastic grip 10 / doos

Hechtingverwijdermesje



ZBS

Scalpelgrips

SAMENSTELLING: roestvrij staal

VERPAKKING: 10 / doos



N° 3 **ZBH3**



N° 4 **ZBH4**

SMI Spon


Resorbeerbaare hemostatische gelatinespons

SAMENSTELLING:

Hoogzuivere kwaliteits-gelatine

INDICATIE:

Voor gebruik bij verschillende chirurgische procedures. Voor toepassing bij chirurgische ingrepen met een bloedend wondoppervlak waarbij men hemostase wil bekomen. Niet-pyrogeen en biocompatibel.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001

4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010
6. FILM	200 x 70 x 0.5 mm	ZHG20070005

SMI-CEL

Absorbeerbare hemostaat - Geoxideerde geregenereerde cellulose

SAMENSTELLING:

Steriel resorbeerbaar breiwerk bereid door de gecontroleerde oxidatie van geregenereerde cellulose.



SMI-CEL STANDARD

1.25 cm x 5 cm	12 st.	ZHCS012050
5 cm x 7.5 cm	12 st.	ZHCS050075
5.1 cm x 35.6 cm	12 st.	ZHCS051356
7.5 cm x 10 cm	12 st.	ZHCS075100
10 cm x 20 cm	12 st.	ZHCS100200



SMI-CEL FIBRIL

2.6 cm x 5.1 cm	10 st.	ZHCF026051
5.1 cm x 10.2 cm	10 st.	ZHCF051102
10.2 cm x 10.2 cm	10 st.	ZHCF102102

INDICATIE:

Wordt gebruikt als aanvulling bij chirurgische ingrepen om te helpen bij de beheersing van capillaire, veneuze en kleine arteriële bloedingen.

Biocompatibel, zorgt voor snelle hemostase en wordt binnen 7 - 14 dagen door het lichaam opgenomen.



SMI-CEL KNIT

2.6 cm x 2.6 cm	12 st.	ZHCK026026
7.6 cm x 10.2 cm	12 st.	ZHCK076102
15.2 cm x 22.9 cm	12 st.	ZHCK152229
10.2 x 10.2 cm	12 st.	ZHCK102102

Beenderwas



12 x 2.5 g Z046

SAMENSTELLING:

Geraffineerde witte bijenwas 80%, isopropyl palmitate 20%

INDICATIE:

Stelping van beenderbloedingen: werkt als mechanische barriere.

VERPAKKING:

2.5 g plaatjes individueel verpakt
12 stuks / doosje, sterile

Cervix set

Cervix hechting set volgens Shirodkar

2 x stompe naald



2 x HRB 50 mm	4 mm polyester band 40 cm	ZCE1
	4 mm polyester band 50 cm	ZCE4
2 x HRB 65 mm	4 mm polyester band 50 cm	ZCE3

Cervix hechting set volgens Mc. Donald / Wurm-Hefner technieken

2 x rondbody naald met een snijdende punt



2 x HRT 48 mm	EP 6 / USP 8 polyester groen draad 75 cm	ZCE9
---------------	---	-------------

nylon band

3 mm nylon band 70 cm	ZCE06
6 mm nylon band 70 cm	ZCE07
6 mm nylon band 100 cm	ZCE09

polyester band

4 mm breed 75 cm	ZCE08
4 mm breed 2 x 75 cm	ZCE08-2

Bühner band



Polyester band 6.5 mm x 80 cm, sterile **ZCE20**

- ☒ *Vaginale tape*
- ☒ *Navelstrengband*
- ☒ *Bühner band*

Naalden

12 in een doos

1/2 CIRKEL



zonder veeroog met veeroog

GN



GF



zonder veeroog met veeroog

GRN



GRF



90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 mm		Z 746		
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 mm N°11		Z 745		
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

SERPENTINE NAALD



zonder veeroog GSN

145 mm

Z 402


135 mm

Z 401

110 mm

Z 403

RECHT



zonder veeroog met veeroog

GSN



GSF



75 mm N° 1

Z 904

60 mm N° 4

Z 903

Z 913

45 mm N° 8

Z 902

40 mm N° 9

Z 912

35 mm N° 10

Z 911



3/8 CIRKEL



					
	zonder veeroog BN	met veeroog BF	zonder veeroog BRN	met veeroog BRF	zonder veeroog BRT
					
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

GEBOGEN NAALDEN (SKI)



zonder veeroog met veeroog



80 mm N°1	Z 202	
70 mm N°2	Z 203	
65 mm N°3	Z 204	
60 mm N°4	Z 205	
57 mm N°5	Z 201	
55 mm N°6	Z 206	
50 mm N°7	Z 207	
45 mm N°8	Z 208	
40 mm N°9		Z 260
35 mm N°10		Z 261
32 mm N°11		Z 270
30 mm N°12		Z 262
25 mm N°13		Z 263
22 mm N°14		Z 271
20 mm N°15		Z 264
16 mm N°16		Z 266
14 mm N°17		Z 267
12 mm N°20		Z 268

POST MORTEM NAALDEN SKI




zonder veeroog



130 mm 5"	Z 281
100 mm 4"	Z 282

POST MORTEM NAALDEN 3/8 CIRKEL



zonder veeroog



150 mm 6"	Z 480
130 mm 5"	Z 481
100 mm 4"	Z 482