

# SURGICRYL®


## PGA

### POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®  
PGA  
POLYGLYCOLIC ACID



<b>Type</b>	Multifilament tressé et enduit
<b>Composition</b>	Acide polyglycolique
<b>Enduit</b>	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
<b>Couleur</b>	Violet / Beige - non coloré
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

PGA  
POLYGLYCOLIC ACID

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
  
- Multifilament enduit
  
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale  
Fermeture de peau  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique  
Chirurgie plastique  
Urologie  
Chirurgie ophtalmologique  
Chirurgie orthopédique

## AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

## RÉSISTANCE À LA TRACTION



## RÉSORPTION



sans aiguille



metric	USP	longueur		référence
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
3.5	0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11350060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070

sans aiguille



Ligapack



metric	USP	longueur	référence
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i> 11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i> 11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i> 11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i> 11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i> 11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i> 11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i> 11600025





aiguille ronde









1/2 cercle









	metric	USP	longueur	référence
HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150113
HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300117
HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200122
	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 11200122U
HR 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300122
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200126
HR 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300126
	3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200130
HR 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300130
	3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 11300130U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400130
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200136
HR 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400136



aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
<b>1/2 cercle</b> 	HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350140
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400140-75
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400140
			5	2	75 cm	<i>violet</i> 11500140-75
	HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500140
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300148
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350148
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400148
			5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500148
6	3&4	90 cm	<i>violet</i> 11600148			







aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
<b>3/8 cercle</b> 	DR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11150217
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11200217



aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
<b>5/8 cercle</b> 	FR 27 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300327

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
<b>aiguille J</b> 	JR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11303036
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403040

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence	
5/8 cercle	 JR 36 mm FR 27 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036-0327
aiguille J							

aiguille ronde loop			metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400950

aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
				5	2	90 cm	<i>violet</i>
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548	

aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur	référence	
aiguille J	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403131

aiguille triangulaire



metric

USP



longueur



référence



3/8 cercle











aiguille triangulaire		metric	USP	longueur		référence
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	violet	11071512
		0.7	6/0	45 cm	non coloré	11071512U
		1	5/0	45 cm	violet	11101512
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	non coloré	11071512UP
		1	5/0	50 cm	non coloré	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	non coloré	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	violet	11071516
		1	5/0	75 cm	violet	11101516
		1	5/0	75 cm	non coloré	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151516
		1.5	4/0	75 cm	non coloré	11151516U
		2	3/0	75 cm	violet	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	non coloré	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	11101519
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151519
		1.5	4/0	75 cm	non coloré	11151519U
		2	3/0	75 cm	violet	11201519
		2	3/0	75 cm	non coloré	11201519U
		3	2/0	75 cm	violet	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	non coloré	11151519UP
		2	3/0	50 cm	non coloré	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	violet	11201524
		2	3/0	75 cm	non coloré	11201524U
		3	2/0	75 cm	violet	11301524
		3	2/0	75 cm	non coloré	11301524U
		3.5	0	75 cm	violet	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	non coloré	11201524UP
		3	2/0	50 cm	non coloré	11301524UP
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	11151530
		2	3/0	75 cm	violet	11201530
		3	2/0	75 cm	violet	11301530
		3	2/0	75 cm	non coloré	11301530U
		3.5	0	75 cm	violet	11351530
		4	1	75 cm	violet	11401530
		5	2	75 cm	violet	11501530




aiguille triangulaire conventionnelle 		metric	USP	longueur	référence	
droite		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

aiguille triangulaire conventionnelle 		metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle	NS 16 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716




aiguille spatulée 2 aiguilles 		metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle	2 x HSP 8 mm 200 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07


aiguille spatulée 2 aiguilles 		metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle	2 x DSP 6 mm 200 µm 	0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU08-30
		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6,2 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6,4 mm 200 µm 	0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071








aiguille spatulée 		metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle	DSP 6,2 mm 150 µm 	0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
	DSP 6,4 mm 200 µm 	0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09-1

aiguille spatulée 2 aiguilles 		metric	USP	longueur	référence		
1/4 cercle		2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
		350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05



aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
	DS 40 mm		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
			5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540



aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11201422U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11301422U
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
	HS 36 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
HS 40 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440	
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440	
HS 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448	
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448	

