


SILK



	<i>Seide geflochten</i>	<i>Seide natur</i>
Typ	Geflochtenes Multifilament	Gedrehtes Multifilament
Zusammensetzung	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe	Gedrehte Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Beschichtung	Silikon	Keine
Farbe	Schwarz	Blau
Gewebereaktion	Mäßig	
Resorption	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe, die durch eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.	
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden	

*Für Qualität
&
Sicherheit*

smi

www.sutures.be

SILK

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Geflochtener oder gedrehter Fadenaufbau
- ☑ Beschichtetes Multifilament
- ☑ Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt bis zu 3 Monaten
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-
GEBIETE**

Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur




besonders






- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Ophthalmologie
- Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe





GEGENANZEIGEN






- Harnwege
- Gallenwege




- Bekannte Überempfindlichkeiten
oder Allergien auf Seide

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blau</i>	OS81

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm 	0.5 0.7	7/0 6/0	45 cm 45 cm	<i>schwarz</i> OS71 <i>schwarz</i> OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	30 cm	<i>schwarz</i> OS52

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/4 Kreis 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS51

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151512
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151516
	DS 19 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151519

 Außen schneidende Nadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8071512-2