



SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % - 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
 Fermeture de peau
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie plastique
 Chirurgie ophtalmologique
 Gynécologie
 Obstétrique
 Chirurgie orthopédique
 Urologie

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite


- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire






À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)





RÉSISTANCE À LA TRACTION










RÉSORPTION



aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 15070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100113
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150113
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200117
	HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200122
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300122

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DR 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i> 15150217
	DR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200222

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i> 15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15201426
3			2/0	75 cm	<i>violet</i> 15301426	

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	15201516UP
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
DS 16 mm noir		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	15151519UP
DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	15201524UP

aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517

aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150413
DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417