


DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

The logo for SMI, featuring the letters 'smi' in a stylized, blue-outlined font. The 's' is lowercase and the 'm' and 'i' are lowercase with a dot on the 'i'. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.

www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

Daclon Bleu

spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique

Daclon Noir

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie



Round bodied taper point

1/2 circle




			Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm			1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100116
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150116
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9070120
			1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100120
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150120
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200120
HR 20 mm			3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300120





Reverse cutting

3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm			0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
			1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass			0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
			1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
			1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
			1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201516
			0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
DS 16 mm Easy Pass			1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
			1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 16 mm black			1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	9151519-90
			2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201519-90
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301519

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
 <p>3/8 circle</p>	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i> 9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i> 9301519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151519VB
	DS 24 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i> 9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i> 9301524-45
	DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301524
3		2/0	50 cm	<i>blue</i> 9301524P	

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
 <p>1/2 circle</p>	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201417
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301426