


SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLÉCAPRONE 25



Type	Monofilament
Composition	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et de 25% d'ε-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 110 jours. Environ 75% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLÉCAPRONE 25

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature


spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Chirurgie ophtalmologique


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION




RÉSORPTION



aiguille ronde



1/2 cercle



		metric	USP	longueur		référence	
HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113	
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113	
	HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122






aiguille triangulaire



3/8 cercle



		metric	USP	longueur		référence
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>non coloré</i>	16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>non coloré</i>	16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16101512V
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>non coloré</i>	16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>non coloré</i>	16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	16151512P
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16201516
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>non coloré</i>	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	16151516P
DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>non coloré</i>	16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519V
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16201519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201519V
		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16301519

aiguille triangulaire		metric	USP	longueur	référence		
		DS 19 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	16151519P
		Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	16201519P
3/8 cercle		DS 19 mm noir	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16101519VB
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
		DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16201524
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16301524
		DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16201524P-75