

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégale, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée

- ☑ Multifilament enduit

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent

- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques)

- Réaction tissulaire minimale

- Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie générale
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie gastro-intestinale
- Obstétrique

aiguille ronde



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HR 16 mm



1

5/0

75 cm

vert

7100116

1.5

4/0

75 cm

vert

7150116

2

3/0

75 cm

vert

7200116

HR 20 mm



1.5

4/0

75 cm

vert

7150120

2

3/0

75 cm

vert

7200120

aiguille ronde



metric

USP

longueur

référence

droite

GR 19 mm



1.5

4/0

45 cm

vert

7152019

2

3/0

50 cm

vert

7202019

aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HRT 18 mm



1.5

4/0

75 cm

vert

7150518

2

3/0

75 cm

vert

7200518

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

DS 12 mm



1

5/0

45 cm

vert

7101512

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

vert

7101516

1.5

4/0

75 cm

vert

7151516

2

3/0

75 cm

vert

7201516

3/8 cercle



DS 19 mm



1

5/0

75 cm

vert

7101519

1.5

4/0

75 cm

vert

7151519

2

3/0

75 cm

vert

7201519

3

2/0

75 cm

vert

7301519

DS 19 mm noir



1.5

4/0

75 cm

vert

7151519VB

2

3/0

75 cm

vert

7201519VB

DS 24 mm



2

3/0

75 cm

vert

7201524

3







2/0

75 cm

vert

7301524

POLYESTER

aiguille triangulaire		metric	USP	longueur		référence	
1/2 cercle 		HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7151417
			2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201417
		HS 20 mm	3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301420
		HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201422
		HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201426
			3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301426