

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégalée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée

- ☑ Multifilament enduit

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS

Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie orthopédique
Chirurgie gastro-intestinale
Obstétrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale






Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds




Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite




Étanchéité et stérilité des produits garanties









CONTRE-INDICATIONS

Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie







 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 16 mm	 1	5/0	75 cm	<i>green</i> 7100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150116
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200116
	HR 20 mm	 1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150120
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200120
		HR 26 mm	 2	3/0	75 cm
	3	2/0	75 cm	<i>green</i> 7300126	

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
Straight 	GR 19 mm	 1.5	4/0	45 cm	<i>green</i> 7152019
		2	3/0	50 cm	<i>green</i> 7202019

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HRT 18 mm	 1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150518
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200518

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm	 1	5/0	45 cm	<i>green</i> 7101512
		1	5/0	75 cm	<i>green</i> 7101516
	DS 16 mm	 1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7151516
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201516
	DS 19 mm	 1	5/0	75 cm	<i>green</i> 7101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7151519
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201519
	DS 19 mm black	 3	2/0	75 cm	<i>green</i> 7301519
		 1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201519VB
	DS 24 mm	 2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i> 7301524

POLYESTER

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151417
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201426
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301426