


POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*



SMI

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES







- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement




AVANTAGES





- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties






INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie plastique
Fermeture de peau
Chirurgie orthopédique
Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
Chirurgie gastro-intestinale
Chirurgie générale
Gynécologie
Obstétrique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i>	5050110
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070115
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100115
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150115
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200117
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100117
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200117
	HR 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100120
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150120
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200120
				3	2/0	75 cm	<i>blue</i>

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150216

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301424

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071510
			0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i>	5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071512
			1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151512
			0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i>	5071512P
	DS 12 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101512P



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071516
		1	5/0	45 cm	blue	5101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151516
		2	3/0	75 cm	blue	5201516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071516P
		1	5/0	50 cm	blue	5101516P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151516P
DS 16 mm black		1	5/0	45 cm	blue	5101516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5071519
		1	5/0	45 cm	blue	5101519-45
		1	5/0	75 cm	blue	5101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519
		2	3/0	45 cm	blue	5201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201519
		3	2/0	75 cm	blue	5301519
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151519P
		2	3/0	50 cm	blue	5201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	blue	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
DS 24 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	5151524P
		2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P



Round bodied taper cutting point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5070510
HRT 25 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300525