


SILK



Type	Multifilament tressé
Composition	Fibres tressées du cocon du ver à soie
Enduit	Silicone
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

SILK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Structure tressée ou tordue
- ☑ Multifilament enduit
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois






Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds






Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite






Étanchéité et stérilité des produits garanties



INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie buccale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique



CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie
Sensibilisation ou allergie connue à la soie



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8070112	
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100112	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150112	
	HR 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8070116	
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100116	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150116	
	HR 20 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200116	
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100120	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150120	
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200120
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300120



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100216
	DR 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
		DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	<i>black</i> 8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519VB
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151524
			2	3/0	75 cm
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301524

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412	
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417	
	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417	
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417	
	HS 20 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420	
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420	
	HS 22 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422	
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422	
	HS 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422	
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426	
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201426
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301426

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm					
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
	HRT 27 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527	

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DRT 18 mm					
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418