


# SUPRAMID

BLACK



<b>Type</b>	Multifilament torsadé et gainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
<b>Composition</b>	Fil de polyamide 6.6 enrobé d'une couche de polyamide 6
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SUPRAMID

BLACK

## CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tordue
  
- ☑ Multifilament avec un manchon
  
- ☑ Pliabilité et souplesse
  
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature  
spécialement Fermeture de peau

## AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale





Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds




Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite







Bonne maniabilité  
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds





Étanchéité et stérilité des produits garanties




**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie  
Microchirurgie









 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HR 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm 	2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b> 	GR 22 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022




 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b> 	GS 20 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm 	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>3/8 circle</b> 	DS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301519
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75	
DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB	
	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524	
	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524	

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418