


# DACLON NYLON

DACLON  
NYLON



<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Blau Schwarz
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden

*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# DACLON NYLON

**EIGENSCHAFTEN**

- ☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Synthetisch
- ☑ Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- ☑ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
- ☑ Luftdichte Verpackung

**VORTEILE**

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
- Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Gute Handhabungseigenschaften
- Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-  
GEBIETE**      Adaptation von Weichteilen  
und/oder Ligatur

**Daclon Blau**  
besonders      Hautverschluss  
Allgemeine Chirurgie  
Plastische Chirurgie  
Viszeralchirurgie  
Gynäkologie  
Geburtshilfe  
Orthopädie

**Daclon Schwarz**  
besonders      Plastische Chirurgie  
Ophthalmologie



## Rundkörpernadel

1/2 Kreis




			EP	USP	Länge		Bestellnummer
HR 16 mm			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9100116
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9150116
HR 20 mm			0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9070120
			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9100120
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9150120
			2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9200120
			3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9300120





## Außen schneidende Nadel

3/8 Kreis



			EP	USP	Länge		Bestellnummer
DS 12 mm			0.5	7/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9071512
			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass			0.7	6/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9071512P
			1	5/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9101512P
			1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i>	9151512P
DS 16 mm			0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i>	9071516-45
			0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9071516
			1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i>	9101516-45
			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>blau</i>	9151516-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151516
			2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201516
DS 16 mm Easy Pass			0.7	6/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9071516P
			1	5/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i>	9151516P
DS 16 mm schwarz			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101516VB
DS 19 mm			1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i>	9101519-45
			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>blau</i>	9151519-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151519
			1.5	4/0	90 cm	<i>blau</i>	9151519-90
			2	3/0	45 cm	<i>blau</i>	9201519-45
			2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201519
			2	3/0	90 cm	<i>blau</i>	9201519-90
			3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301519

Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
 <p>3/8 Kreis</p>	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blau</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blau</i>	9301519P
	DS 19 mm schwarz	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151519VB
	DS 24 mm	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blau</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blau</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201524
3		2/0	45 cm	<i>blau</i>	9301524-45	
DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301524	
	3	2/0	50 cm	<i>blau</i>	9301524P	

Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
 <p>1/2 Kreis</p>	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201417
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301426