

# SURGICRYL®

## PGA

### POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®  
PGA  
POLYGLYCOLIC ACID



<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglykolsäure
<b>Beschichtung</b>	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
<b>Farbe</b>	Violett / Beige - ungefärbt
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden



Für Qualität  
&  
Sicherheit

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

PGA  
POLYGLYCOLIC ACID

## EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau
  
- Beschichtetes Multifilament
  
- Luftdichte Verpackung

## VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Hohe Flexibilität
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Knotensicherheit
  
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
- Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
- Verminderte Kapillarwirkung
  
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-  
GEBIETE**

Adaptation von Weichteilen  
und/oder Ligatur

besonders

- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe
- Plastische Chirurgie
- Urologie
- Ophthalmologie
- Orthopädie


**GEGENANZEIGEN**

Herz- und Gefäßchirurgie  
Neurochirurgie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.



Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).



## REIßFESTIGKEIT














## RESORPTION



 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
<b>1/2 Kreis</b> 	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	11070113
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	11070117
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150117
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200117
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150122
2		3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200122	
2		3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11200122U	
3		2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300122	

 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
<b>3/8 Kreis</b> 	DR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200217

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
<b>1/2 Kreis</b> 	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201422
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11301422
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11301422U
	HS 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11301426

Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer	
<b>3/8 Kreis</b> 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	11071512
			0.7	6/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	11071512U
			1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	11101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11071512UP
			1	5/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11101512UP
			1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11151512UP
	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	11071516
			1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11101516
			1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11101516U
			1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11151516U
			2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201516
	DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11151516UP
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11151519U
			2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201519
			2	3/0	90 cm	<i>violett</i>	11201519-90
			2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11201519U
			3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11151519UP
			2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11201519UP
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201524
2			3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11201524U	
3			2/0	75 cm	<i>violett</i>	11301524	
3			2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11301524U	
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11201524UP	
		3	2/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11301524UP	

Schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer	
<b>3/8 Kreis</b> 	NS 16 mm		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	11101716