


# POLYPROPYLENE

BLUE



<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polypropylen, ein Polymer aus Propylen
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden

*For quality  
&  
safety*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# POLYPROPYLENE

BLUE


## EIGENSCHAFTEN


- Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen
- Synthetisch
- Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
- Luftdichte Verpackung


**ANWENDUNGS-  
GEBIETE**    Adaptation von Weichteilen  
und/oder Ligatur  
besonders    Herz- und Gefäßchirurgie  
Neurochirurgie  
Ophthalmologie  
Mikrochirurgie  
Plastische Chirurgie  
Hautverschluss  
Orthopädie  
Hernien (auch als Netz)  
Viszeralchirurgie  
Allgemeine Chirurgie  
Gynäkologie  
Geburtshilfe

## VORTEILE

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Anwendung in Herz- und Gefäßchirurgie (Herzklappenprothesen und Anastomosen)
- Minimale Gewebereaktion
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma  
Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)  
Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Gute Handhabungseigenschaften  
Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität


Rundkörpernadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
<b>1/2 Kreis</b> 	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blau</i> 5050110	
			0.7	6/0	75 cm	<i>blau</i> 5070110	
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blau</i> 5070115	
			1	5/0	75 cm	<i>blau</i> 5100115	
	HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5150115	
			1	5/0	75 cm	<i>blau</i> 5100117	
	HR 20 mm		2	3/0	75 cm	<i>blau</i> 5200117	
			1	5/0	75 cm	<i>blau</i> 5100120	
				1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5150120
				2	3/0	75 cm	<i>blau</i> 5200120

Rundkörpernadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>3/8 Kreis</b> 	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5150216

Außen schneidende Nadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
<b>3/8 Kreis</b> 	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blau</i> 5071510	
			0.5	7/0	45 cm	<i>blau</i> 5051512	
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blau</i> 5071512	
			1	5/0	45 cm	<i>blau</i> 5101512	
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5151512	
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>blau</i> 5071512P	
			1	5/0	50 cm	<i>blau</i> 5101512P	
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blau</i> 5071516	
			1	5/0	45 cm	<i>blau</i> 5101516	
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5151516	
				2	3/0	75 cm	<i>blau</i> 5201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>blau</i> 5071516P	
			1	5/0	50 cm	<i>blau</i> 5101516P	
				1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i> 5151516P
DS 16 mm schwarz		1	5/0	45 cm	<i>blau</i> 5101516VB		

Außen schneidende Nadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>3/8 Kreis</b> 	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blau</i> 5071519
			1	5/0	75 cm	<i>blau</i> 5101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>blau</i> 5151519-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5151519
			2	3/0	45 cm	<i>blau</i> 5201519-45
			2	3/0	75 cm	<i>blau</i> 5201519
			3	2/0	75 cm	<i>blau</i> 5301519
	DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>blau</i> 5101519P
			1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i> 5151519P
			2	3/0	50 cm	<i>blau</i> 5201519P
	DS 19 mm schwarz		1	5/0	75 cm	<i>blau</i> 5101519VB
			1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5151519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i> 5151524
			2	3/0	45 cm	<i>blau</i> 5201524-45
			2	3/0	75 cm	<i>blau</i> 5201524
			3	2/0	45 cm	<i>blau</i> 5301524-45
			3	2/0	75 cm	<i>blau</i> 5301524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>blau</i> 5201524P
3			2/0	50 cm	<i>blau</i> 5301524P	

Außen schneidende Nadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>1/2 Kreis</b> 	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	<i>blau</i> 5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	<i>blau</i> 5301424

Rundkörpernadel schneidende Spitze			EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>1/2 Kreis</b> 	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blau</i> 5070510