


# SUPRAMID

BLACK



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Typ</b>             | Gedrehtes und ummanteltes Multifilament<br>Stärken 5/0 und 6/0 monofilament |
| <b>Zusammensetzung</b> | Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel<br>aus Polyamid 6                    |
| <b>Farbe</b>           | Schwarz   |
| <b>Gewebereaktion</b>  | Minimal   |
| <b>Absorption</b>      | Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit<br>durch Bindegewebe umhüllt       |
| <b>Darbietung</b>      | Schachtel mit 12 Fäden  |

*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SUPRAMID

BLACK

## **EIGENSCHAFTEN**

- Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- Synthetisch
- Gedrehter Fadenaufbau
  
- Ummanteltes Multifilament
  
- Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
  
- Luftdichte Verpackung

**ANWENDUNGS-  
GEBIETE**    Adaptation von Weichteilen  
                  und/oder Ligatur  
                  besonders    Hautverschluss

## **VORTEILE**

Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt

Minimale Gewebereaktion





Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften  
Hohe Flexibilität  
Hohe Reißfestigkeit  
Ausgezeichnete Knotensicherheit




Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt,  
Gewebezug und Trauma  
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit  
Verminderte Kapillarwirkung







Gute Handhabungseigenschaften  
Einfaches und sicheres Knoten





Garantierte Dichtheit und Produktsterilität




**GEGENANZEIGEN**    Herz- und Gefäßchirurgie  
                              Neurochirurgie  
                              Mikrochirurgie









|  Round bodied taper point |  | Metric | USP | Length | Order number         |
|--|--|--------|-----|--------|----------------------|
| <b>1/2 circle</b><br>     | HR 16 mm  | 1.5    | 4/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4150116 |
|  |  | 2      | 3/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4200116 |
|  | HR 20 mm  | 2      | 3/0 | 45 cm  | <i>black</i> 4200120 |




|  Round bodied taper point |  | Metric | USP | Length | Order number         |
|--|--|--------|-----|--------|----------------------|
| <b>Straight</b><br>       | GR 22 mm  | 1.5    | 4/0 | 50 cm  | <i>black</i> 4152022 |




|  Reverse cutting        |  | Metric | USP | Length | Order number         |
|--|--|--------|-----|--------|----------------------|
| <b>1/2 circle</b><br> | HS 17 mm    | 1.5    | 4/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4151417 |
|  |  | 2      | 3/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4201417 |
|  | HS 20 mm  | 1      | 5/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4101420 |
|  |  | 1.5    | 4/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4151420 |
|  | HS 22 mm  | 2      | 3/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4201420 |
|  |  | 1.5    | 4/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4151422 |
|  | HS 26 mm  | 2      | 3/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4201426 |
|  |  | 3      | 2/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4301426 |

|  Cutting            |  | Metric | USP | Length | Order number         |
|--|--|--------|-----|--------|----------------------|
| <b>Straight</b><br> | GS 20 mm  | 1.5    | 4/0 | 50 cm  | <i>black</i> 4152120 |
|  | GS 25 mm  | 1.5    | 4/0 | 60 cm  | <i>black</i> 4152125 |

|  Reverse cutting      |  | Metric | USP | Length | Order number            |
|--|--|--------|-----|--------|-------------------------|
| <b>3/8 circle</b><br> | DS 12 mm  | 0.7    | 6/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4071512    |
|  |  | 1      | 5/0 | 45 cm  | <i>black</i> 4101512-45 |
|  |  | 1      | 5/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4101512    |
|  |  | 1.5    | 4/0 | 45 cm  | <i>black</i> 4151512    |

|  Reverse cutting |   | Metric  | USP | Length | Order number             |                         |
|---|---|---|-----|--------|--------------------------|-------------------------|
| DS 16 mm  |    | 0.7   | 6/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4071516     |                         |
|   |   | 1   | 5/0 | 45 cm  | <i>black</i> 4101516-45  |                         |
|   |   | 1   | 5/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4101516     |                         |
|   |   | 1.5   | 4/0 | 45 cm  | <i>black</i> 4151516     |                         |
|   |   | 1.5   | 4/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4151516-75  |                         |
|   |   | 2   | 3/0 | 45 cm  | <i>black</i> 4201516     |                         |
|   |   | 2   | 3/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4201516-75  |                         |
| DS 16 mm black  |    | 1   | 5/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4101516VB   |                         |
| 3/8 circle<br>   | DS 19 mm  |  | 0.7 | 6/0    | 75 cm                    | <i>black</i> 4071519    |
|   |   |   | 1   | 5/0    | 75 cm                    | <i>black</i> 4101519    |
|   |   |   | 1.5 | 4/0    | 45 cm                    | <i>black</i> 4151519    |
|   |   |   | 1.5 | 4/0    | 75 cm                    | <i>black</i> 4151519-75 |
|   |   |   | 2   | 3/0    | 75 cm                    | <i>black</i> 4201519    |
|   |   |   | 3   | 2/0    | 75 cm                    | <i>black</i> 4301519    |
| DS 19 mm Easy Pass  |   | 1.5   | 4/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4151519P-75 |                         |
| DS 19 mm black  |  | 1   | 5/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4101519VB   |                         |
|   |   | 1.5   | 4/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4151519VB   |                         |
| DS 24 mm  |  | 2   | 3/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4201524     |                         |
|   |   | 3   | 2/0 | 75 cm  | <i>black</i> 4301524     |                         |

|  Round bodied taper cutting point |           | Metric  | USP | Length | Order number |                      |
|--|-----------|---|-----|--------|--------------|----------------------|
| 1/2 circle<br>                    | HRT 18 mm |  | 1.5 | 4/0    | 75 cm        | <i>black</i> 4150518 |
|  |           |   | 2   | 3/0    | 75 cm        | <i>black</i> 4200518 |

|  Round bodied taper cutting point |           | Metric  | USP | Length | Order number |                      |
|--|-----------|---|-----|--------|--------------|----------------------|
| 3/8 circle<br>                    | DRT 18 mm |  | 1.5 | 4/0    | 75 cm        | <i>black</i> 4150418 |
|  |           |   | 2   | 3/0    | 75 cm        | <i>black</i> 4200418 |