

## Lames chirurgicales

Pour manche  
de bistouri N° 3



N° 10    N° 11    N° 12    N° 12d    N° 15    N° 15c

lames de bistouri  
sans manche

**ZB10    ZB11    ZB12    ZB12d    ZB15    ZB15c**

bistouris jetables avec  
manche en plastique

**ZBD10    ZBD11    ZBD12                    ZBD15**

Pour manche  
de bistouri N° 4



N° 18    N° 20    N° 21    N° 22    N° 23    N° 24    N° 25

lames de bistouri  
sans manche

**ZB18    ZB20    ZB21    ZB22    ZB23    ZB24    ZB25**

bistouris jetables avec  
manche en plastique

**ZBD20    ZBD21    ZBD22    ZBD23    ZBD24**



**COMPOSITION:**  
acier de carbone

**PRESENTATION:**  
pochettes individuelles stériles

sans manche 100 / boîte  
avec manche en plastique 10 / boîte