




MATÉRIEL D'OPÉRATION POUR LA RECONSTRUCTION CHIRURGICALE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR

Produit

Avec ce système, vous pouvez sans gros effort et sans aide externe faire une fixation solide et durable de la reconstruction ligamentaire




aiguille



ligature



douille



pince de serrage
pour tubes de fixation



pince de serrage renforcé
pour tubes de fixation

Caractéristiques

- ☑ Matériau : acier inoxydable
- ☑ Emballage individuel
- ☑ Convient à tous les poids de chiens
- ☑ Stérilisation à l'oxyde d'éthylène des sutures chirurgicales

*For quality
&
safety*

AIGUILLE

			Référence
taille 2 grand	longueur 80 mm	1 dz.	ZC0000002
taille 2 grand	longueur 80 mm	6 pc.	ZC0000002-6
taille 3 moyen	longueur 62 mm	1 dz.	ZC0000003
taille 3 moyen	longueur 62 mm	6 pc.	ZC0000003-6
taille 4 petit	longueur 45 mm	1 dz.	ZC0000004
taille 4 petit	longueur 45 mm	6 pc.	ZC0000004-6
taille 5 très petit	longueur 30 mm	1 dz.	ZC0000005
taille 5 très petit	longueur 30 mm	6 pc.	ZC0000005-6

DOUILLE

			Référence
10 mm (SS 316)		1 dz.	ZC00010
12 mm (SS 316)		1 dz.	ZC00012
14 mm (SS 316)		1 dz.	ZC00014

LIGATURE

			Référence
LCA ligature 50 lb x 500 mm	poids < 15 kg	1 pc.	ZC050
LCA ligature 80 lb x 800 mm	poids < 20 kg	1 pc.	ZC080
LCA ligature 100 lb x 800 mm	poids > 20 kg poids > 40 Kg = 2 x 100 Lb	1 pc.	ZC100

LIGATURE AVEC DOUILLE

			Référence
LCA ligature 50 lb x 500 mm	+ 10 mm douille	1 pc.	ZC05010
LCA ligature 80 lb x 800 mm	+ 12 mm douille	1 pc.	ZC08012
LCA ligature 100 lb x 800 mm	+ 12 mm douille	1 pc.	ZC10012

LIGATURE AVEC 3 DOUILLES

			Référence
LCA ligature 50 lb x 500 mm	+ 3 x 10 mm douille	1 pc.	ZC05010-3
LCA ligature 80 lb x 800 mm	+ 3 x 12 mm douille	1 pc.	ZC08012-3
LCA ligature 100 lb x 800 mm	+ 3 x 12 mm douille	1 pc.	ZC10012-3

LIGATURE AVEC AIGUILLE ET DOUILLE

			Référence
LCA ligature 50 lb x 500 mm	+ très petit 30 mm aiguille + 10 mm douille	1 pc.	ZC0501005
LCA ligature 80 lb x 800 mm	+ petit 45 mm aiguille + 12 mm douille	1 pc.	ZC0801204
LCA ligature 100 lb x 800 mm	+ moyen 62 mm aiguille + 12 mm douille	1 pc.	ZC1001203

LIGATURE LOOP AVEC AIGUILLE

			Référence
LCA ligature 50 lb x 1000 mm	+ très petit 30 mm aiguille loop	1 pc.	ZC0500005L
LCA ligature 80 lb x 1600 mm	+ petit 45 mm aiguille loop	1 pc.	ZC0800004L
LCA ligature 80 lb x 1600 mm	+ moyen 62 mm aiguille loop	1 pc.	ZC0800003L
LCA ligature 100 lb x 1600 mm	+ moyen 62 mm aiguille loop	1 pc.	ZC1000003L

LIGATURE LOOP AVEC AIGUILLE ET 2 DOUILLES

			Référence
LCA ligature 50 lb x 1000 mm	+ très petit 30 mm aiguille + 2 x 10 mm douilles loop	1 pc.	ZC0501005L
LCA ligature 80 lb x 1600 mm	+ petit 45 mm aiguille + 2 x 12 mm douilles loop	1 pc.	ZC0801204L
LCA ligature 100 lb x 1600 mm	+ moyen 62 mm aiguille + 2 x 12 mm douilles loop	1 pc.	ZC1001203L

INSTRUMENTS CCL

		Référence
pince de serrage pour tubes de fixation 18 cm	1 pc.	ZC24
pince de serrage renforcé pour tubes de fixation 23 cm	1 pc.	ZC25