

POLYPROPYLENE

WHITE



POLYPROPYLEN NETZ

Produkt

Polypropylen Netz ist ein Medizinprodukt, das zur zusätzlichen Stützung von geschwächtem oder geschädigtem Gewebe eingesetzt wird

Indikation

Gewebeunterstützung der Bauchwandhernie / Eventration mittels Zölioskopie oder Laparotomie

Attribute

- ✓ Kein Einlaufen
- ✓ Keine Beschichtung
- ✓ Sterilisiert durch Ethylenoxid
- ✓ Nicht resorbierbar

Vorteile

- ✓ Äußerste Formstabilität
- ✓ Sehr dünne Netzstruktur
- ✓ Optimale Porosität - gute Verträglichkeit
- ✓ Ausgezeichnete Transparenz
- ✓ Gute Handhabungseigenschaften - einfach zu schneiden

Zusammensetzung

Elastisches und beständiges Netz aus Polypropylen Monofilament

Quadratische & rechteckige Netze

Größe

Bestellnr.

standard mesh
5 pieces / pack

5 cm x 10 cm

ZMS0510

6 cm x 11 cm

ZMS0611

7,5 cm x 15 cm

ZMS07515

10 cm x 15 cm


ZMS1015

15 cm x 15 cm

ZMS1515

30 cm x 30 cm

ZMS3030



*For quality
&
safety*

smi
www.sutures.be