


DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

Daclon Bleu

spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique










Daclon Noir

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie









Round bodied taper point

		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9070120
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200120
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150126
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200126
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300126
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350126
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300130
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350130
HR 37 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400130
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300137
HR 37 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350137
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400137
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300140
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350140
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400140
HR 40 mm		5	2	75 cm	<i>blue</i>	9500140
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9400150
HR 50 mm		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9400150



1/2 circle






 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number
HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350930
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400930
HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350935
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400935
1/2 circle  HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350940
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400940
HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350950
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400950

Round bodied taper point double armed











	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9300165-2

 Blunt	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HRB 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401840



Reverse cutting










		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	9151519-90
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201519-90
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB

3/8 circle

















Reverse cutting






		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301530
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201536
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351536
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501540
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301560
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301560-100
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>blue</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401590

3/8 circle



 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301426
	HS 30 mm 	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 9201430
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9301430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351430
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351436
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401436
	HS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>blue</i> 9501436
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351440
	HS 48 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401440
		4	1	100 cm	<i>blue</i> 9401448

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302175

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201726	
		NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301730
		NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301740