


POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*



smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques et anastomoses)
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Chirurgie ophtalmologique
- Microchirurgie
- Chirurgie plastique
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Obstétrique

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	2 x DSP 6,4 mm 200 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>bleu</i> OPP105
			0.3	9/0	30 cm	<i>bleu</i> OPP95
aiguille spatulée			metric	USP	longueur	référence
1/4 cercle 	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>bleu</i> OPP103
aiguille spatulée loop			metric	USP	longueur	référence
1/4 cercle 	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>bleu</i> OPP103L
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence
droite 	2 x GSP 16,15 mm 150 µm		0.2	10/0	20 cm	<i>bleu</i> OPP101
			0.3	9/0	20 cm	<i>bleu</i> OPP91
aiguille spatulée loop			metric	USP	longueur	référence
droite 	GSP 16,15 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>bleu</i> OPP110
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence
droite 3/8 cercle 	GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>bleu</i> OPP102