


DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTÉRISTIQUES


















- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement







AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
1/4 cercle 	2 x VR 8 mm 220 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>noir</i>	ON81
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle 	2 x HSP 6,2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON102
	2 x HSP 6,4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i>	ON62
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON103
			0.1	11/0	20 cm	<i>noir</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON101
	2 x DSP 6,2 mm 150 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>noir</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>noir</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>noir</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>noir</i>	ON85-45
			0.5	7/0	30 cm	<i>noir</i>	ON75
			0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON105
	2 x DSP 6,4 mm 220 µm		0.2	10/0	38 cm	<i>noir</i>	ON105-38
			0.2	10/0	45 cm	<i>noir</i>	ON105-45
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i>	ON61	
aiguille spatulée			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	DSP 6,2 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>noir</i>	ON1011

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
1/4 cercle	 2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>noir</i>	ON51
3/8 cercle			0.5	7/0	75 cm	<i>noir</i>	9051512
aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle	 DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	9071512