

POLYESTER



Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terephthalat
Beschichtung	Silikon
Farbe	Grün Weiß
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

*Für Qualität
&
Sicherheit*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Unübertroffene Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen
- ☑ Synthetisch
- ☑ Geflochtener Fadenaufbau

- ☑ Beschichtetes Multifilament

- ☑ Luftdichte Verpackung

**ANWENDUNGS-
GEBIETE** Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur
besonders Herz- und Gefäßchirurgie
Ophthalmologie
Allgemeine Chirurgie
Hautverschluss
Orthopädie
Viszeralchirurgie
Geburtshilfe

VORTEILE

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt

- Anwendung in Herz- und Gefäßchirurgie (Herzklappenprothesen)

- Minimale Gewebereaktion

- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit

- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung

- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

Ohne Nadel

EP	USP	Länge		Bestellnummer
1.5	4/0	150 cm	grün	7150015
2	3/0	150 cm	grün	7200015
3	2/0	150 cm	grün	7300015
3.5	0	150 cm	grün	7350015
4	1	150 cm	grün	7400015
5	2	150 cm	grün	7500015
6	3&4	150 cm	grün	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	grün	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	grün	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	grün	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	grün	7350045
4	1	6 x 45 cm	grün	7400045
5	2	6 x 45 cm	grün	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	grün	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	grün	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	grün	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	grün	7350050
4	1	3 x 50 cm	grün	7400050
5	2	3 x 50 cm	grün	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	grün	7200075-2

Ohne Nadel

Ligapack



EP	USP	Länge		Bestellnummer
1.5	4/0	250 cm	grün	7150025
2	3/0	250 cm	grün	7200025
3	2/0	250 cm	grün	7300025
3.5	0	250 cm	grün	7350025
4	1	250 cm	grün	7400025
5	2	250 cm	grün	7500025
6	3&4	250 cm	grün	7600025




Rundkörpernadel

1/2 Kreis



		EP	USP	Länge		Bestellnummer
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	grün	7100116
		1.5	4/0	75 cm	grün	7150116
		2	3/0	75 cm	grün	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	grün	7150120
		2	3/0	75 cm	grün	7200120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	grün	7200126
		3	2/0	75 cm	grün	7300126
		3.5	0	75 cm	grün	7350126
		4	1	75 cm	grün	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	grün	7200130
		3	2/0	75 cm	grün	7300130
		3.5	0	75 cm	grün	7350130
		4	1	75 cm	grün	7400130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	grün	7300136
		3.5	0	75 cm	grün	7350136
HR 40 mm		4	1	75 cm	grün	7400136
		3.5	0	75 cm	grün	7350140
HR 48 mm		4	1	75 cm	grün	7400140
		5	2	75 cm	grün	7500140
		7	5	75 cm	grün	7700140
HR 48 mm		4	1	75 cm	grün	7400148
		5	2	75 cm	grün	7500148






























Rundkörpernadel 2 Nadeln

1/2 Kreis













		EP	USP	Länge		Bestellnummer
2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	grün	7300117-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	grün	7300120-2
2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	grün	7200126-2
		3	2/0	90 cm	grün	7300126-2


 Rundkörpernadel 2 Nadeln	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/2 Kreis  HR 16 mm HR 36 mm 	2	3/0	60 cm	<i>grün</i> 7200116-36	
 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
3/8 Kreis  DR 50 mm 	7	5	75 cm	<i>grün</i> 7700250	
 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
Gerade GR 19 mm 	1.5 2	4/0 3/0	45 cm 50 cm	<i>grün</i> 7152019 <i>grün</i> 7202019	
 Round bodied taper cutting point 2 Nadeln	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/2 Kreis  2 x HRT 17 mm  2 x HRT 25 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>grün</i> 7150517-2	
	2	3/0	90 cm	<i>grün</i> 7200517-2	
	3	2/0	90 cm	<i>grün</i> 7300517-2	
	mit Pledget - 4x <i>grün</i> , 4x <i>weiß</i>				7300517-2P
	2	3/0	90 cm	<i>grün</i> 7200525-2	
	3	2/0	90 cm	<i>grün</i> 7300525-2	
mit Pledget - 4x <i>grün</i> , 4x <i>weiß</i>				7300525-2P	
 Rundkörpernadel schneidende Spitze	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/2 Kreis  HRT 18 mm  HRT 40 mm  HRT 55 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7150518	
	2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7200518	
	5	2	75 cm	<i>grün</i> 7500540	
	8	6	90 cm	<i>grün</i> 7800540	
	7	5	4 x 75 cm	<i>grün</i> 7700555-4	

 Außen schneidende Nadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>grün</i> 7101512
DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>grün</i> 7101516
	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151516
DS 19 mm 	2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201516
	1	5/0	75 cm	<i>grün</i> 7101519
	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151519
DS 19 mm schwarz 	2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201519
	3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301519
	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151519VB
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201524
	3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301524
DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>grün</i> 7351524
	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151526
DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301526
	2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201530
	3.5	0	75 cm	<i>grün</i> 7351530
DS 36 mm 	4	1	75 cm	<i>grün</i> 7401530
	3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301536
	4	1	75 cm	<i>grün</i> 7401536
DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>grün</i> 7501536
	3.5	0	75 cm	<i>grün</i> 7351540
	4	1	75 cm	<i>grün</i> 7401540
	5	2	75 cm	<i>grün</i> 7501540











3/8 Kreis



 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	grün	7151417
		2	3/0	75 cm	grün	7201417
	HS 20 mm 	3	2/0	75 cm	grün	7301420
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	grün	7201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	grün	7201426
		3	2/0	75 cm	grün	7301426
	HS 30 mm 	3	2/0	75 cm	grün	7301430
		3.5	0	75 cm	grün	7351430
		4	1	75 cm	grün	7401430
	HS 36 mm 	5	2	75 cm	grün	7501430
		3.5	0	75 cm	grün	7351436
	HS 40 mm 	4	1	75 cm	grün	7401436
		3.5	0	75 cm	grün	7351440
	HS 48 mm 	4	1	75 cm	grün	7401440
		5	2	75 cm	grün	7501440
HS 48 mm	6	3&4	75 cm	grün	7601448	
	7	5	75 cm	grün	7701448	

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	weiß	OP52

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	weiß	OP53

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer		
1/4 Kreis 	2 x VSP 8 mm 250 µm	 	0.5	7/0	45 cm	<i>weiß</i>	OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm	 	0.7	6/0	45 cm	<i>weiß</i>	OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm	 	1	5/0	45 cm	<i>weiß</i>	OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm	 	1.5	4/0	45 cm	<i>weiß</i>	OP41