

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert Blanc
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégale, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée

- ☑ Multifilament enduit

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent

- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques)

- Réaction tissulaire minimale

- Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie générale
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie gastro-intestinale
- Obstétrique

POLYESTER

sans aiguille



metric	USP	longueur		référence
1.5	4/0	150 cm	<i>vert</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>vert</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>vert</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>vert</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>vert</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>vert</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>vert</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>vert</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>vert</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>vert</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>vert</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>vert</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>vert</i>	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	<i>vert</i>	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>vert</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>vert</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>vert</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>vert</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>vert</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>vert</i>	7200075-2










sans aiguille























Ligapack



metric	USP	longueur		référence
1.5	4/0	250 cm	<i>vert</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>vert</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>vert</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>vert</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>vert</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>vert</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>vert</i>	7600025

aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>vert</i>	7100116
			1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7150116
			2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7200116
	HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7150120
			2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7200120
	HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7200126
			3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7300126
			3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7350126
	HR 30 mm		4	1	75 cm	<i>vert</i>	7400126
			2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7200130
			3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7300130
	HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7350130
			4	1	75 cm	<i>vert</i>	7400130
			3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7300136
	HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7350136
			4	1	75 cm	<i>vert</i>	7400136
			4	1	75 cm	<i>vert</i>	7400136
	HR 48 mm		3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7350140
4			1	75 cm	<i>vert</i>	7400140	
5			2	75 cm	<i>vert</i>	7500140	
			7	5	75 cm	<i>vert</i>	7700140
			4	1	75 cm	<i>vert</i>	7400148
			5	2	75 cm	<i>vert</i>	7500148

aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	<i>vert</i>	7300117-2
	2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	<i>vert</i>	7300120-2
	2 x HR 26 mm		3	2/0	90 cm	<i>vert</i>	7300126-2

aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur		référence	
1/2 cercle 	HR 16 mm		2	3/0	60 cm	<i>vert</i>	7200116-36	
	HR 36 mm							
aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence	
droite 	GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>vert</i>	7152019	
			2	3/0	50 cm	<i>vert</i>	7202019	
aiguille ronde pointe tranchante 2 aiguilles			metric	USP	longueur		référence	
1/2 cercle 	2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>vert</i>	7150517-2	
			2	3/0	90 cm	<i>vert</i>	7200517-2	
			3	2/0	90 cm	<i>vert</i>	7300517-2	
			3	2/0	90 cm	<i>vert</i> 10/foil	7300517-2-10	
					avec pledget - 4x <i>vert</i> , 4x <i>blanc</i>			7300517-2P
			2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	<i>vert</i>
	3	2/0			90 cm	<i>vert</i>	7300525-2	
	3	2/0			90 cm	<i>vert</i> 10/foil	7300525-2-10	
					avec pledget - 4x <i>vert</i> , 4x <i>blanc</i>			7300525-2P
	aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7150518	
			2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7200518	
	HRT 40 mm		5	2	75 cm	<i>vert</i>	7500540	
	HRT 55 mm		7	5	4 x 75 cm	<i>vert</i>	7700555-4	

aiguille triangulaire



metric

USP












longueur



référence

3/8 cercle



DS 12 mm		1	5/0	45 cm	<i>vert</i>	7101512
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>vert</i>	7101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7151516
DS 19 mm		2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201516
		1	5/0	75 cm	<i>vert</i>	7101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7151519
DS 19 mm noir		2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201519
		3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301519
		1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201524
		3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301524
DS 26 mm		3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7351524
		1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7151526
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301526
		2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201530
		3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7351530
DS 36 mm		4	1	75 cm	<i>vert</i>	7401530
		3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301536
DS 40 mm		5	2	75 cm	<i>vert</i>	7501536
		3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7351540
DS 40 mm		4	1	75 cm	<i>vert</i>	7401540
		5	2	75 cm	<i>vert</i>	7501540

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>vert</i>	7151417
			2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>vert</i>	7201426
			3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>vert</i>	7301430
			3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7351430
			4	1	75 cm	<i>vert</i>	7401430
	HS 36 mm		5	2	75 cm	<i>vert</i>	7501430
			3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7351436
	HS 40 mm		4	1	75 cm	<i>vert</i>	7401436
			3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7351440
	HS 48 mm		4	1	75 cm	<i>vert</i>	7401440
			5	2	75 cm	<i>vert</i>	7501440
HS 48 mm		6	3&4	75 cm	<i>vert</i>	7601448	
		7	5	75 cm	<i>vert</i>	7701448	

aiguille triangulaire conventionnelle			metric	USP	longueur		référence
droite	GS 60 mm		3.5	0	75 cm	<i>vert</i>	7352160

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence						
1/2 cercle 	2 x HSP 8 mm		1	5/0	45 cm	<i>blanc</i>	OP52					
	350 µm											
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence						
3/8 cercle 	2 x DSP 8 mm		1	5/0	45 cm	<i>blanc</i>	OP53					
	350 µm											
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence						
1/4 cercle 	2 x VSP 8 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blanc</i>	OP71					
	250 µm											
	2 x VSP 8 mm							0.7	6/0	45 cm	<i>blanc</i>	OP61
	300 µm											
2 x VSP 8 mm	1	5/0	45 cm	<i>blanc</i>	OP51							
350 µm												
2 x VSP 8 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>blanc</i>	OP41							
350 µm												