


SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLÉCAPRONE 25



Type	Monofilament
Composition	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et de 25% d'É-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 120 jours. Environ 60% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature


spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Chirurgie ophtalmologique


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



sans aiguille



metric	USP	longueur	référence
3	2/0	150 cm	<i>violet</i> 16300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 16350015
4	1	150 cm	<i>violet</i> 16400015
5	2	120 cm	<i>violet</i> 16500012
5	2	150 cm	<i>violet</i> 16500015

sans aiguille



Ligapack



metric	USP	longueur	référence
5	2	250 cm	<i>violet</i> 16500025

aiguille ronde



	metric	USP	longueur	référence
HR 13 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 16070113
	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150113
HR 17 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200117
HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200122
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300122
HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300126
HR 30 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 16350126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300130
HR 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 16350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i> 16400130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300136
HR 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400136
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300140
HR 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350140
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400140

1/2 cercle



aiguille ronde



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HR 48 mm



3.5

0

90 cm

violet

16350148

4

1

90 cm

violet

16400148

HR 65 mm



3

2/0

90 cm

violet

16300165

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

non coloré

16071512

0.7

6/0

75 cm

non coloré

16071512-75

0.7

6/0

75 cm

violet

16071512V

1

5/0

45 cm

non coloré

16101512

1

5/0

45 cm

violet

16101512V

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

non coloré

16071512P

1

5/0

50 cm

non coloré

16101512P

1.5

4/0

50 cm

non coloré

16151512P

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

non coloré

16101516

1

5/0

75 cm

violet

16101516V

1.5

4/0

75 cm

non coloré

16151516

1.5

4/0

75 cm

violet

16151516V

2

3/0

75 cm

non coloré

16201516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

non coloré

16101516P

1.5

4/0

50 cm

non coloré

16151516P

DS 16 mm noir



1

5/0

75 cm

violet

16101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

non coloré

16101519

1

5/0

75 cm

violet

16101519V

1.5

4/0

75 cm

non coloré

16151519

1.5

4/0

75 cm

violet

16151519V

2

3/0

75 cm

non coloré

16201519

2

3/0

75 cm

violet

16201519V

3

2/0

75 cm

non coloré

16301519

DS 19 mm
Easy Pass



1.5

4/0

50 cm

non coloré

16151519P

2

3/0

50 cm

non coloré

16201519P

DS 19 mm noir



1

5/0

45 cm

violet

16101519VB








1.5





4/0




75 cm





violet

16151519VB

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16201524
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16201524P-75
			1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16151526
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16201526
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16301526
	DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>non coloré</i>	16351540
4			1	90 cm	<i>non coloré</i>	16401540	

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle 	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16301436
			3.5	0	75 cm	<i>non coloré</i>	16351436
	HS 40 mm		4	1	90 cm	<i>non coloré</i>	16401440

aiguille triangulaire conventionnelle			metric	USP	longueur	référence	
droite 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16202160
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	16302160

aiguille émoussée			metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848