


POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*



smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES












- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement




AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques et anastomoses)
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Chirurgie ophtalmologique
- Microchirurgie
- Chirurgie plastique
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Obstétrique

aiguille ronde		metric	USP	longueur	référence
HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>bleu</i> 5050110
		0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i> 5070110
HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i> 5070115
		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i> 5100115
HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i> 5150115
		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i> 5100117
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i> 5200117
		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i> 5100120
HR 25 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i> 5150120
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i> 5200120
1/2 cercle 		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i> 5100125
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i> 5150125
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i> 5200125
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i> 5300125
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i> 5350125
HR 30 mm		4	1	75 cm	<i>bleu</i> 5400125
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i> 5200130
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i> 5300130
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i> 5350130
HR 35 mm		4	1	75 cm	<i>bleu</i> 5400130
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i> 5300135
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i> 5350135
HR 40 mm		4	1	75 cm	<i>bleu</i> 5400135
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i> 5350140
		5	2	75 cm	<i>bleu</i> 5500140

aiguille ronde		metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 		DR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i> 5150216

aiguille ronde
2 aiguilles




metric

USP

longueur


référence

1/2 cercle



2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>bleu</i>	5040108-2		
			0.5	7/0	60 cm	<i>bleu</i>	5050108-2	
			0.7	6/0	60 cm	<i>bleu</i>	5070108-2	
	2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>bleu</i>	5050110-2	
				0.7	6/0	60 cm	<i>bleu</i>	5070110-2
				1	5/0	60 cm	<i>bleu</i>	5100110-2
	2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>bleu</i>	5050113-2	
				0.7	6/0	60 cm	<i>bleu</i>	5070113-2
				1	5/0	75 cm	<i>bleu</i>	5100113-2
	2 x HR 16 mm		1	5/0	90 cm	<i>bleu</i>	5100116-2	
				1.5	4/0	90 cm	<i>bleu</i>	5150116-2
				2	3/0	90 cm	<i>bleu</i>	5200116-2
	2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	<i>bleu</i>	5100120-2	
				1.5	4/0	90 cm	<i>bleu</i>	5150120-2
				2	3/0	90 cm	<i>bleu</i>	5200120-2
	2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>bleu</i>	5150125-2	
				2	3/0	90 cm	<i>bleu</i>	5200125-2
				3	2/0	90 cm	<i>bleu</i>	5300125-2
2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>bleu</i>	5200130-2		
			3	2/0	90 cm	<i>bleu</i>	5300130-2	
2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	<i>bleu</i>	5300135-2		

aiguille ronde 2 aiguilles



		metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	2 x DR 8 mm	0.4	8/0	45 cm	<i>bleu</i> 5040208-2
		0.5	7/0	60 cm	<i>bleu</i> 5050208-2
	2 x DR 10 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>bleu</i> 5070210-2
		1	5/0	60 cm	<i>bleu</i> 5100213-2
	2 x DR 13 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>bleu</i> 5070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>bleu</i> 5100218-2
	2 x DR 18 mm	1.5	4/0	90 cm	<i>bleu</i> 5150218-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>bleu</i> 5150222-2

aiguille triangulaire



		metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DS 10 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>bleu</i> 5071510
		0.5	7/0	45 cm	<i>bleu</i> 5051512
	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>bleu</i> 5071512
		1	5/0	45 cm	<i>bleu</i> 5101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i> 5151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>bleu</i> 5071512P
		1	5/0	50 cm	<i>bleu</i> 5101512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>bleu</i> 5071516
		1	5/0	45 cm	<i>bleu</i> 5101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i> 5151516
	DS 16 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm	<i>bleu</i> 5201516
		0.7	6/0	50 cm	<i>bleu</i> 5071516P
		1	5/0	50 cm	<i>bleu</i> 5101516P
	DS 16 mm noir	1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i> 5151516P
		1	5/0	45 cm	<i>bleu</i> 5101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i> 5071519
		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i> 5101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>bleu</i> 5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i> 5151519
		2	3/0	45 cm	<i>bleu</i> 5201519-45
2		3/0	75 cm	<i>bleu</i> 5201519	
3		2/0	75 cm	<i>bleu</i> 5301519	
3.5	0	75 cm	<i>bleu</i> 5351519		

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>bleu</i>	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	5151519P
		2	3/0	50 cm	<i>bleu</i>	5201519P
DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i>	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	5151524
		2	3/0	45 cm	<i>bleu</i>	5201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	5201524
		3	2/0	45 cm	<i>bleu</i>	5301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	5301524
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	5351524
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	5401524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>bleu</i>	5201524P
		3	2/0	50 cm	<i>bleu</i>	5301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>bleu</i>	5201526-45
		3	2/0	45 cm	<i>bleu</i>	5301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	5301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	5201530
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	5301530
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	5351530
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	5401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	5201536
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	5301536
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	5351536
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	5401536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	5301540
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	5351540
		4	1	90 cm	<i>bleu</i>	5401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>bleu</i>	5501540
		4	1	90 cm	<i>bleu</i>	5401545
DS 90 mm		4	1	90 cm	<i>bleu</i>	5401590

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HS 22 mm



2

3/0

45 cm

bleu

5201422

HS 24 mm



3

2/0

75 cm

bleu

5301424

aiguille triangulaire conventionnelle



metric

USP

longueur

référence

droite

GS 60 mm



2

3/0

75 cm

bleu

5202160

3

2/0

75 cm

bleu

5302160

GS 75 mm



3

2/0

75 cm

bleu

5302175

aiguille ronde pointe tranchante 2 aiguilles



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



2 x HRT 16 mm



1

5/0

75 cm

bleu

5100516-2

2 x HRT 22 mm



1.5

4/0

90 cm

bleu

5150522-2

2 x HRT 25 mm



1.5

4/0

90 cm

bleu

5150525-2

2

3/0

90 cm

bleu

5200525-2

3

2/0

90 cm

bleu

5300525-2

2 x HRT 30 mm



3

2/0

90 cm

bleu

5300530-2

aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HRT 10 mm



0.7

6/0

75 cm

bleu

5070510

HRT 25 mm









3





2/0





75 cm

bleu

5300525

aiguille coronaire 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	2 x CC 6.4 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>bleu</i>	5042606-2
	2 x CC 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>bleu</i>	5042608-2
			0.5	7/0	75 cm	<i>bleu</i>	5052608-2
			0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i>	5072608-2
	2 x CC 10 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>bleu</i>	5052610-2
			0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i>	5072610-2
			0.5	7/0	75 cm	<i>bleu</i>	5052613-2
	2 x CC 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i>	5072613-2
			1	5/0	75 cm	<i>bleu</i>	5102613-2

aiguille coronaire noir 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	2 x CC 8 mm noir		0.4	8/0	60 cm	<i>bleu</i>	5042608-2VB
			0.5	7/0	75 cm	<i>bleu</i>	5052608-2VB
			0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i>	5072608-2VB
	2 x CC 13 mm noir		0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i>	5072613-2VB
			1	5/0	75 cm	<i>bleu</i>	5102613-2VB

aiguille ronde micro			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	MDR 5,1 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	<i>bleu</i>	MP106
	MDR 6,4 mm 150µm		0.3	9/0	15 cm	<i>bleu</i>	MP097

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	2 x DSP 6,4 mm 200 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>bleu</i> OPP105
			0.3	9/0	30 cm	<i>bleu</i> OPP95
aiguille spatulée			metric	USP	longueur	référence
1/4 cercle 	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>bleu</i> OPP103
aiguille spatulée loop			metric	USP	longueur	référence
1/4 cercle 	VSP 16 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>bleu</i> OPP103L
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence
droite 	2 x GSP 16,15 mm 150 µm		0.2	10/0	20 cm	<i>bleu</i> OPP101
			0.3	9/0	20 cm	<i>bleu</i> OPP91
aiguille spatulée loop			metric	USP	longueur	référence
droite 	GSP 16,15 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>bleu</i> OPP110
aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence
droite 3/8 cercle 	GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>bleu</i> OPP102