

# SURGICRYL®

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID



<b>Type</b>	Multifilament tressé et enduit
<b>Composition</b>	Acide polyglycolique
<b>Enduit</b>	Polycaprolactone et stéarate de calcium (1%)
<b>Couleur</b>	Beige - non coloré
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID

#### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
  
- Multifilament enduit
  
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS**    Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls

spécialement    Chirurgie plastique  
 Obstétrique (épisiotomie)  
 Gynécologie  
 Urologie (circoncision)  
 Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)  
 Chirurgie pédiatrique

#### AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide

Propriétés de manipulation excellentes  
 Grande flexibilité  
 Résistance à la traction élevée  
 Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
 Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
 Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS**    Chirurgie cardiovasculaire  
 Neurochirurgie  
 Ligature


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

#### RÉSISTANCE À LA TRACTION



#### RÉSORPTION



sans aiguille



metric	USP	longueur	référence
2	3/0	150 cm	<i>non coloré</i> 14200015
3	2/0	150 cm	<i>non coloré</i> 14300015
3.5	0	150 cm	<i>non coloré</i> 14350015
4	1	150 cm	<i>non coloré</i> 14400015
5	2	150 cm	<i>non coloré</i> 14500015

aiguille ronde



1/2 cercle



	metric	USP	longueur	référence
HR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14100113
HR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14150117
HR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14150122
HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200122
	3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14300122
HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200126
	3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14300126
HR 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>non coloré</i> 14350126
	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200130
HR 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14300130
	3.5	0	75 cm	<i>non coloré</i> 14350130
HR 48 mm	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200136
	3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14300136
HR 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>non coloré</i> 14350136
	4	1	90 cm	<i>non coloré</i> 14400136
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>non coloré</i> 14400140
	5	2	90 cm	<i>non coloré</i> 14500140
HR 48 mm	3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14300148
	3.5	0	90 cm	<i>non coloré</i> 14350148
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>non coloré</i> 14400148
	5	2	90 cm	<i>non coloré</i> 14500148

## aiguille ronde



metric

USP

longueur

référence

### 5/8 cercle



FR 17 mm



1.5

4/0

75 cm

*non coloré*

14150317

## aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

### 3/8 cercle



DS 12 mm



0.7

6/0

75 cm

*non coloré* 14071512

1

5/0

75 cm

*non coloré* 14101512

1.5

4/0

75 cm

*non coloré* 14151512

DS 12 mm  
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

*non coloré* 14071512P

1

5/0

50 cm

*non coloré* 14101512P

1.5

4/0

50 cm

*non coloré* 14151512P

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

*non coloré* 14101516

1.5

4/0

75 cm

*non coloré* 14151516

2

3/0

45 cm

*non coloré* 14201516

DS 16 mm noir



1

5/0

75 cm

*non coloré* 14101516VB

DS 19 mm



1

5/0

75 cm

*non coloré* 14101519

1.5

4/0

75 cm

*non coloré* 14151519

2

3/0

75 cm

*non coloré* 14201519

3

2/0

75 cm

*non coloré* 14301519

DS 19 mm  
Easy Pass



1.5

4/0

50 cm

*non coloré* 14151519P

2

3/0

50 cm

*non coloré* 14201519P

DS 19 mm noir



1.5

4/0

75 cm

*non coloré* 14151519VB

2

3/0

75 cm

*non coloré* 14201519VB

DS 24 mm



2

3/0

75 cm

*non coloré* 14201524

3

2/0

75 cm

*non coloré* 14301524

DS 24 mm  
Easy Pass



2

3/0

50 cm

*non coloré* 14201524P

DS 26 mm



2

3/0

75 cm

*non coloré* 14201526

3

2/0

75 cm

*non coloré* 14301526

3.5

0

75 cm

*non coloré* 14351526

DS 30 mm



3.5

0

90 cm

*non coloré* 14351530

DS 36 mm



3

2/0

75 cm

*non coloré* 14301536

3.5

0

75 cm

*non coloré* 14351536

## aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

### 1/2 cercle



HS 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>non coloré</i>	14151417
		2	3/0	45 cm	<i>non coloré</i>	14201417
HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14301436
		3.5	0	75 cm	<i>non coloré</i>	14351436
HS 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>non coloré</i>	14351440
		4	1	90 cm	<i>non coloré</i>	14401440
		5	2	90 cm	<i>non coloré</i>	14501440

## aiguille triangulaire conventionnelle



metric

USP

longueur

référence

### droite

GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14202160
----------	--	---	-----	-------	-------------------	----------

## aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

### 1/2 cercle



HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14200517
		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14300526
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>non coloré</i>	14300536
		3.5	0	90 cm	<i>non coloré</i>	14350536
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>non coloré</i>	14400536
		3	2/0	90 cm	<i>non coloré</i>	14300540
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>non coloré</i>	14350540
		4	1	90 cm	<i>non coloré</i>	14400540

## aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

### 3/8 cercle



DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14150416
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14200416