


SILK



Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Beschichtung	Silikon
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Mäßig
Resorption	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe, die durch eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

*Für Qualität
&
Sicherheit*

smi

www.sutures.be

SILK

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Geflochtener Fadenaufbau
- ☑ Beschichtetes Multifilament
- ☑ Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt bis zu 3 Monaten
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

ANWENDUNGS- GEBIETE

besonders

Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur
Allgemeine Chirurgie
Hautverschluss
Ophthalmologie
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie
Viszeralchirurgie
Gynäkologie
Geburtshilfe

GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie
Mikrochirurgie
Bekannte Überempfindlichkeiten
oder Allergien auf Seide

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075

○ Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025









Round bodied taper point




1/2 circle








		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
		2	3/0	90 cm	black	8200112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
HR 26 mm		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
HR 37 mm		4	1	75 cm	black	8400130
		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
		3.5	0	75 cm	black	8350140
HR 45 mm		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
		4	1	75 cm	black	8400145
		5	2	75 cm	black	8500145
		6	3&4	75 cm	black	8600145

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100216
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225
	DR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8350225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300230











 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
Straight	GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i> 8071512P
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
3		2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516	



















Reverse cutting




		Metric	USP	Length	Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>black</i> 8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301519
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351524
DS 26 mm		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201526
DS 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301526
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151530
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201530
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301530
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351530
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401530
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201537
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301537
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351537
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401537
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501537
6	3&4	75 cm	<i>black</i> 8601537		





3/8 circle






 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401540
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501540
	DS 45 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401545
	DS 60 mm 	5	2	75 cm	<i>black</i> 8501545
4		1	75 cm	<i>black</i> 8401560	
DS 90 mm 	3.5	0	100 cm	<i>black</i> 8351590	
	5	2	100 cm	<i>black</i> 8501590	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417
	HS 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420
	HS 22 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422
	HS 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201426
	HS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301430
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301426
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351426
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351436
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401436
HS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401440	

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
	HRT 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418