


# SILK



<b>Type</b>	Multifilament tressé
<b>Composition</b>	Fibres tressées du cocon du ver à soie
<b>Enduit</b>	Silicone
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Réaction tissulaire</b>	Modérée
<b>Résorption</b>	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SILK

## **CARACTÉRISTIQUES**

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Structure tressée ou tordue
- ☑ Multifilament enduit
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

## **AVANTAGES**

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois

Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature  
spécialement Chirurgie générale  
Fermeture de peau  
Chirurgie ophtalmologique  
Chirurgie buccale  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie  
Microchirurgie  
Sensibilisation ou allergie connue à la soie

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075

○ Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025









## Round bodied taper point




1/2 circle








		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
HR 40 mm		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
HR 45 mm		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
HR 55 mm		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
		6	3&4	75 cm	black	8600140

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100216
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225
	DR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8350225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300230

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b>				
GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i> 8071512P
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
3		2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516	

















## Reverse cutting





		Metric	USP	Length	Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>black</i> 8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301519
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351524
DS 26 mm		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201526
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301526
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201530
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301530
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351530
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401530
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201537
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301537
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351537
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401537
DS 37 mm		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501537
		6	3&4	75 cm	<i>black</i> 8601537





3/8 circle






 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i>	8401545
		5	2	75 cm	<i>black</i>	8501545
<b>3/8 circle</b> 		4	1	75 cm	<i>black</i>	8401560
		3.5	0	100 cm	<i>black</i>	8351590

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
<b>1/2 circle</b> 		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	8071412
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201417
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151420
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201420
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101422
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151422
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201422
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301422
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101426
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301426
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351426
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351436
4		1	75 cm	<i>black</i>	8401436	

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
<b>Straight</b> 	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
<b>1/2 circle</b> 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
<b>3/8 circle</b> 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418