



SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



| | |
|------------------------|---|
| Typ | Geflochtenes und beschichtetes Multifilament |
| Zusammensetzung | Polyglactin 910, ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10% L-lactid |
| Beschichtung | Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%) |
| Farbe | Violett |
| Gewebereaktion | Minimal |
| Resorption | Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen. |
| Darbietung | Schachtel mit 12 Fäden |



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau

- Beschichtetes Multifilament

- Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Hohe Flexibilität
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Knotensicherheit

- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
- Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
- Verminderte Kapillarwirkung

- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

ANWENDUNGSGEBIETE

besonders

- Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur
- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Viszeralchirurgie
- Plastische Chirurgie
- Ophthalmologie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe
- Orthopädie
- Urologie


GEGENANZEIGEN

- Herz- und Gefäßchirurgie
- Neurochirurgie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



○ Without needle

| Metric | USP | Length | | Order number |
|--------|-----|------------|---------------|--------------|
| 1.5 | 4/0 | 150 cm | <i>violet</i> | 15150015 |
| 2 | 3/0 | 150 cm | <i>violet</i> | 15200015 |
| 3 | 2/0 | 150 cm | <i>violet</i> | 15300015 |
| 3.5 | 0 | 150 cm | <i>violet</i> | 15350015 |
| 4 | 1 | 150 cm | <i>violet</i> | 15400015 |
| 5 | 2 | 150 cm | <i>violet</i> | 15500015 |
| 3 | 2/0 | 3 x 45 cm | <i>violet</i> | 15300045-3 |
| 3.5 | 0 | 3 x 45 cm | <i>violet</i> | 15350045-3 |
| 1.5 | 4/0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 15150045-6 |
| 2 | 3/0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 15200045-6 |
| 3 | 2/0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 15300045-6 |
| 3.5 | 0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 15350045-6 |
| 2 | 3/0 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 15200045 |
| 3 | 2/0 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 15300045 |
| 3.5 | 0 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 15350045 |
| 4 | 1 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 15400045 |
| 5 | 2 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 15500045 |
| 2 | 3/0 | 2 x 70 cm | <i>violet</i> | 15200070-2 |
| 3 | 2/0 | 2 x 70 cm | <i>violet</i> | 15300070-2 |
| 3.5 | 0 | 2 x 70 cm | <i>violet</i> | 15350070-2 |
| 4 | 1 | 2 x 70 cm | <i>violet</i> | 15400070-2 |
| 5 | 2 | 2 x 70 cm | <i>violet</i> | 15500070-2 |

○ Without needle

Ligapack




| Metric | USP | Length | | Order number |
|--------|-----|--------|---------------|--------------|
| 2 | 3/0 | 250 cm | <i>violet</i> | 15200025 |
| 3 | 2/0 | 250 cm | <i>violet</i> | 15300025 |
| 3.5 | 0 | 250 cm | <i>violet</i> | 15350025 |
| 4 | 1 | 250 cm | <i>violet</i> | 15400025 |
| 5 | 2 | 250 cm | <i>violet</i> | 15500025 |



Round bodied taper point








1/2 circle



| | | Metric | USP | Length | | Order number |
|----------|--|--------|-----|--------|---------------|--------------|
| HR 13 mm | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15070113 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15100113 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15150113 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200113 |
| HR 17 mm | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15070117 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15100117 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15150117 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200117 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15300117 |
| HR 22 mm | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15150122 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200122 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15300122 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15400122 |
| HR 26 mm | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15100126 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15150126 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15350126 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15400126 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | <i>violet</i> | 15500126 |
| HR 30 mm | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15400130 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15500130 |
| HR 36 mm | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200136 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15300136 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15350136 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15400136 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15500136 |








Round bodied taper point




| | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|--------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 1/2 circle  | HR 40 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200140 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15300140 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15350140-75 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15350140 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15400140-75 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15400140 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | <i>violet</i> | 15500140-75 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15500140 |
| | HR 45 mm  | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15400145 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15500145 |
| | HR 48 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15300148 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15350148 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15400148 |
| | HR 60 mm  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15500148 |
| 4 | | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15400160 | |
| 5 | | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15500160 | |
| HR 65 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15300165 | |
| | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15350165 | |
| HR 80 mm  | 4 | 1 | 100 cm | <i>violet</i> | 15400180 | |
| | 5 | 2 | 100 cm | <i>violet</i> | 15500180 | |























Round bodied taper point double armed





| | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|--------|-----|--------|---------------|--------------|
| 1/2 circle  | 2 x HR 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15200126-2 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15300126-2 |

| | Round bodied taper point loop | Metric | USP | Length | Order number |
|--|---|--------|-----|--------|------------------------|
| 1/2 circle  |  HR 45 mm | 3.5 | 0 | 150 cm | <i>violet</i> 15350945 |
| |  HR 65 mm | 5 | 2 | 240 cm | <i>violet</i> 15500965 |

| | Round bodied taper point | Metric | USP | Length | Order number |
|---|---|--------|-----|--------|------------------------|
| 5/8 circle  |  FR 26 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15200326 |
| |  FR 27 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15300327 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> 15350327 |

| | Round bodied taper point | Metric | USP | Length | Order number |
|--|---|---|-----|--------|------------------------|
| 3/8 circle  |  DR 9 mm | 0.4 | 8/0 | 45 cm | <i>violet</i> 15040209 |
| | | 0.5 | 7/0 | 45 cm | <i>violet</i> 15050209 |
| |  DR 13 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15150213 |
| | |  DR 17 mm | 1 | 5/0 | 75 cm |
| | 1.5 | | 4/0 | 45 cm | <i>violet</i> 15150217 |
| | 2 | | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15200217 |
| |  DR 22 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15150222 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15200222 |
| |  DR 30 mm | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> 15400230 |
| |  DR 32 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> 15350232 |

|  Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number | |
|---|--|--|-----|--------|---------------|---------------|----------|
|  | HS 12 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 15071412 | |
| | HS 17 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15101417 | |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15151417 | |
| | HS 22 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201422 | |
| | HS 23 mm  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15501423 | |
| | HS 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201426 | |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301426 | |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15351426 | |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15401426 | |
| | HS 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201430 | |
| | | HS 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301436 |
| | | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15351436 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15401436 |
| | HS 40 mm  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15501436 | |
| | | HS 40 mm  | 2 | 3/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15201440 |
| | | | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15301440 |
| | | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15351440 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15401440 |
| | HS 48 mm  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15501440 | |
| | | HS 48 mm  | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15351448 |
| 4 | | | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15401448 | |
| | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15501448 | |

|  Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|--|--------|-----|--------|---------------|--------------|
|  | DS 12 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 15071512 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 15101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 15151512 |
| | DS 16 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 15071516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15151516 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 15201516-45 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201516 |



Reverse cutting

Metric

USP




Length










Order number




| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|-------|---------------|---------------|
| DS 16 mm Easy Pass | | 2 | 3/0 | 50 cm | <i>undyed</i> | 15201516UP |
| DS 16 mm black | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 15071516VB |
| DS 19 mm | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15151519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201519 |
| DS 19 mm Easy Pass | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | <i>undyed</i> | 15151519UP |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | <i>undyed</i> | 15201519UP |
| DS 19 mm black | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15101519VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15151519VB |
| DS 24 mm | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15151524 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15351524 |
| DS 24 mm Easy Pass | | 2 | 3/0 | 50 cm | <i>undyed</i> | 15201524UP |
| DS 26 mm | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301526 |
| DS 26 mm Easy Pass | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>undyed</i> | 15201526UP |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>undyed</i> | 15301526UP-75 |
| DS 30 mm | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301530 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15301530-90 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15351530 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15351530-90 |
| DS 30 mm Easy Pass | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15401530-90 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>undyed</i> | 15301530UP-75 |
| DS 36 mm | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301536 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15351536 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15401536 |
| DS 36 mm Easy Pass | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15201536P |
| DS 40 mm | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15351540 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 15401540 |
| DS 45 mm | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15301545 |





3/8 circle










|  Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|--|----------|---|-----|--------|--------|------------------------|
| 3/8 circle  | DS 80 mm |  | 7 | 5 | 150 cm | <i>violet</i> 15701580 |





|  Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|--|-----------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|
| 1/2 circle  | HRT 13 mm |  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15150513 |
| | HRT 17 mm |  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15150517 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15200517 |
| | HRT 26 mm |  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15150526 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15200526 |
| | HRT 30 mm |  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15300526 |
| | | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> 15350530 |
| | HRT 36 mm |  | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> 15400530 |
| | | | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> 15300536 |
| | HRT 40 mm |  | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> 15350536 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> 15400536 |
| | HRT 48 mm |  | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> 15350540 |
| 4 | | | 1 | 90 cm | <i>violet</i> 15400540 | |
| | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> 15500540 | |
| | | 8 | 6 | 150 cm | <i>violet</i> 15800548 | |




|  Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|--|-----------|---|-----|--------|-------|------------------------|
| 3/8 circle  | DRT 17 mm |  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15150417 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15200417 |

|  Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|--|--|---|-----|--------|-------|-----------------------------|
| 3/8 circle  | DRT 13 mm |  | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> 15100530-0413 |
| | 1/2 circle  | | | | | |

|  Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|--------|-----|--------|---------------|--------------|
| Straight |  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15202160 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 15302160 |

|  Blunt | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|--------|-----|--------|---------------|--------------|
|  | HRB 36 mm  | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15351836 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15401836 |
| | HRB 40 mm  | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 15351840 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 15401840 |
| | HRB 45 mm  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 15501845 |

|  Blunt | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|--------|-----|--------|---------------|--------------|
|  | DRB 63 mm  | 4 | 1 | 100 cm | <i>violet</i> | 15401963 |
| | DRB 85 mm  | 5 | 2 | 75 cm | <i>violet</i> | 15501985 |

|  Micro needle taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|--|---|--------|-----|--------|---------------|--------------|
|  | MDR 6.4 mm 150µm  | 0.4 | 8/0 | 20 cm | <i>violet</i> | M910087 |