


# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFAST

### POLYGLYCAPRONE 25



<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglycapron 25, ein Copolymer aus 75% Glycolid und 25% ε-Caprolacton
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Violett / Beige - ungefärbt
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 90 bis 110 Tagen. Etwa 75% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 7 Tagen.
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden



Für Qualität  
&  
Sicherheit

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFAST

### POLYGLECAPRONE 25

#### EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
- Luftdichte Verpackung

#### VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
- Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Gute Handhabungseigenschaften
- Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

#### ANWENDUNGSGEBIETE

besonders

Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur  
 Allgemeine Chirurgie  
 Hautverschluss  
 Plastische Chirurgie  
 Viszeralchirurgie  
 Gynäkologie  
 Urologie


#### GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie  
 Neurochirurgie  
 Ophthalmologie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.


Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).



#### REIßFESTIGKEIT




#### RESORPTION







 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015










 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
<b>Ligapack</b>					
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025










 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
HR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
HR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
HR 22 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
HR 26 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
HR 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
HR 30 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
HR 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
HR 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
HR 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140





1/2 circle









 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
<b>1/2 circle</b> 		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 16500148
<b>HR 65 mm</b>		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 16300165





 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> 16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16101512V
		1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 16151512
		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151512P
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201516
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151516P
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516VB
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101519V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151519
1.5		4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151519V	
2		3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201519	
2		3/0	75 cm	<i>violet</i> 16201519V	
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301519	
	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 16201519P	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS 26 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526P-75
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540	
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	16350540

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 16401848