



SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polydioxanon, ein Polymer aus Poly (p-dioxanon)
Beschichtung	Keine
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 180 bis 210 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 42 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden



Für Qualität
&
Sicherheit

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

EIGENSCHAFTEN

- Hohe und dauerhafte Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- Biessamkeit und Geschmeidigkeit
- Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Hervorragende Reißfestigkeit für einen verlängerten Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
- Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Gute Handhabungseigenschaften
- Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität


ANWENDUNGS- GEBIETE

- Adaptation von Weichteilen
- besonders
- Allgemeine Chirurgie
 - Viszeralchirurgie
 - Ophthalmologie
 - Orthopädie
 - Bauchdeckenverschluss
 - Gynäkologie
 - Plastische Chirurgie
 - Urologie


GEGENANZEIGEN


- Herz- und Gefäßchirurgie
 - Neurochirurgie
 - Prosthetic devices
- Wenn eine Nahtunterstützung von mehr als 6 Wochen erforderlich ist.
- Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION













 Ohne Nadel	EP	USP	Länge		Bestellnummer
	5	2	150 cm	<i>violett</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violett</i>	13600015




 Ohne Nadel	EP	USP	Länge		Bestellnummer
--	----	-----	-------	--	---------------




Ligapack











2	3/0	250 cm	<i>violett</i>	13200025
---	-----	--------	----------------	----------


 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge		Bestellnummer
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	13070113
	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	13100113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	13070117
	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	13100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	13150117
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	13200117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	13150122
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	13200122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	13150126
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	13200126
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	13300126
1/2 Kreis 	3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	13350126
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	13200130
HR 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	13300130
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	13350130
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	13300136
HR 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	13350136
	4	1	90 cm	<i>violett</i>	13400136
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	13300140
HR 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	13350140
	4	1	90 cm	<i>violett</i>	13400140
	5	2	90 cm	<i>violett</i>	13500140
HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	13350148
	4	1	90 cm	<i>violett</i>	13400148
	5	2	90 cm	<i>violett</i>	13500148


 Rundkörperringel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis  DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 13100213
	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 13150213


 Rundkörperringel 2 Nadeln	EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis  2 x HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 13100113-2
	1	5/0	90 cm	<i>violett</i> 13100117-2
	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 13150117-2

 Rundkörperringel 2 Nadeln	EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis  2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i> 13070213-2

 Rundkörperringel loop	EP	USP	Länge	Bestellnummer
HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violett</i> 13350940
	4	1	150 cm	<i>violett</i> 13400940
1/2 Kreis  HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violett</i> 13350950
	4	1	150 cm	<i>violett</i> 13400950
	5	2	150 cm	<i>violett</i> 13500950
HR 65 mm 	4	1	150 cm	<i>violett</i> 13400965

▼ Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i> 13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violett</i> 13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 13151512
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 13151516
	DS 16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	<i>violett</i> 13101516P
	DS 16 mm schwarz	1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 13101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>violett</i> 13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violett</i> 13151519-90
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 13201519
	DS 19 mm schwarz	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 13151519VB
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 13201524
		2	3/0	90 cm	<i>violett</i> 13201524-90
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 13301524
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 13351524
DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 13201526	
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 13301526	
DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 13301530	
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 13351530	
DS 40 mm	4	1	90 cm	<i>violett</i> 13401540	
	5	2	90 cm	<i>violett</i> 13501540	

▼ Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis 	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 13351436
		4	1	75 cm	<i>violett</i> 13401436

● Stumpfe Nadel loop		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis 	HRB 50 mm	4	1	150 cm	<i>violett</i> 13401850