

# SURGICRYL®

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID



<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglykolsäure
<b>Beschichtung</b>	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
<b>Farbe</b>	Beige - ungefärbt / Violett
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 42 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 7 Tagen.
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden



*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID

#### EIGENSCHAFTEN

- Hohe initiale Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau
- Beschichtetes Multifilament
- Luftdichte Verpackung

#### ANWENDUNGS- GEBIETE

Nur oberflächliche  
Weichteiladaptation von  
Haut und Schleimhaut

besonders

- Plastische Chirurgie
- Geburtshilfe (Episiotomie)
- Gynäkologie
- Urologie (Beschneidung)
- Ophthalmologie (Bindehaut)
- Kinderchirurgie

#### VORTEILE

Ausgezeichneter Gewebehalt

Minimale Gewebereaktion

Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit, schnelle  
Substanzresorption

Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften  
Hohe Flexibilität  
Hohe Reißfestigkeit  
Ausgezeichnete Knotensicherheit

Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem  
Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma  
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit  
Verminderte Kapillarwirkung

Garantierte Dichtheit und Produktsterilität


#### GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie  
Neurochirurgie  
Ligation


Wenn eine Nahtunterstützung von mehr  
als 7 Tagen erforderlich ist.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter  
Wundheilung (z.B. geschwächtes  
Immunsystem).

#### REIßFESTIGKEIT



#### RESORPTION





## Without needle

Metric      USP      Length      Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i> 14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i> 14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i> 14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i> 14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i> 14500015






















## Round bodied taper point




Metric      USP      Length      Order number
























1/2 circle





HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> 14070113
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200117
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150122
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200122
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300122
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300126
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14350126
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14350130
HR 48 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300136
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400136
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400136
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300140
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400140
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400140
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500140
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500140
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300148
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350148
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400148
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400148
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500148
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500148

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number			
<b>3/8 circle</b> 	DR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070213



Round bodied taper point 	Metric	USP	Length	Order number			
<b>5/8 circle</b> 	FR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150317

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	14071512	
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101512	
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151512	
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	14071512P	
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	14101512P	
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151512P	
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516	
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151516	
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201516	
<b>3/8 circle</b> 	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516VB	
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519	
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151519P	
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201519P	
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519VB	
DS 19 mm black		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519VB	
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151524
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301524	
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	14301524P	

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
<b>3/8 circle</b> 	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201526	
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301526	
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351526	
	DS 30 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351530	
		DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301536
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351536

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>1/2 circle</b> 	HS 17 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201417
	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351436
	HS 40 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14501440

Cutting		Metric	USP	Length	Order number
<b>Straight</b>	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160

Reverse cutting		Episio Set		Order number
Round bodied taper cutting point				
<b>3/8 circle</b> 	DS 26 mm HRT 40 mm	1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm		<i>undyed</i> S-1430-1435
		<b>1/2 circle</b> 		



### Round bodied taper cutting point

Metric







USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200517
HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300526
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350536
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400536
		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300540
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400540
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400548
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548



### Round bodied taper cutting point

Metric



USP

Length

Order number

3/8 circle



DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200416
DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200419