


# SURGICRYL<sup>®</sup>

910

POLYGLACTINE



<b>Type</b>	Multifilament tressé et enduit
<b>Composition</b>	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
<b>Enduit</b>	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
<b>Couleur</b>	Violet
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % - 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

## 910

### POLYGLACTINE

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
  
- Multifilament enduit
  
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale  
 Fermeture de peau  
 Chirurgie gastro-intestinale  
 Chirurgie plastique  
 Chirurgie ophtalmologique  
 Gynécologie  
 Obstétrique  
 Chirurgie orthopédique  
 Urologie

### AVANTAGES


- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds
  
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite
  
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

### RÉSISTANCE À LA TRACTION



### RÉSORPTION



sans aiguille



metric	USP	longueur		référence
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2

sans aiguille



Ligapack



metric	USP	longueur		référence
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025

**aiguille ronde**




**metric**

**USP**













**longueur**




**référence**






**1/2 cercle**














HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113	
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113	
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
	HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126	
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126	
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126	
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130	
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136	
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136	
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136	
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140	
HR 45 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75	
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140	
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140	

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence		
HR 48 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148		
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148		
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148		
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148		
HR 60 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350160		
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160		
1/2 cercle			HR 65 mm	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165	
			HR 80 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180
aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence		
1/2 cercle			2 x HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
aiguille ronde loop			metric	USP	longueur	référence		
1/2 cercle			HR 45 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
5/8 cercle 	FR 27 mm		3	2/0	75 cm	violet 15300327
			3.5	0	75 cm	violet 15350327

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DR 17 mm		1.5	4/0	45 cm	violet 15150217
	DR 22 mm		2	3/0	75 cm	violet 15200222
	DR 30 mm		4	1	75 cm	violet 15400230

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	violet 15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	violet 15101417
			1.5	4/0	75 cm	violet 15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	violet 15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	violet 15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	violet 15201426
			3	2/0	75 cm	violet 15301426
			3.5	0	75 cm	violet 15351426
			4	1	75 cm	violet 15401426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	violet 15201430
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	violet 15301436
			3.5	0	90 cm	violet 15351436
			4	1	90 cm	violet 15401436
			5	2	90 cm	violet 15501436
	HS 40 mm		2	3/0	90 cm	violet 15201440
			3	2/0	90 cm	violet 15301440
3.5			0	90 cm	violet 15351440	
4			1	90 cm	violet 15401440	
HS 48 mm		5	2	90 cm	violet 15501440	
		3.5	0	90 cm	violet 15351448	
		4	1	90 cm	violet 15401448	
			5	2	90 cm	violet 15501448

**aiguille triangulaire**



**metric**

**USP**

**longueur**

**référence**

**3/8 cercle**



DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	15201516UP
DS 16 mm noir		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	15151519UP
DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	15201526UP
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545

## aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

### 3/8 cercle



DS 80 mm



7

5

150 cm

*violet*

15701580

## aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

### 1/2 cercle



HRT 13 mm



1.5

4/0

75 cm

*violet*

15150513

HRT 17 mm



1.5

4/0

75 cm

*violet*

15150517

2

3/0

75 cm

*violet*

15200517

HRT 26 mm



1.5

4/0

75 cm

*violet*

15150526

2

3/0

75 cm

*violet*

15200526

3

2/0

75 cm

*violet*

15300526

HRT 30 mm



3

2/0

75 cm

*violet*

15300530

3.5

0

75 cm

*violet*

15350530

4

1

75 cm

*violet*

15400530

HRT 36 mm



3

2/0

90 cm

*violet*

15300536

3.5

0

90 cm

*violet*

15350536

4

1

90 cm

*violet*

15400536

HRT 40 mm



3.5

0

90 cm

*violet*

15350540

4

1

90 cm

*violet*

15400540

5

2

90 cm

*violet*

15500540

HRT 48 mm



8

6

150 cm

*violet*

15800548

## aiguille ronde pointe tranchante



metric

USP

longueur

référence

### 3/8 cercle



DRT 13 mm



1.5

4/0

75 cm

*violet*

15150413

DRT 17 mm



1.5

4/0

75 cm

*violet*

15150417

2

3/0



75 cm

*violet*

15200417




## aiguille ronde pointe tranchante

		metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DRT 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100530-0413
	HRT 30 mm				
1/2 cercle 					


## aiguille triangulaire conventionnelle

		metric	USP	longueur	référence
droite 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15302160


## aiguille émoussée







		metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HRB 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15301830
	HRB 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 15401836
	HRB 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15501845






## aiguille émoussée








		metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DRB 63 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i> 15401963
	DRB 85 mm	5	2	75 cm	<i>violet</i> 15501985

## aiguille ronde micro

		metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	MDR 6,4 mm 150µm	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i> M910087

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur		référence
<b>1/2 cercle</b> 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>non coloré</i>	O910061U

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur		référence
<b>3/8 cercle</b> 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur		référence
<b>1/4 cercle</b> 	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
			0.7	6/0	20 cm	<i>non coloré</i>	O91006U-20
			0.7	6/0	45 cm	<i>non coloré</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
			1	5/0	45 cm	<i>non coloré</i>	O91005U

## EN DÉVIDOIRS

A utiliser dans les 4 mois après la première ouverture

metric	USP	longueur	référence
1.5	4/0	15 m	17151
2	3/0	15 m	17201
2	3/0	25 m	17202
3	2/0	15 m	17301
3	2/0	25 m	17302
3	2/0	50 m	17305
3.5	0	15 m	17351
3.5	0	25 m	17352
3.5	0	50 m	17355
4	1	15 m	17401
4	1	25 m	17402
4	1	50 m	17405
5	2	15 m	17501
5	2	25 m	17502
5	2	50 m	17505
5	2	100 m	175010
6	3&4	15 m	17601
6	3&4	25 m	17602
6	3&4	50 m	17605
7	5	15 m	17701
7	5	25 m	17702
7	5	50 m	17705
8	6	15 m	17801
8	6	25 m	17802
8	6	50 m	17805

