


SUPRAMID

BLACK



Type	Multifilament torsadé et gainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
Composition	Fil de polyamide 6.6 enrobé d'une couche de polyamide 6
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

The SMI logo, consisting of the letters 'smi' in a stylized, lowercase font with a blue outline and a white fill. The 'i' has a dot above it.

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tordue

- ☑ Multifilament avec un manchon

- ☑ Pliabilité et souplesse

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent

- Réaction tissulaire minimale






- Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds



- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite







- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds




- Étanchéité et stérilité des produits garanties




INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Fermeture de peau










aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 4150116
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>noir</i> 4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 4300126




aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
droite 	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>noir</i> 4152022




aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 4151417
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 4101420
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 4151420
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 4201420
	HS 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 4151422
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 4201426	
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 4301426	

aiguille triangulaire conventionnelle			metric	USP	longueur	référence
droite 	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>noir</i> 4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>noir</i> 4152125

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i> 4071512
			1	5/0	45 cm	<i>noir</i> 4101512-45
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>noir</i> 4151512

aiguille triangulaire 		metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	4071516
		1	5/0	45 cm	<i>noir</i>	4101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>noir</i>	4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>noir</i>	4201516
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201516-75
	DS 16 mm noir 	1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101516VB
	DS 19 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	4071519
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>noir</i>	4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151519-75
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201519
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	4301519
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151519P-75	
DS 19 mm noir 	1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101519VB	
	1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151519VB	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201524	
	3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	4301524	
	3.5	0	75 cm	<i>noir</i>	4351524	
DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	4301536	
	3.5	0	75 cm	<i>noir</i>	4351536	
		4	1	75 cm	<i>noir</i>	4401536

aiguille ronde pointe tranchante 		metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle 	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4150518
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4200518

aiguille ronde pointe tranchante 		metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4150418
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4200418

EN DÉVIDOIRS

metric	USP	longueur	référence
1.5	4/0	100 m	4015
2	3/0	100 m	4020
3	2/0	100 m	4030
3.5	0	100 m	4035
4	1	100 m	4040
5	2	75 m	4050
6	3&4	50 m	4060
7	5	40 m	4070
8	6	40 m	4080
9	7	30 m	4090

