

smi

VETERINÄRKATALOG

*Für Qualität
&
Sicherheit*

smi

www.sutures.be

SMI: Chirurgisches Nahtmaterial von höchster Qualität

SMI AG - das erste belgische Unternehmen, das chirurgisches Nahtmaterial hergestellt hat - wurde 1987 gegründet und ist seither rasant gewachsen. Heute ist die SMI AG als weltweit tätiger Hersteller von hochwertigem chirurgischem Nahtmaterial für die Human- und Veterinärmedizin anerkannt.

Das Unternehmen ist in St. Vith angesiedelt, im Osten Belgiens, ganz in der Nähe des 3-Länderecks Belgien-Deutschland-Luxemburg.

✓ HÖCHSTE QUALITÄT UND SICHERHEIT

Die SMI AG wendet seit Beginn die internationalen Qualitätsnormen an, wie die ISO-Norm EN 13485. Alle verwendeten Materialien sowie die Endprodukte werden von einem hochqualifizierten Team einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Gepflegter Kundenservice, pünktliche Lieferungen und nicht zuletzt fachliche Beratung sind uns wichtig.


✓ WELTWEITE ANERKENNUNG

SMI exportiert in rund 120 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Dieser Erfolg wurde durch den „Royal Export Award 2000“ des Belgischen Dienstes für Außenhandel anerkannt.


✓ DER KATALOG

Dieser Katalog enthält Informationen über die am häufigsten verwendeten SMI-Veterinärprodukte. Die komplette Palette unserer Nadel-Faden Kombinationen können Sie auf unserer Webseite www.sutures.be nachschauen. Wir sind stets bemüht, unsere Produktpalette entsprechend den Marktentwicklungen und Kundenbedürfnissen zu erweitern.







Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglactin 910, ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10% L-lactid
Beschichtung	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.



REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



IN FLACHSPULEN mit Aufbewahrungsflüssigkeit


EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	15 m	17151
2	3/0	15 m	17201
2	3/0	25 m	17202
3	2/0	15 m	17301
3	2/0	25 m	17302
3	2/0	50 m	17305
3.5	0	15 m	17351
3.5	0	25 m	17352
3.5	0	50 m	17355
4	1	15 m	17401
4	1	25 m	17402
4	1	50 m	17405
5	2	15 m	17501
5	2	25 m	17502
5	2	50 m	17505
5	2	100 m	175010
6	3&4	15 m	17601
6	3&4	25 m	17602
6	3&4	50 m	17605
7	5	15 m	17701
7	5	25 m	17702
7	5	50 m	17705
8	6	15 m	17801
8	6	25 m	17802
8	6	50 m	17805

- ☒ Nach dem Öffnen sollte der Inhalt dieser Kassette innerhalb von 8 Monaten verbraucht werden
- ☒ Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen
- ☒ Vor Nässe schützen


Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglykolsäure
Beschichtung	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.



REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	15 m	11151
2	3/0	15 m	11201
2	3/0	25 m	11202
3	2/0	15 m	11301
3	2/0	25 m	11302
3	2/0	50 m	11305
3.5	0	15 m	11351
3.5	0	25 m	11352
3.5	0	50 m	11355
4	1	15 m	11401
4	1	25 m	11402
4	1	50 m	11405
5	2	15 m	11501
5	2	25 m	11502
5	2	50 m	11505
5	2	100 m	115010
6	3&4	15 m	11601
6	3&4	25 m	11602
6	3&4	50 m	11605
6	3&4	100 m	116010
7	5	15 m	11701
7	5	25 m	11702
7	5	50 m	11705
8	6	15 m	11801
8	6	25 m	11802
8	6	50 m	11805

SURGICRYL® Plus
PGA
POLYGLYCOLIC ACID

mit Aufbewahrungsflüssigkeit

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	15 m	15151
2	3/0	15 m	15201
2	3/0	25 m	15202
3	2/0	15 m	15301
3	2/0	25 m	15302
3	2/0	50 m	15305
3.5	0	15 m	15351
3.5	0	25 m	15352
3.5	0	50 m	15355
4	1	15 m	15401
4	1	25 m	15402
4	1	50 m	15405
5	2	15 m	15501
5	2	25 m	15502
5	2	50 m	15505
5	2	100 m	155010
6	3&4	15 m	15601
6	3&4	25 m	15602
6	3&4	50 m	15605
6	3&4	100 m	156010
7	5	15 m	15701
7	5	25 m	15702
7	5	50 m	15705
8	6	15 m	15801
8	6	25 m	15802
8	6	50 m	15805

- ☒ Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen
- ☒ Vor Nässe schützen

- ☒ Nach dem Öffnen sollte der Inhalt dieser Kassette innerhalb von 4 Monaten verbraucht werden

- ☒ Nach dem Öffnen sollte der Inhalt dieser Kassette innerhalb von 8 Monaten verbraucht werden

NAHTMATERIAL IN FOLIEN OHNE NADEL

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	150 cm	11150015
2	3/0	150 cm	11200015
3	2/0	150 cm	11300015
3.5	0	150 cm	11350015
4	1	150 cm	11400015
5	2	150 cm	11500015
6	3&4	150 cm	11600015
7	5	150 cm	11700015
8	6	150 cm	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	11350050
4	1	3 x 50 cm	11400050
5	2	3 x 50 cm	11500050

AUF RÖLLCHEN



EP	USP	Länge	Bestellnummer
2	3/0	250 cm	11200025
3	2/0	250 cm	11300025
3.5	0	250 cm	11350025
4	1	250 cm	11400025
5	2	250 cm	11500025
6	3&4	250 cm	11600025
7	5	250 cm	11700025
8	6	250 cm	11800025




NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Rundkörper- nadel	EP	USP	Länge	Bestell- nummer
 1/2 Kreis	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm 11070113
		1	5/0	75 cm 11100117
	HR 17 mm	1.5	4/0	75 cm 11150117
		2	3/0	75 cm 11200117
	HR 22 mm	2	3/0	75 cm 11200122
		3	2/0	75 cm 11300122
	HR 26 mm	2	3/0	75 cm 11200126
		3	2/0	75 cm 11300126
		3.5	0	75 cm 11350126
		4	1	75 cm 11400126
	HR 30 mm	3	2/0	75 cm 11300130
		3.5	0	75 cm 11350130
	HR 36 mm	2	3/0	75 cm 11200136
		3	2/0	75 cm 11300136
		3.5	0	90 cm 11350136
		4	1	90 cm 11400136
	HR 48 mm	3	2/0	75 cm 11300148
		3.5	0	90 cm 11350148
		4	1	90 cm 11400148
		5	2	90 cm 11500148
		6	3&4	90 cm 11600148

Außen schnei- dende Nadel	EP	USP	Länge	Bestell- nummer
 3/8 Kreis	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm 11071512
		1	5/0	75 cm 11101519
	DS 19 mm	1.5	4/0	75 cm 11151519
		2	3/0	75 cm 11201519
		2	3/0	75 cm 11201524
	DS 24 mm	3	2/0	75 cm 11301524
		3.5	0	75 cm 11351524
		2	3/0	75 cm 11201530
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm 11301530
		3.5	0	75 cm 11351530
		3	2/0	75 cm 11301536
	DS 36 mm	3.5	0	75 cm 11351536
 1/2 Kreis		4	1	75 cm 11401536
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm 11201426
		3	2/0	75 cm 11301426
	HS 36 mm	3	2/0	90 cm 11301436
		3.5	0	90 cm 11351436
		4	1	90 cm 11401448
	HS 48 mm	5	2	90 cm 11501448
		6	3&4	90 cm 11601448

DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE


Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polydioxanone, a polymer made from polyester poly (p-dioxanone)
Beschichtung	Keine
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 180 bis 210 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 42 Tagen.




IN FLACHSPULEN mit Aufbewahrungsflüssigkeit

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	15 m	13151
2	3/0	15 m	13201
2	3/0	25 m	13202
3	2/0	15 m	13301
3	2/0	25 m	13302
3.5	0	15 m	13351
3.5	0	25 m	13352
4	1	15 m	13401
4	1	25 m	13402
4	1	50 m	13405
5	2	15 m	13501
5	2	25 m	13502
5	2	50 m	13505
5	2	100 m	135010
6	3&4	15 m	13601
6	3&4	25 m	13602
6	3&4	50 m	13605

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



- ☒ Nach dem Öffnen sollte der Inhalt dieser Kassette innerhalb von 8 Monaten verbraucht werden
- ☒ Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen
- ☒ Vor Nässe schützen




NAHTMATERIAL IN FOLIEN OHNE NADEL

EP	USP	Länge	Bestellnummer
5	2	150 cm	13500015
6	3&4	150 cm	13600015

NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
HR 40 mm loop	4	1	150 cm loop	13400940
HR 50 mm loop	4	1	150 cm loop	13400950
	5	2	150 cm loop	13500950
HR 65 mm loop	4	1	150 cm loop	13400965




NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Rundkörper- nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer	Außen schnei- dende Nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer
 1/2 Kreis	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	13070113	 3/8 Kreis	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	13071512
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	13100117		DS 19 mm	1	5/0	45 cm	13101512
		1.5	4/0	75 cm	13150117			1	5/0	45 cm	13101519
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	13150122		DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	13151519
		2	3/0	75 cm	13200122			2	3/0	75 cm	13201519
	HR 26 mm	2	3/0	75 cm	13200126		DS 30 mm	2	3/0	75 cm	13201524
		3	2/0	75 cm	13300126			3	2/0	75 cm	13301524
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	13200130		DS 40 mm	3.5	0	75 cm	13351524
		3	2/0	75 cm	13300130			3	2/0	75 cm	13301530
	HR 36 mm	3	2/0	75 cm	13300136		DS 36 mm	3.5	0	75 cm	13351530
		3.5	0	90 cm	13350136			4	1	90 cm	13401540
	HR 40 mm	3	2/0	90 cm	13300140	 1/2 Kreis		5	2	90 cm	13501540
		3.5	0	90 cm	13350140		HS 36 mm	3	2/0	75 cm	13301436
	HR 48 mm	4	1	90 cm	13400140			3.5	0	75 cm	13351436
		4	1	90 cm	13400148		4	1	75 cm	13401436	
		5	2	90 cm	13500148						

Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglykolsäure
Beschichtung	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
Farbe	Beige - ungefärbt / Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 42 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 7 Tagen.




REIßFESTIGKEIT




**DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE**

Rundkörper- nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer
	1/2 Kreis				
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	14100117
		1.5	4/0	75 cm	14150117
	HR 22 mm	2	3/0	75 cm	14200122
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	14300126
Außen schnei- dende Nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer
	3/8 Kreis				
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	14101516
	DS 19 mm	1.5	4/0	75 cm	14151519
		2	3/0	75 cm	14201524
	DS 24 mm	3	2/0	75 cm	14301524


Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polyglecapron 25, ein Copolymer aus 75% Glycolid und 25% ε-Caprolacton
Beschichtung	Keine
Farbe	Violett / Beige - ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 90 bis 110 Tagen. Etwa 75% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 7 Tagen.



REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
3	2/0	25 m	16302
3.5	0	25 m	16352
4	1	25 m	16402
4	1	50 m	16405
4	1	100 m	164010
5	2	25 m	16502
5	2	50 m	16505
5	2	100 m	165010



- ☒ Nach dem Öffnen sollte der Inhalt dieser Kassette innerhalb von 8 Monaten verbraucht werden
- ☒ Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen
- ☒ Vor Nässe schützen

NAHTMATERIAL IN FOLIEN OHNE NADEL

EP	USP	Länge	*	Bestellnummer
3	2/0	150 cm	V	16300015
3.5	0	150 cm	V	16350015
4	1	150 cm	V	16400015
5	2	120 cm	V	16500012
5	2	150 cm	V	16500015
5	2	250 cm	V	16500025



* Farbe
V - violett
U - ungefärbt

NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Rundkörper- nadel		EP	USP	Länge	*	Bestell- nummer
	HR 13 mm	0.7	6/0	45 cm	V	16070113
	HR 17 mm	1	5/0	45 cm	V	16100117
		1.5	4/0	75 cm	V	16150117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	V	16150122
		2	3/0	75 cm	V	16200122
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	V	16150126
		2	3/0	75 cm	V	16200126
		3	2/0	75 cm	V	16300126
	HR 30 mm	3.5	0	75 cm	V	16350126
		2	3/0	75 cm	V	16200130
	HR 36 mm	3	2/0	75 cm	V	16300130
		3.5	0	90 cm	V	16350136
	HR 40 mm	4	1	90 cm	V	16400140
		3.5	0	90 cm	V	16350148
		4	1	90 cm	V	16400148
	HR 48 mm	5	2	90 cm	V	16500148

Außen schnei- dende Nadel		EP	USP	Länge	*	Bestell- nummer
	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	U	16071512
		0.7	6/0	75 cm	V	16071512V
		1	5/0	45 cm	V	16101512V
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	U	16101516
		1	5/0	75 cm	V	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	V	16151516V
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	V	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	U	16151519
		1.5	4/0	75 cm	V	16151519V
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	U	16201519
		2	3/0	75 cm	V	16201519V
		2	3/0	75 cm	U	16201526
	DS 30 mm	2	3/0	75 cm	U	16201526V
		3	2/0	75 cm	U	16301526
		3	2/0	75 cm	V	16301526V
	DS 40 mm	3.5	0	75 cm	V	16351530V
	HS 36 mm	3.5	0	75 cm	U	16351540
		4	1	90 cm	U	16401540
	HS 40 mm	3	2/0	75 cm	V	16301436V
		3.5	0	75 cm	U	16351436

Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	*	Bestellnummer
Gerade	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	U	16202160
		3	2/0	75 cm	U	16302160

* Farbe
V - violett
U - ungefärbt

DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE


CATGUT

PLAIN




CATGUT

CHROM




Typ	Gedrehtes Multifilament mit einem monofilen Aspekt	
Zusammensetzung	Stränge aus gereinigtem Kollagen, das aus der Saros von ausgewähltem Rinderdarm gewonnen wird. Catgut Chrom wird mit Chromsalzen teilgerbht. Herkunft aus „BSE-frei klassifizierten Ländern“.	
Beschichtung	Keine	
Farbe	Elfenbein	Dunkelbraun
Gewebereaktion	Mäßig	
Resorption	Durch Phagozytose. Vollständige Resorption in ungefähr 60 Tagen. Ca. 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 7 Tagen. Bei Gebrauch in entzündetem Gewebe oder in einem Gewebe mit hoher Konzentration an proteolytischen Enzymen (Magen, Zervix, Vagina) ist die Resorption wesentlich schneller.	Durch Phagozytose. Die Resorptionsgeschwindigkeit ist durch Gerbung verringert. Vollständige Resorption in ungefähr 90 Tagen. Ca. 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 14 Tagen. Bei Gebrauch in entzündetem Gewebe oder in einem Gewebe mit hoher Konzentration an proteolytischen Enzymen (Magen, Zervix, Vagina) ist die Resorption wesentlich schneller.

RESORPTION



RESORPTION



IN FLACHSPULEN

CATGUT PLAIN

EP	USP	Länge	Bestellnr.
2	4/0	100 m	1020
3	3/0	100 m	1030
3.5	2/0	100 m	1035
4	0	100 m	1040
5	1	75 m	1050
6	2	50 m	1060
7	3	50 m	1070
8	4	30 m	1080
9	5	30 m	1090
10	6	30 m	1100




CATGUT CHROM

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	5/0	100 m	2015
2	4/0	100 m	2020
2	4/0	50 m	20205
3	3/0	100 m	2030
3	3/0	50 m	20305
3.5	2/0	100 m	2035
3.5	2/0	50 m	20355
4	0	100 m	2040
4	0	75 m	20407
4	0	50 m	20405
5	1	75 m	2050
5	1	50 m	20505
6	2	50 m	2060
7	3	50 m	2070
8	4	30 m	2080
8	4	25 m	20802
9	5	30 m	2090
10	6	30 m	2100


CATGUT

PLAIN



CATGUT

CHROM



NAHTMATERIAL IN FOLIEN OHNE NADEL

EP	USP	Länge	Bestellnummer
2	4/0	150 cm	1200015
3	3/0	150 cm	1300015
3.5	2/0	150 cm	1350015
4	0	150 cm	1400015
5	1	150 cm	1500015
6	2	150 cm	1600015
7	3	150 cm	1700015



NAHTMATERIAL IN FOLIEN

CATGUT PLAIN

Rundkörper-nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis	HR 26 mm	2	4/0	75 cm	1200126
		3	3/0	75 cm	1300126
	HR 30 mm	3.5	2/0	75 cm	1350130
	HR 37 mm	4	0	75 cm	1400137
		5	1	75 cm	1500137

Außen schnei-dende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis	DS 19 mm	2	4/0	75 cm	1201519
		3	3/0	75 cm	1301524
	DS 24 mm	3.5	2/0	75 cm	1351524
		4	0	75 cm	1401524

**DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE**

NAHTMATERIAL IN FOLIEN OHNE NADEL


EP	USP	Länge	Bestellnummer
2	4/0	150 cm	2200015
3	3/0	150 cm	2300015
3.5	2/0	150 cm	2350015
4	0	150 cm	2400015
5	1	150 cm	2500015
6	2	150 cm	2600015
7	3	150 cm	2700015
8	4	150 cm	2800015
10	6	150 cm	21000015

NAHTMATERIAL IN FOLIEN


CATGUT CHROM

Rundkörper-nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis	HR 26 mm	2	4/0	75 cm	2200126
		3	3/0	75 cm	2300126
	HR 30 mm	3	3/0	75 cm	2300130
	HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	2350140
		4	0	75 cm	2400140
		5	1	75 cm	2500140

Außen schnei-dende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis	DS 19 mm	2	4/0	75 cm	2201519
		3	3/0	75 cm	2301524
	DS 24 mm	3.5	2/0	75 cm	2351524
1/2 Kreis	HS 37 mm	4	0	75 cm	2401437
		5	1	75 cm	2501437



Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Mäßig
Resorption	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe, die durch eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.



IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	100 m	8015
2	3/0	100 m	8020
3	2/0	100 m	8030
3.5	0	100 m	8035
4	1	100 m	8040
5	2	100 m	8050
6	3&4	80 m	8060
7	5	60 m	8070
8	6	50 m	8080
9	7	40 m	8090
10	8	30 m	8100



NAHTMATERIAL IN FOLIEN OHNE NADEL

EP	USP	Länge	Bestellnr.
2	3/0	150 cm	8200015
3	2/0	150 cm	8300015
4	1	150 cm	8400015
5	2	150 cm	8500015
6	3&4	150 cm	8600015
8	6	150 cm	8800015




NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnr.
 3/8 Kreis	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	8101519
		1.5	4/0	75 cm	8151519
		2	3/0	75 cm	8201519
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	8301530
		3.5	0	75 cm	8351530
		4	1	75 cm	8401537
	DS 37 mm	5	2	75 cm	8501537
		6	3&4	75 cm	8601537

Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnr.
Gerade	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	8202160
		3	2/0	75 cm	8302160

DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE

Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
Farbe	Blau
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.



IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	100 m	9015
2	3/0	100 m	9020
3	2/0	100 m	9030
3.5	0	100 m	9035
4	1	100 m	9040
5	2	75 m	9050
6	3&4	50 m	9060



NAHTMATERIAL IN FOLIEN


Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnr.
 3/8 Kreis	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	9071512
		1	5/0	75 cm	9101519
	DS 19 mm	1.5	4/0	75 cm	9151519
		2	3/0	75 cm	9201519
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	9201524
		3	2/0	75 cm	9301524
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	9301530
		3.5	0	75 cm	9351530
	DS 40 mm	4	1	75 cm	9401540
		5	2	90 cm	9501540

Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnr.
Gerade	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	9202160
		3	2/0	75 cm	9302160

**DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE**

SUPRAMID

WHITE



SUPRAMID

BLACK



Typ	Gezwirnt / ummantelt, Stärken 5/0 und 6/0 Monofilament	
Zusammensetzung	Innenteil aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6	
Farbe	Weiß	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal	
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt	

SUPRAMID WEISS

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	100 m	3015
2	3/0	100 m	3020
2.5	2/0	100 m	3025
3	2/0	100 m	3030
3.5	0	100 m	3035
4	1	100 m	3040
5	2	75 m	3050
6	3&4	50 m	3060
7	5	40 m	3070
8	6	40 m	3080
9	7	30 m	3090
10	8	30 m	3100



mit Aufbewahrungsflüssigkeit

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	100 m	3016
2	3/0	100 m	3021
2.5	2/0	100 m	3026
3	2/0	100 m	3031
3.5	0	100 m	3036
4	1	100 m	3041
5	2	75 m	3051
6	3&4	50 m	3061
7	5	40 m	3071
8	6	40 m	3081
9	7	30 m	3091
10	8	30 m	3101

SUPRAMID SCHWARZ

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	100 m	4015
2	3/0	100 m	4020
3	2/0	100 m	4030
3.5	0	100 m	4035
4	1	100 m	4040
5	2	75 m	4050
6	3&4	50 m	4060
7	5	40 m	4070
8	6	40 m	4080
9	7	30 m	4090

NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Außen schneidende Nadel



3/8 Kreis



	EP	USP	Länge	Bestellnummer
DS 19 mm	1	5/0	75 cm	4101519
	1.5	4/0	75 cm	4151519
	2	3/0	75 cm	4201519
	3	0	75 cm	4301519
DS 24 mm	2	3/0	75 cm	4201524
	3	2/0	75 cm	4301524
	3.5	0	75 cm	4351524
DS 36 mm	3	2/0	75 cm	4301536
	3.5	0	75 cm	4351536
	4	1	75 cm	4401536

**DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE**

DERMAFIL

GREEN



VITAFIL

WHITE



Typ	Geflochtenes Multifilament	
Zusammensetzung	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terephtalat	
Farbe	Grün	Weiß
Gewebereaktion	Mäßig	
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt	

IN FLACHSPULEN DERMAFIL

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1.5	4/0	100 m	7015
2	3/0	100 m	7020
2.5	2/0	100 m	7025
3	2/0	100 m	7030
3.5	0	100 m	7035
4	1	100 m	7040
5	2	75 m	7050
6	3&4	50 m	7060
7	5	40 m	7070
8	6	40 m	7080



VITAFIL

EP	USP	Länge	Bestellnr.
3	2/0	100 m	6030
3.5	0	100 m	6035
4	1	100 m	6040
5	2	100 m	6050
6	3&4	80 m	6060
7	5	60 m	6070
8	6	50 m	6080
9	7	40 m	6090
10	8	30 m	6100

POLYESTER

Grün

NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Rundkörper- nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer
	HR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	7150116
	HR 20 mm	2	3/0	75 cm	7200120
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	7300126
	HR 30 mm	3.5	0	75 cm	7350130

Außen schnei- dende Nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	7101516
	DS 19 mm	1.5	4/0	75 cm	7151519
		2	3/0	75 cm	7201519
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	7201524
		3	2/0	75 cm	7301524
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	7301530
		3.5	0	75 cm	7351530
	DS 40 mm	4	1	75 cm	7401540
		5	2	75 cm	7501540
	HS 48 mm	6	3&4	75 cm	7601448
		7	5	75 cm	7701448




**DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE**

POLYPROPYLENE

BLUE

Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polypropylen, ein Polymer aus Propylen
Farbe	Blau
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar



NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Rundkörper- nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer	Außen schnei- dende Nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer
 1/2 Kreis	HR 25 mm	4	1	75 cm	5400125	 3/8 Kreis	DS 16 mm	1	5/0	45 cm	5101516
							DS 19 mm	1.5	4/0	75 cm	5151519
 Schneidende Nadel	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	5202160		DS 24 mm	2	3/0	75 cm	5201524
							DS 30 mm	3	2/0	75 cm	5301530
Gerade		3	2/0	75 cm	5302160		DS 30 mm	3.5	0	75 cm	5351530
							DS 40 mm	4	1	90 cm	5401540
							DS 40 mm	5	2	90 cm	5501540

DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE

PTFE-Nahtmaterial ist ein monofiles, nicht resorbierbares, extrem weiches und glattes Material aus Polytetrafluoräthylen (PTFE). PTFE ist sehr leicht zu kneten und ist extrem gewebefreundlich da es biologisch inert ist.




NAHTMATERIAL IN FOLIEN

Rundkörper- nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer	Außen schnei- dende Nadel		EP	USP	Länge	Bestell- nummer
 1/2 Kreis	HR 16 mm	0.7	6/0	60 cm	21070116	 3/8 Kreis	DS 12 mm	0.7	6/0	60 cm	21071512
		1	5/0	60 cm	21100116			0.7	6/0	60 cm	21071516
	HR 20 mm	1.5	4/0	60 cm	21150116		DS 16 mm	1	5/0	60 cm	21101516
		1	5/0	60 cm	21100120			1.5	4/0	60 cm	21151516
		1.5	4/0	60 cm	21150120		DS 19 mm	1	5/0	60 cm	21101519
		2	3/0	60 cm	21200120			1.5	4/0	60 cm	21151519
								2	3/0	60 cm	21201519

STEEL

MONOFILAMENT


Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Legierung aus Eisen, Nickel und Chrom
Farbe	Metal
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar



ORTHOPÄDISCHER CERCLAGEDRAHT

Orthopädischer Cerclagedraht 315 rostfreier Stahl

Cerclage wire	Länge	Bestellnr.
ZCW 0.30 mm 30 g	500 cm	ZCW30
ZCW 0.35 mm 28 g	500 cm	ZCW28
ZCW 0.45 mm 26 g	500 cm	ZCW26
ZCW 0.55 mm 24 g	500 cm	ZCW24
ZCW 0.70 mm 22 g	500 cm	ZCW22
ZCW 0.90 mm 20 g	500 cm	ZCW20
ZCW 1.25 mm 18 g	500 cm	ZCW18
ZCW 1.60 mm 16 g	500 cm	ZCW16



IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnr.
1	5/0	50 m	10010
1.5	4/0	50 m	10015
2	3/0	50 m	10020
3	2/0	50 m	10030
3.5	0	50 m	10035
4	1	50 m	10040

LINAFIL

NATURAL

Typ	Gedrehtes Multifilament
Zusammensetzung	Leinen
Farbe	Natural
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar



IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
3	2/0	100 m	5030
3.5	0	100 m	5035
4	1	100 m	5040
5	2	75 m	5050
6	3&4	50 m	5060
7	5	40 m	5070





Augenchirurgie



Spatulanadel 2 Nadeln



			EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DSP 6.2 mm	150 µm	0.3	9/0	30 cm	ON95
			0.3	9/0	45 cm	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	ON85
			0.4	8/0	45 cm	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm	200 µm	0.5	7/0	30 cm	ON75
			0.2	10/0	30 cm	ON105
	2 x DSP 6.4 mm	220 µm	0.2	10/0	45 cm	ON105-45
			0.7	6/0	45 cm	ON61



Spatulanadel 2 Nadeln



			EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DSP 6 mm	200 µm	0.4	8/0	45 cm	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm	150 µm	0.2	10/0	30 cm	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm	200 µm	0.3	9/0	30 cm	OSU09
	2 x DSP 8 mm	200 µm	0.5	7/0	45 cm	OSU071
1/4 Kreis 	2 x VSP 8 mm	300 µm 350 µm	0.7	6/0	45 cm	OSU06
			1	5/0	45 cm	OSU05
1/2 Kreis 	2 x HSP 8 mm	200 µm	0.5	7/0	45 cm	OSU07



Spatulanadel 2 Nadeln



			EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/4 Kreis 	2 x VSP 8 mm	350 µm	1	5/0	45 cm	OP51

[DIE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTPALETTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE](#)

Nadeln

1/2 KREIS



Einh.: 12 St.

Ohne Federöhr
GN

Mit Federöhr
GF

Ohne Federöhr
GRN

Mit Federöhr
GRF



90 mm N°00

Z751

Z850

80 mm N°1

Z702

Z752

Z851

70 mm N°2

Z703

Z753

Z853

65 mm N°3

Z704

60 mm N°4

Z755

Z855

55 mm N°6

Z706

Z756

Z806

Z856

50 mm N°7

Z758

Z807

Z858

48 mm

Z840

45 mm N°8

Z708

Z759

Z808

Z859

40 mm N°9

Z710

Z760

Z810

Z860

35 mm N°10

Z711

Z761

Z811

Z861

30 mm N°12

Z712

Z762

Z812

Z862

25 mm N°13

Z713

Z763

Z813

Z863

20 mm N°15

Z714

Z764

Z814

Z864

16 mm N°16

Z766

Z866

HALBGEBOGENE NADELN (SKI)

Einh.: 12 St.



Ohne Federöhr

Mit Federöhr

80 mm N°1

Z202

70 mm N°2

Z203

65 mm N°3

Z204

60 mm N°4

Z205

57 mm N°5

Z201

55 mm N°6

Z206

50 mm N°7

Z207

45 mm N°8

Z208

40 mm N°9

Z260

35 mm N°10

Z261

30 mm N°12

Z262

25 mm N°13

Z263

20 mm N°15

Z264

16 mm N°16

Z266

12 mm N°20

Z268

3/8 KREIS



Einh.: 12 St.

					
	Ohne Federöhr BN	Mit Federöhr BF	Ohne Federöhr BRN	Mit Federöhr BRF	Ohne Federöhr BRT
					
130 mm N°6-0	Z495		Z595		
110 mm N°4-0			Z599		
100 mm N°000	Z500	Z550		Z650	
90 mm N°00	Z501	Z551	Z601	Z651	Z301
90 mm LIGHT N°00	Z502		Z602		
85 mm N°0			Z590		
80 mm N°1	Z503	Z552	Z591	Z652	Z303
70 mm N°2	Z504	Z553	Z603	Z653	
70 mm LIGHT N°2	Z504L				
65 mm N°3		Z554	Z604		
60 mm N°4	Z505	Z555		Z655	
57 mm N°5	Z506		Z605		
55 mm N°6		Z556		Z656	
50 mm N°7		Z557	Z607	Z657	
45 mm N°8	Z508	Z558	Z608	Z658	
40 mm N°9	Z510	Z560	Z610	Z660	
35 mm N°10	Z511	Z561	Z611	Z661	
32 mm N°11		Z570		Z670	
30 mm N°12	Z512	Z562	Z612	Z662	
25 mm N°13	Z513	Z563	Z613	Z663	
22 mm N°14		Z571		Z671	
20 mm N°15	Z514	Z564	Z614	Z664	
16 mm N°16	Z516	Z566		Z666	
14 mm N°17		Z567		Z667	
12 mm N°20		Z568		Z668	

GERADE NADELN




Ohne Federöhr
GSN

Mit Federöhr
GSF



75 mm N° 1		Z904
60 mm N° 4	Z903	Z913
45 mm N° 8	Z902	
40 mm N° 9		Z912
35 mm N° 10		Z911

S-FÖRMIG GEBOGENE NADELN



Ohne Federöhr GSN



110 mm

Z403


135 mm

Z401

145 mm

Z402

POST MORTEM HALBGEBOGENE NADELN



Ohne Federöhr




130 mm N° 5

Z281

100 mm N° 4

Z282

POST MORTEM NADELN 3/8 Kreis



Ohne Federöhr



200 mm

Z400 (1 St.)

150 mm N° 6

Z480

130 mm N° 5

Z481

100 mm N° 4

Z482

Hautklammergerät & Hautklammerentferner


INDIKATION:

Das SMI Hautklammergerät kann für eine Vielzahl von Hautverschlüssen benutzt werden.

VORTEILE:

- ✓ *Ergonomisches und benutzerfreundliches Design*
- ✓ *Ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld*
- ✓ *Die Anzahl verbleibender Klammern ist einfach zu überprüfen*

Klammergröße



	Einh.	Bestellnr.
1. Hautklammergerät mit 35 Klammern	10 St.	ZS35W
2. Einweg-Klammerentferner	20 St.	ZSR
3. Einweg-Klammerentferner 2	50 St.	ZSR2

Hautmarkierungsstift

Für die allgemeine Hautmarkierung. Unauslöschbare gentianaviolette Tinte. Biokompatibel, nicht toxisch und nicht reizend. Mit Lineal in Zentimeter und Zoll.

	Einh.	Bestellnr.
Hautmarkierungsstift mit Lineal, steril, mit zwei Schreibspitzen - mittel und fein	36 St.	ZSM20



OP-Material für den Ersatz des vorderen Kreuzbandes

Mit diesem System können Sie ohne großen Kraftaufwand und ohne fremde Hilfe eine stabile und dauerhafte Fixierung der Kreuzbandplastik vornehmen.




FABELLA NADEL

				Bestellnummer
Größe 2	groß	Länge 80 mm	Dz.	ZC0000002
Größe 2	groß	Länge 80 mm	6 St.	ZC0000002-6
Größe 3	medium	Länge 62 mm	Dz.	ZC0000003
Größe 3	medium	Länge 62 mm	6 St.	ZC0000003-6
Größe 4	klein	Länge 45 mm	Dz.	ZC0000004
Größe 4	klein	Länge 45 mm	6 St.	ZC0000004-6
Größe 5	sehr klein	Länge 30 mm	Dz.	ZC0000005
Größe 5	sehr klein	Länge 30 mm	6 St.	ZC0000005-6



CRIMP-RÖHRE

			Bestellnummer
10 mm (SS 316)		Dz.	ZC00010
12 mm (SS 316)		Dz.	ZC00012
14 mm (SS 316)		Dz.	ZC00014



FADEN

STERILE EO Bestellnummer

VKB Nahtmaterial 50 lb x 500 mm	Hunde < 15 kg	1 St.	ZC050
VKB Nahtmaterial 80 lb x 800 mm	Hunde < 20 kg	1 St.	ZC080
VKB Nahtmaterial 100 lb x 800 mm	Hunde > 20 kg	1 St.	ZC100
Hunde > 40 Kg = 2 x 100 Lb			

FADEN MIT CRIMP-RÖHRE

STERILE EO Bestellnummer

VKB Nahtmaterial 50 lb x 500 mm + 10 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC05010
VKB Nahtmaterial 80 lb x 800 mm + 12 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC08012
VKB Nahtmaterial 100 lb x 800 mm + 12 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC10012

FADEN MIT 3 CRIMP-RÖHREN

STERILE EO Bestellnummer

VKB Nahtmaterial 50 lb x 500 mm + 3 x 10 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC05010-3
VKB Nahtmaterial 80 lb x 800 mm + 3 x 12 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC08012-3
VKB Nahtmaterial 100 lb x 800 mm + 3 x 12 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC10012-3

FADEN MIT NADEL UND CRIMP-RÖHRE

STERILE EO Bestellnummer

VKB Nahtmaterial 50 lb x 500 mm + sehr klein 30 mm Nadel + 10 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC0501005
VKB Nahtmaterial 80 lb x 800 mm + klein 45 mm Nadel + 12 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC0801204
VKB Nahtmaterial 100 lb x 800 mm + medium 62 mm Nadel + 12 mm Crimp-Röhre	1 St.	ZC1001203

LOOP FADEN MIT NADEL

STERILE EO Bestellnummer

VKB Nahtmaterial 50 lb x 1000 mm + sehr klein 30 mm Nadel loop	1 St.	ZC0500005L
VKB Nahtmaterial 80 lb x 1600 mm + klein 45 mm Nadel loop	1 St.	ZC0800004L
VKB Nahtmaterial 80 lb x 1600 mm + medium 62 mm Nadel loop	1 St.	ZC0800003L
VKB Nahtmaterial 100 lb x 1600 mm + medium 62 mm Nadel loop	1 St.	ZC1000003L


LOOP FADEN MIT NADEL UND 2 CRIMP-RÖHREN

STERILE EO Bestellnummer

VKB Nahtmaterial 50 lb x 1000 mm + sehr klein 30 mm Nadel + 2 x 10 mm Crimp-Röhre loop	1 St.	ZC0501005L
VKB Nahtmaterial 80 lb x 1600 mm + medium 62 mm Nadel + 2 x 12 mm Crimp-Röhre loop	1 St.	ZC0801204L
VKB Nahtmaterial 100 lb x 1600 mm + medium 62 mm Nadel + 2 x 12 mm Crimp-Röhre loop	1 St.	ZC1001203L

CCL Instrumente

CRIMPZANGE



Bestellnr.

ZC24

18 cm

CRIMPZANGE MIT ÜBERSETZUNG



Bestellnr.

ZC25

23 cm

CCL Ormrod Knöpfe Edelstahl



ORMROD KNÖPFE MIT LÖCHER

STERILE EO

Bestellnr.

CCL Ormrod Knopf Ø 6 mm Stärke 1 mm 2 Löcher

1 St.

ZCBU6H

CCL Ormrod Knopf Ø 9 mm Stärke 1.5 mm 2 Löcher

1 St.

ZCBU9H

CCL Ormrod Knopf Ø 11 mm Stärke 2 mm 2 Löcher

1 St.

ZCBU11H

ORMROD KNÖPFE GESCHLITZT

STERILE EO

Bestellnr.

CCL Ormrod Knopf Ø 6 mm Stärke 1 mm 2 Schlitz

1 St.

ZCBU6S

CCL Ormrod Knopf Ø 9 mm Stärke 1.5 mm 2 Schlitz

1 St.

ZCBU9S

CCL Ormrod Knopf Ø 11 mm Stärke 2 mm 2 Schlitz


1 St.

ZCBU11S

Skalpellgriffe

ZUSAMMENSETZUNG:
Rostfreier Stahl

PRESENTATION:
Einzeln in sterilen Folien verpackt



	Einh.	Bestellnr.
N° 3	10 St.	ZBH3
N° 4	10 St.	ZBH4

Surgibond

- ✓ **Gute Sichtbarkeit durch blaue Färbung**
- ✓ **Surgibond wirkt innerhalb von Sekunden**
- ✓ **Keine unnötigen Nähte oder Verbände**

N-Butyl Zyanoakrylat Wundkleber

- ✓ Wundverschluss
- ✓ zusätzliche Stabilisierung von Nähten
- ✓ stoppt Blutungen
- ✓ Schutz von Infektionen



SURGIBOND

TISSUE ADHESIVE

INDIKATION:

Schnittwunden, Schürfwunden
Verschluss einer Naht- / Heftklammerwunde
Zahn- und Kieferchirurgie

	Einh.	Bestellnr.
Surgibond 2.5 ml	1 St.	ZG2
Surgibond Applikatoren	6 St.	ZG2A

E - FIBER UHMWPE

Ultra High Molecular Weight Polyethylene

E-FIBER ist ein medizinisch hochwertiges geflochtenes sterils chirurgisches Nahtmaterial aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE) und Polyester. E-FIBER ist ein nicht resorbierbares geflochtenes Nahtmaterial, das Flexibilität und Festigkeit bietet, die den meisten anderen Nahtmaterialien überlegen ist.

VORTEILE:

- ✓ *Hochreine, medizinisch hochwertige, ultrahochmolekulare und leichte Polyethylenfasern bieten Flexibilität und unübertroffene Festigkeit*
- ✓ *Die einzigartige Geflechtkonstruktion hat eine bessere Knotenbruchfestigkeit als Polyesterernaht mit einem langkettigen Polyethylenkern*
- ✓ *Das geschmeidige Design lässt jeden Knoten gleiten, um eine sanftere und effizientere Leistung zu erzielen*
- ✓ *Eine flachere Oberfläche ermöglicht es jedem Knoten, sich gegen den vorherigen zu verriegeln, was eine hervorragende Knotensicherheit bietet*
- ✓ *Einzigartige Ummantelung mit einem blauen Indikator sorgt für bessere Sichtbarkeit*

E-FIBER NAHTMATERIAL

STERILE EO Bestellnr.

EP 5 USP 2 Länge 500 mm	Hunde < 10 kg 1 St.	ZCB5
EP 6 USP 3&4 Länge 500 mm	Hunde < 20 kg 1 St.	ZCB6
EP 7 USP 5 Länge 500 mm	Hunde < 30 kg 1 St.	ZCB7
EP 9 USP 7 Länge 600 mm	Hunde < 40 kg 1 St.	ZCB9

E-FIBER NAHTMATERIAL MIT GERADER & GEBOGENER NADEL

STERILE EO Bestellnr.

EP 5 USP 2 Länge 300 mm + gerade & gebogene Nadel	Hunde < 10 kg 1 St.	ZCB5N
EP 6 USP 3&4 Länge 500 mm + gerade & gebogene Nadel	Hunde < 20 kg 1 St.	ZCB6N
EP 7 USP 5 Länge 500 mm + gerade & gebogene Nadel	Hunde < 30 kg 1 St.	ZCB7N
E-Fiber sutures EP 9 USP 7 Länge 600 mm + gerade & gebogene Nadel	Hunde < 40 kg 1 St.	ZCB9N

E-FIBER NAHTMATERIAL MIT GERADER & GEBOGENER NADEL + 1 CRIMP-RÖHRE

STERILE EO Bestellnr.

EP 5 USP 2 Länge 300 mm + gerade & gebogene Nadel + 1 Crimp-Röhre	Hunde < 10 kg 1 St.	ZCB5NC
EP 6 USP 3&4 Länge 500 mm + gerade & gebogene Nadel + 1 Crimp-Röhre	Hunde < 20 kg 1 St.	ZCB6NC
EP 7 USP 5 Länge 500 mm + gerade & gebogene Nadel + 1 Crimp-Röhre	Hunde < 30 kg 1 St.	ZCB7NC
EP 9 USP 7 Länge 600 mm + gerade & gebogene Nadel + 1 Crimp-Röhre	Hunde < 40 kg 1 St.	ZCB9NC

E-FIBER NAHTMATERIAL DOPPELFADEN MIT GERADER & GEBOGENER NADEL

STERILE EO Bestellnr.

EP 9 USP 7 Doppelfaden Länge 500 mm + gerade & gebogene Nadel	Hunde > 40 kg 1 St.	ZCB9N2
---	---------------------	---------------

E-FIBER NAHTMATERIAL DOPPELFADEN MIT GERADER & GEBOGENER NADEL + 2 CRIMPS

STERILE EO Bestellnr.

EP 9 USP 7 Doppelfaden Länge 500 mm + gerade & gebogene Nadel + 2 Crimp-Röhren	Hunde > 40 kg 1 St.	ZCB9N2C
--	---------------------	----------------

E-FIBER CHIRURGISCHES BAND

STERILE EO Bestellnr.

CCL 2 mm breit UHMWPE 200 mm	1 St.	ZCT2
CCL 3 mm breit UHMWPE 200 mm	1 St.	ZCT3
CCL 4 mm breit UHMWPE 200 mm	1 St.	ZCT4
CCL 4 mm breit UHMWPE 250 mm	1 St.	ZCT4-25
CCL 5 mm breit UHMWPE 200 mm	1 St.	ZCT5
CCL 5 mm breit UHMWPE 300 mm	1 St.	ZCT5-30
CCL 6 mm breit UHMWPE 200 mm	1 St.	ZCT6
CCL 6 mm breit UHMWPE 400 mm	1 St.	ZCT6-40

Labmagen-Set

TROKAR ZUM FIXIEREN DES LABMAGENS BEIM RIND

Der zweiteilige Trokar, bestehend aus Kanüle und Pin, ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Der Pin ist mit einer Einkerbung versehen, die das Ablassen von Flüssigkeiten und Gasen erleichtert. Der Griff ist so gestaltet, dass er gut in der Hand liegt und nicht wegrutschen kann. Die Kanüle hat 2 Löcher auf der Oberen Platte zur einfachen Befestigung.

Technische Details

- ☒ Rostfreier Stahl
- ☒ Kanüle: Länge 110 mm, Ø 5 mm (innen)
- ☒ Pin: 112 mm lang mit Einkerbung

	Einh.	Bestellnr.
Trokar für die Platzierung der Labmagentoggles	1 St.	Z031



TOGGLES ZUM FIXIEREN DES LABMAGENS BEIM RIND


Der Toggle Set dient der Fixierung des Labmagens nach der Grymer/Sterner-Methode. Erhältlich mit Polyester- oder Supramid-Faden.

ZUSAMMENSETZUNG:

- ☒ Polyester Faden 330 mm lang + inox toggle 33 mm lang, Ø 4 mm
- ☒ Supramid Faden 330 mm lang + inox toggle 40 mm lang, Ø 4 mm

VORTEILE:

- ☒ *Minimale Wundöffnung*
- ☒ *Schnelle durchführung*
- ☒ *Wenig Antibiotika Einsatz*
- ☒ *Wirtschaftlich*



Labmagentoggles	Einh.	Bestellnr.
Polyester 6 x 2 Stäbe	1 St.	Z030
Supramid 6 x 2 Stäbe	1 St.	Z030S

LABMAGEN NADEL



200 mm Nadel
3/8 Kreis, Außen schneidende Nadel,
Ohne Federöhr

Einh.	Bestellnr.
-------	------------

1 St. **Z400**

Polyester band



- ☒ *Vaginal Band (Bühner band)*
- ☒ *Nabelschnur Band*

Polyester Band

6.5 mm x 80 cm, steril

Einh.	Bestellnr.
-------	------------

1 Dz. **ZCE20**

SMI Spon

ZUSAMMENSETZUNG:

Hochgereinigtes Gelatinematerial
aus bester Qualität


INDIKATION:

Zur Verwendung in verschiedenen
chirurgischen Eingriffen.
Für den hämostatischen Einsatz durch
Auftragen auf eine blutende Oberfläche.
Nicht pyrogen und biokompatibel.

RESORBIERBARER

HÄMOSTATISCHER GELATINESCHWAMM

		Einh.	Bestellnummer
standard	80 x 50 x 10 mm	10 St.	ZHG805010
special	80 x 50 x 1 mm	20 St.	ZHG805001
regular	70 x 50 x 10 mm	10 St.	ZHG705010
tampon	80 x 30 mm diameter	6 St.	ZHG8030
dental cube	10 x 10 x 10 mm	32 St.	ZHG101010



SMI-CEL

Absorbierbares Hämostat – Oxidierte regenerierte Cellulose

ZUSAMMENSTELLUNG:

Steriles resorbierbares Gewebe, hergestellt durch die kontrollierte Oxidation von regenerierter Cellulose

INDIKATIONEN:

Zur Kontrolle von kapillaren, venösen und kleinen arteriellen Blutungen
Biokompatibel, sorgt für eine schnelle Blutstillung und wird innerhalb von 7 - 14 Tagen vom Körper resorbiert

SMI-CEL STANDARD

		Einh.	Bestellnummer
1.25 cm x 5 cm	weiß	12 St.	ZHCS012050
5 cm x 7.5 cm	weiß	12 St.	ZHCS050075
5.1 cm x 35.6 cm	weiß	12 St.	ZHCS051356
7.5 cm x 10 cm	weiß	12 St.	ZHCS075100
10 cm x 20 cm	weiß	12 St.	ZHCS100200

SMI-CEL KNIT

		Einh.	Bestellnummer
2.6 cm x 2.6 cm	weiß	12 St.	ZHCK026026
7.6 cm x 10.2 cm	weiß	12 St.	ZHCK076102
15.2 cm x 22.9 cm	weiß	12 St.	ZHCK152229
10.2 x 10.2 cm	weiß	12 St.	ZHCK102102

SMI-CEL FIBRIL

		Einh.	Bestellnummer
2.6 cm x 5.1 cm	weiß	10 St.	ZHCF026051
5.1 cm x 10.2 cm	weiß	10 St.	ZHCF051102
10.2 cm x 10.2 cm	weiß	10 St.	ZHCF102102



Knochenwachs



ZUSAMMENSETZUNG:

Raffinierter weißer Bienenwachs, Paraffin und Isopropyl Palmitat

INDIKATION:

Mechanische Barriere zum Eindämmen der Knochenblutungen

PRESENTATION:

2.5 g einzeln verpackt
12 in einer Dose, steril

	Einh.	Bestellnummer
Knochenwachs	1 Dz.	Z046

Polypropylen Netz

VORTEILE:

- ✓ Äußerste Formstabilität
- ✓ Sehr dünne Netzstruktur
- ✓ Optimale Porosität
- ✓ Ausgezeichnete Transparenz
- ✓ Gute Handhabungseigenschaften
- ✓ Einfach zu schneiden
- ✓ Gute Verträglichkeit

INDIKATION:


Gewebeunterstützung für die Bauchwand

- Hernie
 - Eventration
- Durch Zölioskopie oder Laparotomie

ZUSAMMENSETZUNG:

Elastisches und beständiges Netz
aus Polypropylen Monofilament

POLYPROPYLEN NETZ	Einh.	Bestellnummer
5 x 10 cm	5 St.	ZMS0510
6 x 11 cm	5 St.	ZMS0611
7.5 x 15 cm	5 St.	ZMS07515
10 x 15 cm	5 St.	ZMS1015
15 x 15 cm	5 St.	ZMS1515
30 x 30 cm	5 St.	ZMS3030



Biopsie-Punsch

Steril Biopsie-Punsch für genaue und schonende Hautbiopsien

- ✓ Nahtlose scharfe Schneide aus Edelstahl
- ✓ Gerippter Griff für einen sicheren Halt und Steuerung



BIOPSIE-PUNSCH	Einh.	Bestellnr.
Ø 2 mm	25 St.	ZBP2
Ø 3 mm	25 St.	ZBP3
Ø 4 mm	25 St.	ZBP4
Ø 5 mm	25 St.	ZBP5
Ø 6 mm	25 St.	ZBP6
Ø 8 mm	25 St.	ZBP8
Ø 10 mm	20 St.	ZBP10
Ø 12 mm	20 St.	ZBP12

Halskrägen

EASYCOL HALSKRÄGEN

- ✓ Hergestellt aus umweltfreundlichem, flexiblem Polypropylen
- ✓ Mit einem Baumwollflanellstreifen am Rand des Kragens, der einen bequemen Sitz für den Patienten bietet
- ✓ Ausgestattet mit einem neuen Schnellbefestigungssystem. Der Kragen wird mit einem Befestigungsband oder Druckknöpfen geschlossen.
- ✓ Erhältlich in 9 verschiedenen Größen, passend für jeden Hund und jede Katze



EASYCOL Halskrägen passend für Hals Ø:	Einh.	Bestellnr.
7 cm	1 St.	ZKE7
9.5 cm	1 St.	ZKE95
10 cm	1 St.	ZKE10
11.5 cm	1 St.	ZKE115
13 cm	1 St.	ZKE13
15.5 cm	1 St.	ZKE155
17 cm	1 St.	ZKE17
18 cm	1 St.	ZKE18
22.5 cm	1 St.	ZKE225

KLASSISCHE HALSKRÄGEN

- ✓ Hergestellt aus 100% umweltfreundlichen transparentem Polypropylen
- ✓ Leicht am Patienten zu befestigen
- ✓ 3 Einstellungen der Halsgröße
- ✓ Erhältlich in 9 verschiedenen Größen, passend für jeden Hund und jede Katze



KLASSISCHE HALSKRÄGEN	passend für Hals Ø:	Einh.	Bestellnr.
7.5 cm	6 - 8 cm	10 St.	ZKC75
10 cm	7 - 8 cm	10 St.	ZKC10
12.5 cm	9 - 11 cm	10 St.	ZKC125
15 cm	10 - 12 cm	10 St.	ZKC15
20 cm	12 - 14 cm	10 St.	ZKC20
25 cm	14 - 16 cm	10 St.	ZKC25
30 cm	15 - 18 cm	10 St.	ZKC30
35 cm	19 - 22 cm	10 St.	ZKC35
40 cm	22 - 25 cm	10 St.	ZKC40

KLICK HALSKRÄGEN

- ✓ Hergestellt aus 100% umweltfreundlichen transparentem Polypropylen
- ✓ Leicht am Patienten zu befestigen
- ✓ Einfacher Schließmechanismus
- ✓ 3 Einstellungen der Halsgröße
- ✓ Erhältlich in 9 verschiedenen Größen, passend für jeden Hund und jede Katze



KLICK HALSKRÄGEN	passend für Hals Ø:	Einh.	Bestellnr.
7.5 cm	6 - 8 cm	10 St.	ZKK75
10 cm	7 - 8 cm	10 St.	ZKK10
12.5 cm	9 - 11 cm	10 St.	ZKK125
15 cm	10 - 12 cm	10 St.	ZKK15
20 cm	12 - 14 cm	10 St.	ZKK20
25 cm	14 - 16 cm	10 St.	ZKK25
30 cm	15 - 18 cm	10 St.	ZKK30
35 cm	19 - 22 cm	10 St.	ZKK35
40 cm	22 - 25 cm	10 St.	ZKK40

Flex - Bandagen



- ☒ Selbstklebend, ohne mit der Haut oder den Haaren zu verkleben
- ☒ Stark und angenehm in der Anwendung
- ☒ Schweiß- und wasserabweisend
- ☒ Behalten die ursprüngliche Größe bei und schrumpfen Sie nicht ein
- ☒ Handabriss, keine Schere erforderlich
- ☒ Erhältlich in verschiedenen Farben
- ☒ Erhältlich in 5 verschiedenen Größen, passend für jeden Hund und jede Katze



2.5 cm - 4.5 m	Einh.	Bestellnr.
rot	60 St.	ZBAR25
grün	60 St.	ZBAG25
blau	60 St.	ZBAB25
gelb	60 St.	ZBAY25
gelb Smiley	60 St.	ZBAY25-S
verschiedene Farben	60 St.	ZBAM25

7.5 cm - 4.5 m	Einh.	Bestellnr.
weiß	24 St.	ZBAW75
rot	24 St.	ZBAR75
grün	24 St.	ZBAG75
blau	24 St.	ZBAB75
gelb	24 St.	ZBAY75
neon orange	24 St.	ZBANO75
neon pink	24 St.	ZBANP75
neon grün	24 St.	ZBANG75
blau Smiley	24 St.	ZBAB75-S
gelb Smiley	24 St.	ZBAY75-S
weiß Pfote	24 St.	ZBAW75-P
verschiedene Farben	24 St.	ZBAM75
Fun box mit Smiley und Pfote	24 St.	ZBAM75-S
no bit no chew	24 St.	ZBABT75

15 cm - 4.5 m	Einh.	Bestellnr.
rot	12 St.	ZBAR15
grün	12 St.	ZBAG15

5 cm - 4.5 m	Einh.	Bestellnr.
weiß	36 St.	ZBAW5
rot	36 St.	ZBAR5
grün	36 St.	ZBAG5
blau	36 St.	ZBAB5
gelb	36 St.	ZBAY5
neon orange	36 St.	ZBANO5
neon pink	36 St.	ZBANP5
neon grün	36 St.	ZBANG5
blau Smiley	36 St.	ZBAB5-S
gelb Smiley	36 St.	ZBAY5-S
weiß Pfote	36 St.	ZBAW5-P
verschiedene Farben	36 St.	ZBAM5
Fun box mit Smiley und Pfote	36 St.	ZBAM5-S
no bit no chew	36 St.	ZBABT5

10 cm - 4.5 m	Einh.	Bestellnr.
weiß	18 St.	ZBAW10
rot	18 St.	ZBAR10
grün	18 St.	ZBAG10
blau	18 St.	ZBAB10
gelb	18 St.	ZBAY10
schwarz	18 St.	ZBABL10
neon orange	18 St.	ZBANO10
neon pink	18 St.	ZBANP10
neon grün	18 St.	ZBANG10
blau Smiley	18 St.	ZBAB10-S
gelb Smiley	18 St.	ZBAY10-S
weiß Pfote	18 St.	ZBAW10-P
verschiedene Farben	18 St.	ZBAM10
Fun box mit Smiley und Pfote	18 St.	ZBAM10-S
no bit no chew	18 St.	ZBABT10

Pilomat

TABLETTENMÖRSER

Um Tabletten im Handumdrehen zu zermahlen.



TABLETTENSCHNEIDER

Um Tabletten jeglicher Größe in zwei zu teilen.



	Einh.	Bestellnr.
Tablettenmörser	1 St.	Z045
Tablettenschneider	1 St.	Z044

SMI Tabletteneingeber

- ✓ Der SMI Tabletteneinführhilfe mit einem ausgeklügelten Design und einer weichen Gummispitze erleichtert die Verabreichung einer Tablette, ohne den Mund zu beschädigen
- ✓ Der SMI Tabletteneingeber ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Katzen und Hunden Tabletten zu verabreichen
- ✓ Die Box kann in ein intelligentes Panel umgewandelt werden, das mit 10 Einheiten ausgestattet ist

TABLET INTRODUCER	Einh.	Bestellnr.
mit Silikon Spitz	10 St.	ZT1



OP Abdecktuch

- ✓ 56 gsm (g/m²) 3-ply
- ✓ Folie auf Polyolefin Basis 24 g/m²
- ✓ Klebstoff auf Gummibasis (UFD-Technologie) 2 g/m²
- ✓ Hydrophile Polypropylen Spinnvlies 30 g/m²
- ✓ Latexfreie Materialien



Durch die Materialzusammensetzung verteilt und absorbiert Flüssigkeit schnell.

OHNE LOCH	Einh.	Bestellnr.	MIT LOCH	Einh.	Bestellnr.
30 x 45 cm	225 St.	ZOC3045	31 x 44 cm, Loch 1.5 x 4.5 cm	225 St.	ZOC3144-S
45 x 60 cm	125 St.	ZOC4560	31 x 44 cm, Loch 3.5 x 9 cm	225 St.	ZOC3144-M
60 x 90 cm	75 St.	ZOC6090	31 x 44 cm, Loch 5 x 14 cm	200 St.	ZOC3144-B
90 x 120 cm	40 St.	ZOC90120	44 x 74 cm, Loch 7 x 20 cm	100 St.	ZOC4474-S
120 x 120 cm	30 St.	ZOC120120	44 x 74 cm, Loch 8 x 24 cm	125 St.	ZOC4474-M
120 x 180 cm	15 St.	ZOC120180			
180 x 250 cm	15 St.	ZOC180250			

Schutzkleidung

EINMAL-ÜBERZIEHKITTEL

Einweg-Schutzkittel aus Polyethylen, einzeln verpackte und gefaltete Kittel

- ✓ Lange trichterförmige Raglanärmel mit engen Unterarmabschlüssen für eine gute Abdichtung
- ✓ Keine Rückenöffnung für besseren Schutz
- ✓ Lang und geräumig zum Knien

ECONOMIC 25 µ	Einh.	Bestellnr.
180 cm grün	24 St.	ZP001
170 cm grün	24 St.	ZP002
STANDARD 30 µ	Einh.	Bestellnr.
190 cm (165 cm) blau	24 St.	ZP004
180 cm (156 cm) blau	24 St.	ZP005
170 cm (140 cm) blau	24 St.	ZP006
180 cm (156 cm) blau steril	1 St.	ZP007
170 cm (140 cm) blau steril	1 St.	ZP008



HANDSCHUHE



ECO-HANDSCHUHE 25 µ 90 cm GRÜN	Einh.	Bestellnr.
Einweghandschuhe aus Standard-Polyethylen	100 St.	ZP015



NACKENSCHÜTZER VON DER FINGERMITTE BIS ZUM NACKEN 25 µ 90 cm GRÜN	Einh.	Bestellnr.
Einweg-Untersuchungshandschuhe mit Achselschutz und Kopfschlaufe (25 Mikron) Maximaler Schutz	50 St.	ZP016

ÜBERZIEHSTIEFEL

ÜBERZIEHSTIEFEL 60 µ 35 cm lang and 50 cm hoch	Einh.	Bestellnr.
Einwegüberziehtiefel aus Kunststoff mit Gummibändern	50 St.	ZP030



Hoof care

Pflegeprodukt für Hufe und Klauen

	Einh.	Bestellnr.
Hoofcare liquid extra stark 500 ml	1 St.	ZD90



Harnkatheter für Hunde und Katzen

VORTEILE:

- ✓ *Atraumatische seitliche Drainagelöcher*
- ✓ *Einzeln verpackte Beutel*
- ✓ *Geeignet für mittellange Platzierung (3 Tage)*
- ✓ *Benutzerfreundliche End-Öffnungsbox*

ZUSAMMENSETZUNG:

HUNDE URINKATHETER: Hergestellt aus biokompatiblem Polypropylen, mit einer optimalen Festigkeit, die ein leichtes Einführen ermöglicht

KATZEN URINKATHETER: Hergestellt aus Polyethylen mit und ohne Stilet aus Draht, besonders weich und flexibel

KATHETER VERBINDUNG: Luer lock für leichtes Aufsetzen von Spritzen oder Urinbeutel



HARNKATHETER KATZEN	*	Einh.	Bestellnr.	HARNKATHETER HUNDE	*	Einh.	Bestellnr.
1.00 mm x 13 cm	3 FG	12 St.	ZAKA10	1.30 mm x 50 cm	4 FG	12 St.	ZAKA13D
1.30 mm x 13 cm	4 FG	12 St.	ZAKA13	2.00 mm x 50 cm	6 FG	12 St.	ZAKA20
1.00 mm x 13 cm with Stylet	3 FG	12 St.	ZAKA10-S	2.60 mm x 50 cm	8 FG	12 St.	ZAKA26
1.30 mm x 13 cm with Stylet	4 FG	12 St.	ZAKA13-S	3.30 mm x 50 cm	10 FG	12 St.	ZAKA33

* Farbcodierung -

3FG = pink, 4FG = weiß, 6FG = gelb, 8FG = orange, 10FG = rot

Nahtmaterialständer für Nahtmaterial in Folien



Das flexible Ständersystem ermöglicht das geordnete Aufbewahren von Nahtmaterial in Folien. So bleibt das Nahtmaterial während der Operationen einfach zugänglich.

Die austauschbaren Teile ermöglichen die Zusammenstellung verschiedener Konstellationen.

	Einh.	Bestellnr.
1 Ständer für 2 horizontale Nahtmaterialdosen (125 mm x 72 mm x 143 mm)	1 St.	Z070
Schublade für Ständer	1 St.	Z071

Venocath

VENENKATHETER

- ✓ Katheter aus widerstandsfähigem FEP (Fluoriertes Ethylen-Propylen), dünnwandig mit optimalen Flussraten
- ✓ Speziell für den tierärztlichen Gebrauch angepasste Längen
- ✓ Diese FEP entspricht den USP-Biokompatibilitätsanforderungen
- ✓ Empfohlene Katheterverweildauer: bis zu 3 Tage
- ✓ AISI 304 Rostfreier Stahl Kanüle
- ✓ I.v.-Kanüle mit Luer-Lock-Ansatz
- ✓ Doppelgriffplatten für sichere Führung
- ✓ Zwei flexible Flügel zur sicheren Fixierung
- ✓ Farbcodierung für verschiedene Größen
- ✓ Hydrophober Filter für schnellen Rückfluss. Transparente Rückflussskammer
- ✓ Zwei röntgendichte Kontraststreifen



Spezifikation	G / DIA / L	Farbe	Flow ml/min	Einh.	Bestellnummer
G26 0,60 x 19 mm	26 / 06 / 19	violett	17 ml	100 St.	ZAG26.06.18
G24 0,70 x 19 mm	24 / 07 / 19	gelb	23 ml	100 St.	ZAG24.07.19
G22 0,90 x 25 mm	22 / 09 / 25	blau	36 ml	100 St.	ZAG22.09.25
G20 1,10 x 25 mm	20 / 11 / 25	pink	59 ml	100 St.	ZAG20.11.25
G20 1,10 x 32 mm	20 / 11 / 32	pink	56 ml	100 St.	ZAG20.11.32
G18 1,30 x 32 mm	18 / 13 / 32	grün	94 ml	100 St.	ZAG18.13.32
G18 1,30 x 45 mm	18 / 13 / 45	grün	90 ml	100 St.	ZAG18.13.45
G17 1,50 x 45 mm	17 / 15 / 45	weiß	142 ml	100 St.	ZAG17.15.45
G16 1,70 x 45 mm	16 / 17 / 45	grau	200 ml	100 St.	ZAG16.17.45
G14 2,00 x 45 mm	14 / 20 / 45	orange	305 ml	100 St.	ZAG14.20.45
G14 2,00 x 70 mm	14 / 20 / 70	orange	290 ml	50 St.	ZAG14.20.70
G13 2,35 x 50 mm	13 / 23 / 50	pink	330 ml	50 St.	ZAG13.23.50
G13 2,35 x 80 mm	14 / 23 / 80	pink	315 ml	50 St.	ZAG13.23.80
G12 2,70 x 50 mm	12 / 27 / 50	blau	420 ml	50 St.	ZAG12.27.50
G12 2,70 x 80 mm	12 / 27 / 80	blau	375 ml	50 St.	ZAG12.27.80

Magnet

	Einh.	Bestellnummer
1. Käfigmagnet	12 St.	Z080
2. Magnet super strong	12 St.	Z081
3. Käfigmagnet super strong	12 St.	Z082



1.




2.




3.

Surgicryl® resorbierbares Nahtmaterial



SURGICRYL®
PDO
POLYDIOXANONE




Surgicryl® PDO Polydioxanon
Etwa 60 Tage Wundhalt

SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Surgicryl® PGA Polyglykolsäure
Etwa 30 Tage Wundhalt

SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLACAPRONE 25



Surgicryl® Monofast Polyglecapron 25
Etwa 14 Tage Wundhalt

SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE



Surgicryl® 910 Polyglactin 910
Etwa 30 Tage Wundhalt

*Für Qualität
&
Sicherheit*

SMI
Ihr Partner
für den
Veterinärberuf