


DACLON NYLON

DACLON
NYLON



Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
Beschichtung	Keine
Farbe	Blau Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

DACLON NYLON

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Synthetisch
- ☑ Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- ☑ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
- ☑ Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
- Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Gute Handhabungseigenschaften
- Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-
GEBIETE** Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur

Daclon Blau
besonders Hautverschluss
Allgemeine Chirurgie
Plastische Chirurgie
Viszeralchirurgie
Gynäkologie
Geburtshilfe
Orthopädie

Daclon Schwarz
besonders Plastische Chirurgie
Ophthalmologie



Rundkörpernadel

1/2 Kreis



		EP	USP	Länge		Bestellnummer
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9070120
		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9150120
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9200120
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9150126
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9200126
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9300126
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9350126
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9300130
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9350130
HR 37 mm		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9400130
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9300137
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9350137
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9400137
HR 50 mm		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9300140
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9350140
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9400140
		5	2	75 cm	<i>blau</i>	9500140
HR 50 mm		4	1	100 cm	<i>blau</i>	9400150



Rundkörpernadel loop

1/2 Kreis



		EP	USP	Länge	Bestellnummer
HR 30 mm		3.5	0	150 cm	<i>blau</i> 9350930
		4	1	150 cm	<i>blau</i> 9400930
HR 35 mm		3.5	0	150 cm	<i>blau</i> 9350935
		4	1	150 cm	<i>blau</i> 9400935
HR 40 mm		3.5	0	150 cm	<i>blau</i> 9350940
		4	1	150 cm	<i>blau</i> 9400940
HR 50 mm		3.5	0	150 cm	<i>blau</i> 9350950
		4	1	150 cm	<i>blau</i> 9400950



Außen schneidende Nadel










		EP	USP	Länge		Bestellnummer
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blau</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>schwarz</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i>	9151516P
DS 16 mm schwarz		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blau</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>blau</i>	9151519-90
		2	3/0	45 cm	<i>blau</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201519
		2	3/0	90 cm	<i>blau</i>	9201519-90
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blau</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blau</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blau</i>	9301519P
DS 19 mm schwarz		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151519VB

3/8 Kreis















Außen schneidende Nadel






		EP	USP	Länge		Bestellnummer
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blau</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blau</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blau</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blau</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blau</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blau</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blau</i>	9301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151530
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301530
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201536
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9351536
		4	1	90 cm	<i>blau</i>	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>blau</i>	9501540
		3	2/0	100 cm	<i>blau</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>blau</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>blau</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blau</i>	9401590









3/8 Kreis






 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/2 Kreis 	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blau</i>	9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201422
		HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blau</i>
	3		2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301426
	HS 30 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blau</i>	9301430
		3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9351430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9351436
		4	1	75 cm	<i>blau</i>	9401436
		5	2	75 cm	<i>blau</i>	9501436
HS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blau</i>	9351440	
	4	1	75 cm	<i>blau</i>	9401440	
HS 48 mm 	4	1	100 cm	<i>blau</i>	9401448	







 Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
Gerade 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9202160
		3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9302160




 Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
3/8 Kreis 	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blau</i>	9201726
	NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301730
	NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blau</i>	9301740








 Mikronadel Rundkörpernadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
3/8 Kreis 	MDR 3.8 mm 50µm		0.1	11/0	10 cm	<i>schwarz</i>	MN116
			0.2	10/0	10 cm	<i>schwarz</i>	MN102
	MDR 3.8 mm 70µm		0.1	11/0	10 cm	<i>schwarz</i>	MN113
			0.2	10/0	10 cm	<i>schwarz</i>	MN103
	MDR 3.8 mm 100µm		0.1	11/0	10 cm	<i>schwarz</i>	MN112
			0.2	10/0	15 cm	<i>schwarz</i>	MN105
			0.3	9/0	15 cm	<i>schwarz</i>	MN094
	MDR 5.1 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	<i>schwarz</i>	MN106
			0.3	9/0	15 cm	<i>schwarz</i>	MN096
	MDR 6.4 mm 140µm		0.2	10/0	15 cm	<i>schwarz</i>	MN1011
			0.3	9/0	15 cm	<i>schwarz</i>	MN098
			0.4	8/0	15 cm	<i>schwarz</i>	MN087
MDR 9.7 mm 200µm		0.5	7/0	45 cm	<i>schwarz</i>	MN078	




 Rundkörpernadel 2 Nadeln			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/4 Kreis 	2 x VR 8 mm 220 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>schwarz</i>	ON81

 Spatulanadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/2 Kreis 	HSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>schwarz</i>	ON1081

 Spatulanadel 2 Nadeln			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/2 Kreis 	2 x HSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>schwarz</i>	ON108
	2 x HSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>schwarz</i>	ON102
	2 x HSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>schwarz</i>	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i>	ON62

 Spatulanadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis						
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>schwarz</i> ON1011

 Spatulanadel 2 Nadeln			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
3/8 Kreis		2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>schwarz</i> ON103
				0.1	11/0	20 cm	<i>schwarz</i> ON111
		2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>schwarz</i> ON101
				0.3	9/0	30 cm	<i>schwarz</i> ON95
				0.3	9/0	45 cm	<i>schwarz</i> ON95-45
				0.4	8/0	30 cm	<i>schwarz</i> ON85
				0.4	8/0	45 cm	<i>schwarz</i> ON85-45
				2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0
		2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>schwarz</i> ON105
				0.2	10/0	38 cm	<i>schwarz</i> ON105-38
0.2	10/0			45 cm	<i>schwarz</i> ON105-45		
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> ON61		

 Spatulanadel 2 Nadeln			EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/4 Kreis						
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i> ON51

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	100 m	9015
2	3/0	100 m	9020
3	2/0	100 m	9030
3.5	0	100 m	9035
4	1	100 m	9040
5	2	75 m	9050
6	3&4	50 m	9060

