

# POLYESTER



<b>Typ</b>	Geflochtenes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terephthalat
<b>Beschichtung</b>	Silikon
<b>Farbe</b>	Grün Weiß
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule

*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# POLYESTER

## EIGENSCHAFTEN

- ☑ Unübertroffene Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen
- ☑ Synthetisch
- ☑ Geflochtener Fadenaufbau
  
- ☑ Beschichtetes Multifilament
  
- ☑ Luftdichte Verpackung

**ANWENDUNGS-  
GEBIETE**    Adaptation von Weichteilen  
und/oder Ligatur  
besonders    Herz- und Gefäßchirurgie  
Ophthalmologie  
Allgemeine Chirurgie  
Hautverschluss  
Orthopädie  
Viszeralchirurgie  
Geburtshilfe

## VORTEILE

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
  
- Anwendung in Herz- und Gefäßchirurgie (Herzklappenprothesen)
  
- Minimale Gewebereaktion
  
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften  
Hohe Flexibilität  
Hohe Reißfestigkeit  
Ausgezeichnete Knotensicherheit
  
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma  
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit  
Verminderte Kapillarwirkung
  
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

Ohne Nadel

EP	USP	Länge		Bestellnummer
1.5	4/0	150 cm	grün	7150015
2	3/0	150 cm	grün	7200015
3	2/0	150 cm	grün	7300015
3.5	0	150 cm	grün	7350015
4	1	150 cm	grün	7400015
5	2	150 cm	grün	7500015
6	3&4	150 cm	grün	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	grün	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	grün	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	grün	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	grün	7350045
4	1	6 x 45 cm	grün	7400045
5	2	6 x 45 cm	grün	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	grün	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	grün	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	grün	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	grün	7350050
4	1	3 x 50 cm	grün	7400050
5	2	3 x 50 cm	grün	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	grün	7200075-2

Ohne Nadel

Ligapack



EP	USP	Länge		Bestellnummer
1.5	4/0	250 cm	grün	7150025
2	3/0	250 cm	grün	7200025
3	2/0	250 cm	grün	7300025
3.5	0	250 cm	grün	7350025
4	1	250 cm	grün	7400025
5	2	250 cm	grün	7500025
6	3&4	250 cm	grün	7600025




## Rundkörpernadel

1/2 Kreis




		EP	USP	Länge		Bestellnummer
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	grün	7100116
		1.5	4/0	75 cm	grün	7150116
		2	3/0	75 cm	grün	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	grün	7150120
		2	3/0	75 cm	grün	7200120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	grün	7200126
		3	2/0	75 cm	grün	7300126
		3.5	0	75 cm	grün	7350126
		4	1	75 cm	grün	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	grün	7200130
		3	2/0	75 cm	grün	7300130
		3.5	0	75 cm	grün	7350130
		4	1	75 cm	grün	7400130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	grün	7300136
		3.5	0	75 cm	grün	7350136
HR 40 mm		4	1	75 cm	grün	7400136
		3.5	0	75 cm	grün	7350140
		4	1	75 cm	grün	7400140
HR 48 mm		5	2	75 cm	grün	7500140
		7	5	75 cm	grün	7700140
		4	1	75 cm	grün	7400148
		5	2	75 cm	grün	7500148





























## Rundkörpernadel 2 Nadeln

1/2 Kreis













		EP	USP	Länge		Bestellnummer
2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	grün	7300117-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	grün	7300120-2
2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	grün	7200126-2
		3	2/0	90 cm	grün	7300126-2

 Rundkörpernadel 2 Nadeln	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
<b>1/2 Kreis</b>  HR 16 mm HR 36 mm 	2	3/0	60 cm	<i>grün</i> 7200116-36	
 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
<b>3/8 Kreis</b>  DR 50 mm 	7	5	75 cm	<i>grün</i> 7700250	
 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
<b>Gerade</b> GR 19 mm 	1.5 2	4/0 3/0	45 cm 50 cm	<i>grün</i> 7152019 <i>grün</i> 7202019	
 Round bodied taper cutting point 2 Nadeln	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
<b>1/2 Kreis</b>  2 x HRT 17 mm  2 x HRT 25 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>grün</i> 7150517-2	
	2	3/0	90 cm	<i>grün</i> 7200517-2	
	3	2/0	90 cm	<i>grün</i> 7300517-2	
	mit Pledget - 4x <i>grün</i> , 4x <i>weiß</i>				7300517-2P
	2	3/0	90 cm	<i>grün</i> 7200525-2	
	3	2/0	90 cm	<i>grün</i> 7300525-2	
mit Pledget - 4x <i>grün</i> , 4x <i>weiß</i>				7300525-2P	
 Rundkörpernadel schneidende Spitze	EP	USP	Länge	Bestellnummer	
<b>1/2 Kreis</b>  HRT 18 mm  HRT 40 mm  HRT 55 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7150518	
	2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7200518	
	5	2	75 cm	<i>grün</i> 7500540	
	8	6	90 cm	<i>grün</i> 7800540	
	7	5	4 x 75 cm	<i>grün</i> 7700555-4	

	Außen schneidende Nadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
	DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>grün</i> 7101512
		1	5/0	75 cm	<i>grün</i> 7101516
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151516
		2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201516
		1	5/0	75 cm	<i>grün</i> 7101519
	DS 19 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151519
		2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201519
		3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301519
	DS 19 mm schwarz 	1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201519VB
		2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201524
	DS 24 mm 	3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301524
		3.5	0	75 cm	<i>grün</i> 7351524
		1.5	4/0	75 cm	<i>grün</i> 7151526
	DS 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301526
		2	3/0	75 cm	<i>grün</i> 7201530
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301530
		3.5	0	75 cm	<i>grün</i> 7351530
		4	1	75 cm	<i>grün</i> 7401530
		3	2/0	75 cm	<i>grün</i> 7301536
	DS 36 mm 	4	1	75 cm	<i>grün</i> 7401536
		5	2	75 cm	<i>grün</i> 7501536
		3.5	0	75 cm	<i>grün</i> 7351540
	DS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>grün</i> 7401540
		5	2	75 cm	<i>grün</i> 7501540







3/8 Kreis



 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	grün	7151417
		2	3/0	75 cm	grün	7201417
	HS 20 mm 	3	2/0	75 cm	grün	7301420
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	grün	7201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	grün	7201426
		3	2/0	75 cm	grün	7301426
	HS 30 mm 	3	2/0	75 cm	grün	7301430
		3.5	0	75 cm	grün	7351430
		4	1	75 cm	grün	7401430
	HS 36 mm 	5	2	75 cm	grün	7501430
		3.5	0	75 cm	grün	7351436
	HS 40 mm 	4	1	75 cm	grün	7401436
		3.5	0	75 cm	grün	7351440
	HS 48 mm 	4	1	75 cm	grün	7401440
		5	2	75 cm	grün	7501440
HS 48 mm	6	3&4	75 cm	grün	7601448	
	7	5	75 cm	grün	7701448	

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	weiß	OP52

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	weiß	OP53

 <b>Spatulanadel</b> <b>2 Nadeln</b>		<b>EP</b>	<b>USP</b>	<b>Länge</b>	<b>Bestellnummer</b>	
<b>1/4 Kreis</b> 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>weiß</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>weiß</i> OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>weiß</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1.5	4/0	45 cm	<i>weiß</i> OP41



## IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge		Bestellnummer
1.5	4/0	100 m	<i>grün</i>	7015
2	3/0	100 m	<i>grün</i>	7020
2.5	2/0	100 m	<i>grün</i>	7025
3	2/0	100 m	<i>grün</i>	7030
3.5	0	100 m	<i>grün</i>	7035
4	1	100 m	<i>grün</i>	7040
5	2	75 m	<i>grün</i>	7050
6	3&4	50 m	<i>grün</i>	7060
7	5	40 m	<i>grün</i>	7070
8	6	40 m	<i>grün</i>	7080

EP	USP	Länge		Bestellnummer
3	2/0	100 m	<i>weiß</i>	6030
3.5	0	100 m	<i>weiß</i>	6035
4	1	100 m	<i>weiß</i>	6040
5	2	100 m	<i>weiß</i>	6050
6	3&4	80 m	<i>weiß</i>	6060
7	5	60 m	<i>weiß</i>	6070
8	6	50 m	<i>weiß</i>	6080
9	7	40 m	<i>weiß</i>	6090
10	8	30 m	<i>weiß</i>	6100

