

POLYESTER



Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terephthalat
Beschichtung	Silikon
Farbe	Grün Weiß
Gewebereaktion	Minimal
Absorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Kasette

*Für Qualität
&
Sicherheit*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Unübertroffene Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Synthetisch
- ☑ Geflochtener Fadenaufbau
- ☑ Beschichtetes Multifilament
- ☑ Luftdichte Verpackung

**ANWENDUNGS-
GEBIETE**

Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur

besonders Ophthalmologie
Allgemeine Chirurgie
Hautverschluss
Orthopädie
Viszeralchirurgie
Geburtshilfe

VORTEILE

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie
Mikrochirurgie

POLYESTER

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2

○ Without needle









Ligapack




Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025










Round bodied taper point




			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
			1.5	4/0	75 cm	green	7150116
			2	3/0	75 cm	green	7200116
	HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
			2	3/0	75 cm	green	7200120
			3	2/0	75 cm	green	7300120
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150126
			2	3/0	75 cm	green	7200126
			3	2/0	75 cm	green	7300126
			3.5	0	75 cm	green	7350126
			4	1	75 cm	green	7400126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
			3	2/0	75 cm	green	7300130
			3.5	0	75 cm	green	7350130
			4	1	75 cm	green	7400130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
			3.5	0	75 cm	green	7350136
			4	1	75 cm	green	7400136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140	
		4	1	75 cm	green	7400140	
		5	2	75 cm	green	7500140	
HR 48 mm		7	5	75 cm	green	7700140	
		4	1	75 cm	green	7400148	
			5	2	75 cm	green	7500148










Round bodied taper point double armed






			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	green	7300117-2
			3	2/0	90 cm	green	7300120-2
	2 x HR 20 mm		2	3/0	90 cm	green	7200126-2
			3	2/0	90 cm	green	7300126-2
	2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green	7200126-2
			3	2/0	90 cm	green	7300126-2












 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HR 16 mm HR 36 mm 	2	3/0	60 cm	<i>green</i> 7200116-36

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DR 50 mm 	7	5	75 cm	<i>green</i> 7700250

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GR 19 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>green</i> 7152019
	2	3/0	50 cm	<i>green</i> 7202019

 Round bodied taper cutting point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle 2 x HRT 17 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>green</i> 7150517-2	
	2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200517-2	
	3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300517-2	
				with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300517-2P
	2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200525-2	
2 x HRT 25 mm 	3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300525-2	
				with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300525-2P

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150518	
	2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200518	
	HRT 40 mm 	5	2	75 cm	<i>green</i> 7500540
		8	6	90 cm	<i>green</i> 7800540
	HRT 55 mm 	7	5	4 x 75 cm	<i>green</i> 7700555-4










 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>green</i>	7101512
		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101516
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151516
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201516
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519
	DS 19 mm black 	3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301524
	DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301526
	DS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301530
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530
	DS 36 mm 	4	1	110 cm	<i>green</i>	7401530-110
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301536
4		1	75 cm	<i>green</i>	7401536	
DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>green</i>	7501536	
	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540	
	4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540	
	5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540	



Reverse cutting

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151417
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201417
HS 20 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301420
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201422
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201426
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301426
HS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301430
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351430
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401430
HS 36 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501430
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351436
HS 40 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401436
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351440
HS 48 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401440
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501440
HS 48 mm		6	3&4	75 cm	<i>green</i>	7601448
		7	5	75 cm	<i>green</i>	7701448

IN CASSETTES

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	100 m	<i>green</i>	7015
2	3/0	100 m	<i>green</i>	7020
2.5	2/0	100 m	<i>green</i>	7025
3	2/0	100 m	<i>green</i>	7030
3.5	0	100 m	<i>green</i>	7035
4	1	100 m	<i>green</i>	7040
5	2	75 m	<i>green</i>	7050
6	3&4	50 m	<i>green</i>	7060
7	5	40 m	<i>green</i>	7070
8	6	40 m	<i>green</i>	7080



Metric	USP	Length		Order number
3	2/0	100 m	<i>white</i>	6030
3.5	0	100 m	<i>white</i>	6035
4	1	100 m	<i>white</i>	6040
5	2	100 m	<i>white</i>	6050
6	3&4	80 m	<i>white</i>	6060
7	5	60 m	<i>white</i>	6070
8	6	50 m	<i>white</i>	6080
9	7	40 m	<i>white</i>	6090
10	8	30 m	<i>white</i>	6100

