


SILK



	<i>Seide geflochten</i>	<i>Seide natur</i>
Typ	Geflochtenes Multifilament	Gedrehtes Multifilament
Zusammensetzung	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe	Gedrehte Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Beschichtung	Silikon	Keine
Farbe	Schwarz	Blau
Gewebereaktion	Mäßig	
Resorption	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe, die durch eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.	
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule	



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

SILK

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Geflochtener oder gedrehter Fadenaufbau
- ☑ Beschichtetes Multifilament
- ☑ Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt bis zu 3 Monaten
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-
GEBIETE**

Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur

besonders

- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Ophthalmologie
- Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe

GEGENANZEIGEN

- Harnwege
- Gallenwege

- Bekannte Überempfindlichkeiten
oder Allergien auf Seide

Ohne Nadel

EP	USP	Länge		Bestellnummer
2	3/0	150 cm	schwarz	8200015
3	2/0	150 cm	schwarz	8300015
3.5	0	150 cm	schwarz	8350015
4	1	150 cm	schwarz	8400015
5	2	150 cm	schwarz	8500015
6	3&4	150 cm	schwarz	8600015
8	6	150 cm	schwarz	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	schwarz	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	schwarz	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	schwarz	8350044
4	1	6 x 45 cm	schwarz	8400044
5	2	6 x 45 cm	schwarz	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	schwarz	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	schwarz	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	schwarz	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	schwarz	8350046
4	1	17 x 45 cm	schwarz	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	schwarz	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	schwarz	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	schwarz	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	schwarz	8350060
4	1	13 x 60 cm	schwarz	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	schwarz	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	schwarz	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	schwarz	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	schwarz	8350075
4	1	12 x 75 cm	schwarz	8400075
5	2	12 x 75 cm	schwarz	8500075

Ohne Nadel

Ligapack











EP	USP	Länge		Bestellnummer
2	3/0	250 cm	schwarz	8200025
3	2/0	250 cm	schwarz	8300025
3.5	0	250 cm	schwarz	8350025
4	1	250 cm	schwarz	8400025
5	2	250 cm	schwarz	8500025
6	3&4	250 cm	schwarz	8600025









Rundkörpernadel




1/2 Kreis








Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
HR 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8070112
	1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8100112
	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8150112
HR 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8070116
	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8100116
	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8150116
	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200116
HR 20 mm 	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8100120
	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8150120
	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200120
	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300120
	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8350120
HR 26 mm 	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8100126
	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8150126
	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200126
	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300126
	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8350126
	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8400126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200130
	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300130
	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8350130
	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8400130
	5	2	75 cm	<i>schwarz</i> 8500130
HR 37 mm 	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200137
	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300137
	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8350137
	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8400137
	5	2	75 cm	<i>schwarz</i> 8500137
HR 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8350140
	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8400140
	5	2	75 cm	<i>schwarz</i> 8500140
HR 45 mm 	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8400145
	5	2	75 cm	<i>schwarz</i> 8500145
	6	3&4	75 cm	<i>schwarz</i> 8600145

 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8100216
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8150216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200216
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200225
3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300225		
DR 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300230	

 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
Gerade 	GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8302040

 Außen schneidende Nadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8071512-2

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>schwarz</i> 8071512P
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201516
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301516














Außen schneidende Nadel





		EP	USP	Länge	Bestellnummer
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>schwarz</i> 8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>schwarz</i> 8151516P
DS 16 mm schwarz		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151519
		2	3/0	45 cm	<i>schwarz</i> 8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301519
		3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8351519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>schwarz</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>schwarz</i> 8201519P
DS 19 mm schwarz		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151524
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201524
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301524
		3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8351524
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201526
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151530
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201530
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301530
		3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8351530
		4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8401530
DS 37 mm		5	2	75 cm	<i>schwarz</i> 8501530
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201537
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301537
		3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8351537
		4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8401537
		5	2	75 cm	<i>schwarz</i> 8501537
		6	3&4	75 cm	<i>schwarz</i> 8601537





3/8 Kreis










 Außen schneidende Nadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
DS 45 mm 	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301545
	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8351545
	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8401545
	5	2	75 cm	<i>schwarz</i> 8501545
DS 60 mm 	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8401560
DS 90 mm 	3.5	0	100 cm	<i>schwarz</i> 8351590





 Außen schneidende Nadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
HS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8071412
HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101417
	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151417
HS 20 mm 	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201417
	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151420
HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201420
	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101422
HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151422
	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201422
	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301422
HS 36 mm 	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8101426
	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8151426
	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8201426
	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8301426
HS 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8351426
	3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8351436
	4	1	75 cm	<i>schwarz</i> 8401436




 Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
Gerade 	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8202160
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8302160
		3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i> 8352160

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8150518
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200518
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200527
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8300527

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8150418
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i> 8200418

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS81B
		0.5	7/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS71
		0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	30 cm	<i>schwarz</i> OS52

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/4 Kreis 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i> OS51

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blau</i> OS81

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	100 m	8015
2	3/0	100 m	8020
3	2/0	100 m	8030
3.5	0	100 m	8035
4	1	100 m	8040
5	2	100 m	8050
6	3&4	80 m	8060
7	5	60 m	8070
8	6	50 m	8080
9	7	40 m	8090
10	8	30 m	8100

