


# STEEL

## MONOFILAMENT



|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Typ</b>             | Monofilament                          |
| <b>Zusammensetzung</b> | Legierung aus Eisen, Nickel und Chrom |
| <b>Beschichtung</b>    | Keine                                 |
| <b>Farbe</b>           | Metal                                 |
| <b>Gewebereaktion</b>  | Minimal                               |
| <b>Resorption</b>      | Nicht resorbierbar                    |
| <b>Darbietung</b>      | Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule    |



*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

The logo for SMI (Steinerberg Medical Instruments) features the lowercase letters 'smi' in a bold, blue, rounded font with a white outline.

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# STEEL

## MONOFILAMENT

### *EIGENSCHAFTEN*

- Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- Synthetisch
- Dehnbar und verformbar
- Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
  
- Luftdichte Verpackung

### *VORTEILE*

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Gute Handhabungseigenschaften
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
- Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
  
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-** Sternumverschluss  
**GEBIETE** Orthopädie  
Bauchdeckenverschluss  
und Hernien




**GEGENANZEIGEN** Bekannte Überempfindlichkeiten oder Allergien auf Inox oder auf Metalle wie Chrom und Nickel



### Rundkörpernadel schneidende Spitze

1/2 Kreis









|  |   | EP | USP | Länge     | Bestellnummer |
|--|---|----|-----|-----------|---------------|
|  | HRT 40 mm  | 6  | 3&4 | 4 x 45 cm | ST45          |
|  | HRT 48 mm  | 7  | 5   | 4 x 45 cm | ST55          |
|  |   | 8  | 6   | 4 x 45 cm | ST65          |
|  | HRT 54 mm  | 7  | 5   | 1 x 75 cm | ST54          |



### Außen schneidende Nadel

1/2 Kreis




|  |   | EP  | USP | Länge     | Bestellnummer |
|--|---|-----|-----|-----------|---------------|
|  | HS 25 mm     | 3.5 | 0   | 4 x 45 cm | ST01          |
|  | HS 40 mm    | 4   | 1   | 4 x 45 cm | ST11          |
|  |   | 5   | 2   | 4 x 45 cm | ST21          |
|  | HS 48 mm   | 6   | 3&4 | 4 x 45 cm | ST41          |
|  |   | 9   | 7   | 4 x 45 cm | ST71          |
|  | HS 50 mm   | 7   | 5   | 1 x 75 cm | ST53          |
|  |   | 7   | 5   | 4 x 45 cm | ST51          |
|  |   | 8   | 6   | 4 x 45 cm | ST61          |
|  | HS 58 mm   | 7   | 5   | 4 x 45 cm | ST52          |
|  |   | 8   | 6   | 4 x 45 cm | ST62          |
|  | HS 120 mm  | 9   | 7   | 60 cm     | ST75          |



### Schneidende Nadel

1/2 Kreis



|  |  | EP | USP | Länge     | Bestellnummer |
|--|--|----|-----|-----------|---------------|
|  | NH 48 mm  | 7  | 5   | 4 x 45 cm | ST56          |
|  |  | 8  | 6   | 4 x 45 cm | ST63          |
|  |  | 9  | 7   | 4 x 45 cm | ST72          |

### IN FLACHSPULEN

| EP  | USP | Länge | Bestellnummer |
|-----|-----|-------|---------------|
| 1   | 5/0 | 50 m  | 10010         |
| 1.5 | 4/0 | 50 m  | 10015         |
| 2   | 3/0 | 50 m  | 10020         |
| 3   | 2/0 | 50 m  | 10030         |
| 3.5 | 0   | 50 m  | 10035         |
| 4   | 1   | 50 m  | 10040         |

