


SUPRAMID

BLACK



Typ	Gedrehtes und ummanteltes Multifilament Stärken 5/0 und 6/0 monofilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- Synthetisch
- Gedrehter Fadenaufbau

- Ummanteltes Multifilament

- Biessamkeit und Geschmeidigkeit

- Luftdichte Verpackung

ANWENDUNGS- Adaptation von Weichteilen
GEBIETE und/oder Ligatur
besonders Hautverschluss

VORTEILE






- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion



- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit







- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeefferkt,
Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung




- Gute Handhabungseigenschaften
Einfaches und sicheres Knoten




- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität










 Rundkörperringel			EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis 	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4150116
			2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>schwarz</i>	4200120
			HR 26 mm		3	2/0	75 cm




 Rundkörperringel			EP	USP	Länge		Bestellnummer
Gerade 	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>schwarz</i>	4152022




 Außen schneidende Nadel			EP	USP	Länge		Bestellnummer	
1/2 Kreis 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4151417	
			2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4201417	
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4101420	
			1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4151420	
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4201420	
			1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4151422	
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4201422	
			2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4201426	
				3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4301426

 Schneidende Nadel			EP	USP	Länge		Bestellnummer
Gerade 	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>schwarz</i>	4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>schwarz</i>	4152125

 Außen schneidende Nadel			EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4071512
			1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i>	4101512-45
			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>schwarz</i>	4151512

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer		
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4071516	
		1	5/0	45 cm	<i>schwarz</i>	4101516-45	
		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4101516	
		1.5	4/0	45 cm	<i>schwarz</i>	4151516	
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4151516-75	
		2	3/0	45 cm	<i>schwarz</i>	4201516	
		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4201516-75	
DS 16 mm schwarz		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4101516VB	
3/8 Kreis 	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4071519
			1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>schwarz</i>	4151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4151519-75
			2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4201519
			3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4151519P-75	
DS 19 mm schwarz		1	5/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4101519VB	
		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4151519VB	
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4201524	
		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4301524	
		3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i>	4351524	
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4301536	
		3.5	0	75 cm	<i>schwarz</i>	4351536	
		4	1	75 cm	<i>schwarz</i>	4401536	

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer		
1/2 Kreis 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4150518
			2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4200518

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer		
3/8 Kreis 	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4150418
			2	3/0	75 cm	<i>schwarz</i>	4200418

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	100 m	4015
2	3/0	100 m	4020
3	2/0	100 m	4030
3.5	0	100 m	4035
4	1	100 m	4040
5	2	75 m	4050
6	3&4	50 m	4060
7	5	40 m	4070
8	6	40 m	4080
9	7	30 m	4090

