


# SUPRAMID

WHITE



<b>Typ</b>	Gedrehtes und ummanteltes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Absorption</b>	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
<b>Darbietung</b>	Kassette



*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SUPRAMID

WHITE

## **EIGENSCHAFTEN**

- ☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Synthetisch
- ☑ Gedrehter Fadenaufbau
  
- ☑ Ummanteltes Multifilament
  
- ☑ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit

## **VORTEILE**

Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt

Minimale Gewebereaktion

Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften  
Hohe Flexibilität  
Hohe Reißfestigkeit  
Ausgezeichnete Knotensicherheit

Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt,  
Gewebezug und Trauma  
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit  
Verminderte Kapillarwirkung

Gute Handhabungseigenschaften  
Einfaches und sicheres Knoten

**ANWENDUNGS-  
GEBIETE**    Adaptation von Weichteilen  
und/oder Ligatur  
besonders    Hautverschluss

**GEGENANZEIGEN**    Herz- und Gefäßchirurgie  
Neurochirurgie  
Mikrochirurgie

## IN CASSETTES

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	100 m	3015
2	3/0	100 m	3020
2.5	2/0	100 m	3025
3	2/0	100 m	3030
3.5	0	100 m	3035
4	1	100 m	3040
5	2	75 m	3050
6	3&4	50 m	3060
7	5	40 m	3070
8	6	40 m	3080
9	7	30 m	3090
10	8	30 m	3100



## with storage solution

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	100 m	3016
2	3/0	100 m	3021
2.5	2/0	100 m	3026
3	2/0	100 m	3031
3.5	0	100 m	3036
4	1	100 m	3041
5	2	75 m	3051
6	3&4	50 m	3061
7	5	40 m	3071
8	6	40 m	3081
9	7	30 m	3091
10	8	30 m	3101