


SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes; en cassettes



*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be



CARACTÉRISTIQUES

- ☒ Résistance à la traction élevée
- ☒ Synthétique
- ☒ Résorption par hydrolyse
- ☒ Structure tressée
- ☒ Multifilament enduit

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature


spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie gastro-intestinale
Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique
Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION





Without needle

Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violet</i>	15400075



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
	HR 26 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
	HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15300136U
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136



Round bodied taper point

1/2 circle




		Metric	USP	Length		Order number
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
HR 45 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
HR 48 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500160
HR 65 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
HR 80 mm		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180
		5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180




Round bodied taper point double armed

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945
	HR 65 mm 	5	2	240 cm	<i>violet</i>	15500965

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
 5/8 circle	FR 26 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200326
	FR 27 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300327
			3.5	0	75 cm	violet	15350327

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300232
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440
	HS 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
			2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301530-90
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351530-90
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401530-90
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545
DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400536
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540
HRT 48 mm		8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



1/2 circle



DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100530-0413
HRT 30 mm						



Cutting

		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160



Blunt

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRB 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
	HRB 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845



Blunt

		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRB 63 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

IN CASSETTES

Use within 4 months after first opening

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	15 m	17151
2	3/0	15 m	17201
2	3/0	25 m	17202
3	2/0	15 m	17301
3	2/0	25 m	17302
3	2/0	50 m	17305
3.5	0	15 m	17351
3.5	0	25 m	17352
3.5	0	50 m	17355
4	1	15 m	17401
4	1	25 m	17402
4	1	50 m	17405
5	2	15 m	17501
5	2	25 m	17502
5	2	50 m	17505
5	2	100 m	175010
6	3&4	15 m	17601
6	3&4	25 m	17602
6	3&4	50 m	17605
7	5	15 m	17701
7	5	25 m	17702
7	5	50 m	17705
8	6	15 m	17801
8	6	25 m	17802
8	6	50 m	17805

