

smi

CATALOGUE DENTAIRE

*For quality
&
safety*



smi

www.sutures.be

SMI: La garantie d'un matériel de suture de haute qualité

SMI AG a été fondée en 1987. Elle a été la première entreprise belge à fabriquer des ligatures chirurgicales. Depuis lors, elle a connu une croissance rapide et continue. Aujourd'hui, elle est reconnue comme un fournisseur mondial de ligatures chirurgicales.

SMI est implantée à Saint-Vith, dans l'Est de la Belgique, à proximité de la frontière entre la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

☒ *UN STANDARD ELEVE DE QUALITE ET DE SECURITE*

SMI s'aligne sur des standards internationaux de qualité comme la norme EN ISO 13485. Tous les matériaux utilisés, de même que les produits finis, sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux effectué par une équipe spécifique.

SMI met un point d'honneur à satisfaire une clientèle spécialisée, en lui proposant du matériel de toute première qualité. De plus, SMI lui garantit un excellent service, orienté client et qui s'appuie sur la fiabilité des produits et la rapidité de livraison.

☒ *UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE*

SMI exporte aujourd'hui dans 120 pays un peu partout à travers le monde. Ce succès a été couronné par un « Royal Export Award » décerné par l'Office Belge du Commerce Extérieur.

☒ *LE CATALOGUE*

Ce catalogue fournit des informations sur les ligatures chirurgicales les plus couramment utilisées en médecine dentaire. La gamme complète des produits peut être consultée sur le site de SMI : www.sutures.be. Elle est régulièrement actualisée. En effet, de nouvelles ligatures viennent constamment s'ajouter aux produits existants, en fonction des derniers développements scientifiques et de la demande du marché.

Tous les produits ne sont pas enregistrés et approuvés pour la vente dans tous les pays ou régions. Veuillez contacter le représentant de votre pays pour connaître la disponibilité des produits et obtenir des informations.

Les versions imprimées ou les copies sauvegardées localement du matériel d'information sur les produits peuvent ne pas être à jour. Veuillez consulter notre site web pour obtenir des informations actualisées sur nos produits.

Pour les indications, contre-indications, mises en garde, précautions et réactions indésirables complets, veuillez-vous référer à la notice complète.

Copyright © 2023 SMI AG. All rights reserved



MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
OFFICE BELGE DU COMMERCE EXTERIEUR

Nous,
Président
et Membres du Jury
du Concours

avons décerné à
Smi ag
le prix

ROYAL EXPORT AWARD


Les Membres du Jury

(Signatures of Jury Members)

Annemie NEYIS-UYTENDIECK
Secrétaire d'Etat adjoint au
Ministre des Affaires étrangères

Louis MICHEL
Vice-Premier Ministre
Ministre des Affaires étrangères

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2000



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.

EC CERTIFICATE FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

We hereby certify that the under mentioned manufacturer has established and maintains a full quality assurance system according to the requirements of Directive 93/42/EEC, Annex II (with the exemption of section 4) and its transposition in Greek legislation, for the design, manufacture and final inspection of the products mentioned in this certificate.
The certificate is subject to terms and conditions overleaf.
Any significant changes in design or manufacture may render this certificate invalid.

Certificate Number: 301011861AD

This certificate is issued to replace certificate nr 301011861TN due to the addition of new products.

Manufacturer: **SMI AG**

Facility: **STEINERBERG 8, 4780 ST. VITH, BELGIUM.**

Products: 1. STERILE NON ABSORBABLE SURGICAL SUTURES.
2. STERILE ABSORBABLE SURGICAL SUTURES.
3. STERILE SURGICAL BLADES.
4. STERILE DISPOSABLE SKIN STAPLER.
5. STERILE DISPOSABLE SKIN STAPLE REMOVER.
6. STERILE SKIN MARKER.
7. STERILE SURGICAL POLYPROPYLENE MESHES.

Brand names: **As in annex**

Devices Classification: 1. Iib, 2. III, 3. Ila, 4. Ila, 5. Ia, 6. Ia, 7. Iib.

First issue date: 01/03/2021

Current issue date: 25/05/2021

Valid until: 24/05/2024

Audit report: 200011861

ΠΙΚΡΟΥ - ΜΟΡΑΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
PIKROU - MORAITAKI ELEFTHERIA, President & Managing Director

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) είναι Κοινωνική Επιχείρηση Οργανισμός σύμφωνα με τον Οδηγό 93/42/ΕΕΚΕ και τον κανονισμό 93/42/ΕΕΚΕ, με αριθμό αναγνώρισης 0653.
National Evaluation Center of Quality & Technology in Health S.A. (EKAPTY) is a notified body according to Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices, with identification number 0653.

Τηλέφωνο: 210 52 115 115 / 210 52 115 115 • 210 52 115 115 • 210 52 115 115
Fax: 210 52 115 115 • 210 52 115 115 • 210 52 115 115 • 210 52 115 115
E-mail: info@ekapty.gr • www.ekapty.gr

*Page: 1/2



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.

CERTIFICATE EN ISO 13485:2016

We hereby certify that the under mentioned organization has established and maintains for the listed activities a quality management system that complies with the requirements of the standard.
Validity of the certificate is based upon the successful completion of surveillance audits.

Certificate Number: 302011861M

This certificate is issued to replace certificate nr 302011861 due to the expansion of activity.

Organization: **SMI AG**

Address: **STEINERBERG 8, 4780 ST. VITH, BELGIUM.**

Activities: **MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF STERILE MEDICAL DEVICES INCLUDING ABSORBABLE AND NON ABSORBABLE SURGICAL SUTURES, SURGICAL MESHES, SURGICAL BLADES, SKIN MARKER, DISPOSABLE SKIN STAPLER AND SKIN STAPLE REMOVER.**

First issue date: 01/03/2021

Current issue date: 09/06/2021

Valid until: 01/03/2024

Audit report: 200011861

ΠΙΚΡΟΥ - ΜΟΡΑΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
PIKROU - MORAITAKI ELEFTHERIA, President & Managing Director


ΕΚΑΠΤΥ
Αρ. Πρωτ. 58-2

Τηλέφωνο: 210 52 115 115 / 210 52 115 115 • 210 52 115 115 • 210 52 115 115
Fax: 210 52 115 115 • 210 52 115 115 • 210 52 115 115 • 210 52 115 115
E-mail: info@ekapty.gr • www.ekapty.gr


TYPE D'AIGUILLES

Les aiguilles chirurgicales SMI sont fabriquées à partir des meilleures grades d'acier inoxydable afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant une ductilité et un moment de flexion excellente. Une technologie avancée de revêtement en silicone de l'aiguille assure une pénétration en douceur afin de réduire le traumatisme tissulaire du patient. La forme du corps de l'aiguille est conçue de manière à permettre le maximum de stabilité dans le porte-aiguille.



1/2 CERCLE



3/8 CERCLE




1/4 CERCLE




AIGUILLE RONDE

Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe.




AIGUILLE TRIANGULAIRE TRANCHANT EXTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure convexe externe.




AIGUILLE RONDE À POINTE TRANCHANTE

Un corps rond se réduisant en pointe effilée, tranchante.



AIGUILLE EASY PASS

Pointe de précision avec tranchant extraordinaire.




AIGUILLE TRIANGULAIRE CONVENTIONNELLE TRANCHANT INTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure concave interne.

- ✓ *Tranchante et forte*
- ✓ *Passage aisé*
- ✓ *La même sensation qu'au premier passage à chaque passage*

L'aiguille Easy Pass combine 3 technologies de pointe vers une aiguille de précision de première qualité:



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Pointe de précision avec tranchant extraordinaire
- ✓ Une nouvelle génération d'acier inoxydable
- ✓ Technologie avancée de revêtement de l'aiguille
Revêtement en silicone couvre l'ensemble de l'aiguille chirurgicale

AVANTAGES


Excellente pénétration pour réduire le traumatisme du patient et préserver l'intégrité intime
Pénétration optimale et prévisible
Aiguille tranchante sur une multiplicité de passages


Significativement plus pénétrante passage après passage
Meilleure résistance à la flexion et la rupture
Combinaison optimale entre résistance et flexibilité

Surface extrêmement lisse
Meilleure pénétration, contrôle et passage des aiguilles
Maintien du caractère tranchant de l'aiguille du début à la fin sur une multitude de passages

INDICATIONS Chirurgie cosmétique et plastique

Meilleure performance de pénétration de 40% - 50% par rapport à l'aiguille triangulaire standard





Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet / Beige-non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % - 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

☒ Résistance à la traction élevée

☒ Synthétique

☒ Résorption par hydrolyse

☒ Structure tressée

☒ Multifilament enduit

☒ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION





aiguille ronde

			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122



aiguille ronde

			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DR 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
	DR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222



aiguille triangulaire

			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426


aiguille triangulaire
metric
USP
longueur
référence
3/8 cercle



DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	violet	15071512
		1	5/0	45 cm	violet	15101512
		1.5	4/0	45 cm	violet	15151512
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516
		1	5/0	75 cm	violet	15101516
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151516
		2	3/0	45 cm	violet	15201516-45
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	non coloré	15201516UP
DS 16 mm noir		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	15101519
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519
		2	3/0	75 cm	violet	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	non coloré	15151519UP
DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	violet	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15151524
		2	3/0	75 cm	violet	15201524
		3	2/0	75 cm	violet	15301524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	non coloré	15201524UP


aiguille ronde pointe tranchante
metric
USP
longueur
référence
1/2 cercle


HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150513
HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150517
		2	3/0	75 cm	violet	15200517


aiguille ronde pointe tranchante
metric
USP
longueur
référence
3/8 cercle


DRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150413
DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150417
		2	3/0	75 cm	violet	15200417



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Violet / Beige-non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

☒ Résistance à la traction élevée

☒ Synthétique

☒ Résorption par hydrolyse

☒ Structure tressée

☒ Multifilament enduit

☒ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION




RÉSORPTION



 aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
 1/2 cercle	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	violet	11070113
			1	5/0	75 cm	violet	11100113
			1.5	4/0	75 cm	violet	11150113
	HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	violet	11070117
			1	5/0	75 cm	violet	11100117
			1.5	4/0	75 cm	violet	11150117
			2	3/0	75 cm	violet	11200117
			3	2/0	75 cm	violet	11300117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	11150122
			2	3/0	75 cm	violet	11200122
			2	3/0	75 cm	non coloré	11200122U
			3	2/0	75 cm	violet	11300122

 aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
 3/8 cercle	DR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	11150217
			2	3/0	75 cm	violet	11200217

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
 1/2 cercle	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	violet	11201422
			2	3/0	75 cm	non coloré	11201422U
			3	2/0	75 cm	violet	11301422
			3	2/0	75 cm	non coloré	11301422U
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	11151426
			2	3/0	75 cm	violet	11201426
			3	2/0	75 cm	violet	11301426

 aiguille triangulaire conventionnelle			metric	USP	longueur		référence
 3/8 cercle	NS 16 mm		1	5/0	45 cm	violet	11101716



aiguille triangulaire

metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	violet	11071512
		0.7	6/0	45 cm	non coloré	11071512U
		1	5/0	45 cm	violet	11101512
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	non coloré	11071512UP
		1	5/0	50 cm	non coloré	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	non coloré	11151512UP
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	violet	11071516
		1	5/0	75 cm	violet	11101516
		1	5/0	75 cm	non coloré	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151516
		1.5	4/0	75 cm	non coloré	11151516U
		2	3/0	75 cm	violet	11201516
	DS 16 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	non coloré	11151516UP
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	violet	11101519
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151519
		1.5	4/0	75 cm	non coloré	11151519U
		2	3/0	75 cm	violet	11201519
		2	3/0	75 cm	non coloré	11201519U
		3	2/0	75 cm	violet	11301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	non coloré	11151519UP
		2	3/0	50 cm	non coloré	11201519UP
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	violet	11201524
		2	3/0	75 cm	non coloré	11201524U
		3	2/0	75 cm	violet	11301524
		3	2/0	75 cm	non coloré	11301524U
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	non coloré	11201524UP
		3	2/0	50 cm	non coloré	11301524UP



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Beige-non coloré / Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale en 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

☒ Résistance à la traction initiale élevée

☒ Synthétique

☒ Résorption par hydrolyse

☒ Structure tressée

☒ Multifilament enduit

☒ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



 aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
 1/2 cercle	HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14100113
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14150117
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14150122
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14200122
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14300122

 aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
 5/8 cercle	FR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14150317

 aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur		référence
 1/2 cercle	HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14200517

 aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur		référence
 3/8 cercle	DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14100416
			1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14150416
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14200416
	DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14150419
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14200419

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
 1/2 cercle	HS 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>non coloré</i>	14151417
			2	3/0	45 cm	<i>non coloré</i>	14201417



aiguille triangulaire

metric

USP


longueur

référence

3/8 cercle



	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14071512
		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>non coloré</i>	14071512P
		1	5/0	50 cm	<i>non coloré</i>	14101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	14151512P
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14151516
		2	3/0	45 cm	<i>non coloré</i>	14201516
	DS 16 mm noir	1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14151519
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14201519
		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	14151519P
		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	14201519P
	DS 19 mm noir	1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14201519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14201524
		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	14301524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	14201524P



Type	Monofilament
Composition	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
Enduit	Aucun
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES


AVANTAGES

☒ Résistance à la traction élevée et durable	Persistence exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
☒ Synthétique	Réaction tissulaire minimale
☒ Résorption par hydrolyse	Taux de résorption prévisible
☒ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme	Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne) Nouage excellent
☒ Pliabilité et souplesse	Bonne maniabilité Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
☒ Emballage fermé hermétiquement	Étanchéité et stérilité des produits garanties


CONTRE-INDICATIONS

Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis.
À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION





aiguille ronde

1/2 cercle



			metric	USP	longueur		référence
	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
	HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122




aiguille triangulaire

3/8 cercle



			metric	USP	longueur		référence
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 19 mm noir		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524



Type	Monofilament
Composition	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et de 25% d'ε-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige-non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 120 jours. Environ 60% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

✓ Résistance à la traction élevée

✓ Synthétique

✓ Résorption par hydrolyse

✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme

✓ Pliabilité et souplesse

✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent

Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION





aiguille ronde

1/2 cercle



			metric	USP	longueur		référence
HR 13 mm		0.7		6/0	45 cm	violet	16070113
		1		5/0	45 cm	violet	16100113
		1.5		4/0	75 cm	violet	16150113
		1		5/0	45 cm	violet	16100117
		1.5		4/0	75 cm	violet	16150117
		2		3/0	75 cm	violet	16200117
HR 22 mm		1.5		4/0	75 cm	violet	16150122
		2		3/0	75 cm	violet	16200122
		3		2/0	75 cm	violet	16300122




aiguille triangulaire

3/8 cercle



type triangulaire		metric	USP	longueur	référence	
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	non coloré	16071512
		0.7	6/0	75 cm	non coloré	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	violet	16071512V
		1	5/0	45 cm	non coloré	16101512
		1	5/0	45 cm	violet	16101512V
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	non coloré	16071512P
		1	5/0	50 cm	non coloré	16101512P
		1.5	4/0	50 cm	non coloré	16151512P
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	non coloré	16101516
		1	5/0	75 cm	violet	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	non coloré	16151516
		1.5	4/0	75 cm	violet	16151516V
		2	3/0	75 cm	non coloré	16201516
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	non coloré	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	non coloré	16151516P
DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	violet	16101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	non coloré	16101519
		1	5/0	75 cm	violet	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	non coloré	16151519
		1.5	4/0	75 cm	violet	16151519V
		2	3/0	75 cm	non coloré	16201519
		2	3/0	75 cm	violet	16201519V
		3	2/0	75 cm	non coloré	16301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	non coloré	16151519P
		2	3/0	50 cm	non coloré	16201519P
DS 19 mm noir		1	5/0	45 cm	violet	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	violet	16151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	non coloré	16201524
		3	2/0	75 cm	non coloré	16301524



POLYPROPYLENE

BLUE

Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable

✓ Synthétique

✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme

✓ Pliabilité et souplesse

✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire permanent

Réaction tissulaire minimale

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent

Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds

Étanchéité et stérilité des produits garanties



aiguille ronde

			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>bleu</i>	5050110
			0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i>	5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>bleu</i>	5070115
			1	5/0	75 cm	<i>bleu</i>	5100115
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	5150115
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i>	5100117
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	5200117
	HR 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>bleu</i>	5100120
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	5150120
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	5200120



aiguille ronde

			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	5150216




aiguille triangulaire

			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>bleu</i>	5071510
			0.5	7/0	45 cm	<i>bleu</i>	5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>bleu</i>	5071512
			1	5/0	45 cm	<i>bleu</i>	5101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	5151512
			0.7	6/0	50 cm	<i>bleu</i>	5071512P
	DS 12 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>bleu</i>	5101512P
			0.7	6/0	45 cm	<i>bleu</i>	5071516
			1	5/0	45 cm	<i>bleu</i>	5101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	5151516
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	5201516
			0.7	6/0	50 cm	<i>bleu</i>	5071516P
	DS 16 mm		1	5/0	50 cm	<i>bleu</i>	5101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	5151516P
			0.7	6/0	50 cm	<i>bleu</i>	5071516P
	DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>bleu</i>	5101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	5151516P
			0.7	6/0	50 cm	<i>bleu</i>	5071516P
	DS 16 mm noir		1	5/0	45 cm	<i>bleu</i>	5101516VB

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	bleu	5071519
			1	5/0	75 cm	bleu	5101519
			1.5	4/0	45 cm	bleu	5151519-45
			1.5	4/0	75 cm	bleu	5151519
			2	3/0	45 cm	bleu	5201519-45
			2	3/0	75 cm	bleu	5201519
			3	2/0	75 cm	bleu	5301519
	DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	bleu	5101519P
			1.5	4/0	50 cm	bleu	5151519P
			2	3/0	50 cm	bleu	5201519P
	DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	bleu	5101519VB
			1.5	4/0	75 cm	bleu	5151519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	bleu	5151524
			2	3/0	45 cm	bleu	5201524-45
			2	3/0	75 cm	bleu	5201524
			3	2/0	45 cm	bleu	5301524-45
			3	2/0	75 cm	bleu	5301524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	bleu	5201524P
			3	2/0	50 cm	bleu	5301524P

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	bleu	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	bleu	5301424

 aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur		référence
	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	bleu	5070510



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

- ☒ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☒ Synthétique
- ☒ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☒ Pliabilité et souplesse
- ☒ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties



aiguille ronde

1/2 cercle



			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle	HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9100116
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9150116
	HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	9070120
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9100120
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9150120
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9200120
			3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300120
	HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300122



aiguille triangulaire


3/8 cercle



			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>noir</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	9071512
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>noir</i>	9071512P
			1	5/0	50 cm	<i>noir</i>	9101512P
			1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	9151512P
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i>	9071516-45
			0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	9071516
			1	5/0	45 cm	<i>noir</i>	9101516-45
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>bleu</i>	9151516-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151516
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>noir</i>	9071516P
			1	5/0	50 cm	<i>noir</i>	9101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	9151516P
	DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>noir</i>	9101519-45
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>bleu</i>	9151519-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151519
			2	3/0	45 cm	<i>bleu</i>	9201519-45
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201519
			3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301519

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	9151519P
			2	3/0	50 cm	<i>bleu</i>	9201519P
			3	2/0	50 cm	<i>bleu</i>	9301519P
	DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101519VB
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151519VB
	DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101524
			1.5	4/0	45 cm	<i>bleu</i>	9151524-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151524
			2	3/0	45 cm	<i>bleu</i>	9201524-45
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201524
			3	2/0	45 cm	<i>bleu</i>	9301524-45
			3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301524
	DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>bleu</i>	9301524P

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151417
			2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201426
			3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301426



SUPRAMID

BLACK

Type	Multifilament torsadé et gainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
Composition	Fil de polyamide 6.6 enrobé d'une couche de polyamide 6
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable

✓ Synthétique

✓ Structure tordue

✓ Multifilament avec un manchon

✓ Pliabilité et souplesse

✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire permanent

Réaction tissulaire minimale

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds

Étanchéité et stérilité des produits garanties

 aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4150116
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>noir</i>	4200120

 aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
droite 	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>noir</i>	4152022

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151417
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101420
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151420
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201420
	HS 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201426
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	4301426

 aiguille triangulaire conventionnelle			metric	USP	longueur		référence
droite 	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>noir</i>	4152120



aiguille triangulaire

			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	4071512
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>noir</i>	4151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	4071516
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>noir</i>	4151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151516-75
			2	3/0	45 cm	<i>noir</i>	4201516
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201516-75
	DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	4071519
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>noir</i>	4151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151519-75
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201519
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	4301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151519P-75
	DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	4101519VB
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4151519VB
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4201524
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	4301524



aiguille ronde pointe tranchante

			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4150518
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4200518



aiguille ronde pointe tranchante

			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	4150418
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	4200418



POLYESTER

Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

☒ Résistance à la traction inégalée, non résorbable

☒ Synthétique

☒ Structure tressée

☒ Multifilament enduit

☒ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire permanent

Réaction tissulaire minimale

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties



aiguille ronde

			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HR 16 mm		1	5/0	75 cm	vert	7100116
			1.5	4/0	75 cm	vert	7150116
			2	3/0	75 cm	vert	7200116
	HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	vert	7150120
			2	3/0	75 cm	vert	7200120



aiguille ronde

			metric	USP	longueur		référence
droite 	GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	vert	7152019
			2	3/0	50 cm	vert	7202019



aiguille ronde pointe tranchante

			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	vert	7150518
			2	3/0	75 cm	vert	7200518




aiguille triangulaire

			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	vert	7101512
			1	5/0	75 cm	vert	7101516
			1.5	4/0	75 cm	vert	7151516
	DS 16 mm		2	3/0	75 cm	vert	7201516
			1	5/0	75 cm	vert	7101519
			1.5	4/0	75 cm	vert	7151519
	DS 19 mm		2	3/0	75 cm	vert	7201519
			3	2/0	75 cm	vert	7301519
	DS 19 mm noir		1.5	4/0	75 cm	vert	7151519VB
			2	3/0	75 cm	vert	7201519VB
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	vert	7201524
			3	2/0	75 cm	vert	7301524



aiguille triangulaire

			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	vert	7151417
			2	3/0	75 cm	vert	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	vert	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	vert	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	vert	7201426
			3	2/0	75 cm	vert	7301426



SILK
BRAIDED
BLACK

Type	Multifilament tressé
Composition	Fibres tressées du cocon du ver à soie
Enduit	Silicone
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux
Présentation	Boîte de 12 pochettes

CARACTÉRISTIQUES

✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable

✓ Structure tressée

✓ Multifilament enduit

✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS

Sensibilisation ou allergie connue à la soie

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
	HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	noir 8070112
			1	5/0	45 cm	noir 8100112
			1.5	4/0	75 cm	noir 8150112
	HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	noir 8070116
			1	5/0	75 cm	noir 8100116
			1.5	4/0	75 cm	noir 8150116
			2	3/0	75 cm	noir 8200116
	HR 20 mm		1	5/0	75 cm	noir 8100120
			1.5	4/0	75 cm	noir 8150120
			2	3/0	75 cm	noir 8200120
			3	2/0	75 cm	noir 8300120



aiguille ronde

metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DR 16 mm



1.5

4/0

75 cm

noir

8150216

2

3/0

75 cm

noir

8200216



aiguille triangulaire

metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DS 12 mm



0.5

7/0

45 cm

noir

8051512

0.7

6/0

45 cm

noir

8071512

1

5/0

45 cm

noir

8101512

1.5

4/0

75 cm

noir

8151512

2

3/0

75 cm

noir

8201512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

noir

8071512P

DS 14 mm



0.7

6/0

45 cm

noir

8071514

DS 16 mm



0.7

6/0

75 cm

noir

8071516

1

5/0

75 cm

noir

8101516

1.5

4/0

75 cm

noir

8151516

2

3/0

75 cm

noir

8201516

3

2/0

75 cm

noir

8301516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

noir

8101516P

1.5

4/0

50 cm

noir

8151516P

DS 16 mm noir



1

5/0

75 cm

noir

8101516VB

1.5

4/0

75 cm

noir

8151516VB

DS 19 mm



0.7

6/0

75 cm

noir

8071519

1

5/0

75 cm

noir

8101519

1.5

4/0

75 cm

noir

8151519

2

3/0

45 cm

noir

8201519-45

2

3/0

75 cm

noir

8201519

3

2/0

75 cm

noir

8301519

DS 19 mm
Easy Pass



1.5

4/0

50 cm

noir

8151519P

2

3/0

50 cm

noir

8201519P

DS 19 mm noir



1

5/0

75 cm

noir

8101519VB

1.5

4/0

75 cm

noir

8151519VB

2

3/0

75 cm

noir

8201519VB

DS 24 mm



1

5/0

75 cm

noir

8101524

1.5

4/0

75 cm

noir

8151524

2

3/0

75 cm

noir

8201524

3


2/0


75 cm

noir

8301524

 aiguille triangulaire			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	8071412
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	8101417
	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151417
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201417
	HS 20 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151420
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201420
	HS 22 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	8101422
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151422
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201422
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301422
	HS 26 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	8101426
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151426
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201426
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301426

 aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur		référence
1/2 cercle 	HRT 18 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	8100518
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8150518
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8200518
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8300518
	HRT 27 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8200527
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8300527

 aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur		référence
3/8 cercle 	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8150418
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8200418



AUTRES ARTICLES

*For quality
&
safety*



www.sutures.be

Lames chirurgicales et bistouris

Pour manche
de bistouri N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

lames de bistouri
sans manche

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

bistouris jetables avec
manche en plastique

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Pour manche
de bistouri N° 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

lames de bistouri
sans manche

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

bistouris jetables avec
manche en plastique

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSITION:
acier de carbone

PRÉSENTATION:
pochettes individuelles stériles

sans manche 100 / boîte
avec manche en plastique 10 / boîte

Manche de bistouri

COMPOSITION: acier inoxydable

PRÉSENTATION: 10/ boîte



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Coupe-fils



ZBS

Marqueur pour la peau

Pour marquage général de la peau. Encre violet de gentiane indélébile. Biocompatible, non toxique et non irritant. Avec règle en centimètres et en pouces.

ZSM 20 double pointe, marqueur à pointe régulière et fine avec règle, stérile



Cire à os



12 x 2.5 g **Z046**

COMPOSITION:

Cire d'abeille blanc raffinée, paraffine et palmitate d'isopropyle

INDICATIONS:

Contrôle des saignements des surfaces osseuses en agissant comme barrière mécanique

PRÉSENTATION:

une pièce de 2.5 g par pochette stérile, boîtes de 12

SMI Spon

Éponge de gélatine résorbable

COMPOSITION:

Gélatine de première qualité hautement purifiée

INDICATIONS:

Pour usage dans diverses procédures chirurgicales. Prévue pour être utilisée à des fins hémostatiques par application sur une surface hémorragique. Non pyrogène et biocompatible.



- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1. STANDARD | 80 x 50 x 10 mm | ZHG805010 |
| 2. DENTAL CUBE | 10 x 10 x 10 mm | ZHG101010 |

MATERIEL DE SUTURE

FILS RÉSORBABLES




SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE



SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25


FILS NON RÉSORBABLES




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE



SILK
BRAIDED
BLACK



SUPRAMID
BLACK



DACLON
NYLON
BLACK

smi

www.sutures.be