


SUPRAMID

BLACK



Type	Multifilament torsadé et gainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
Composition	Fil de polyamide 6.6 enrobé d'une couche de polyamide 6
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tordue

- ☑ Multifilament avec un manchon

- ☑ Pliabilité et souplesse

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Fermeture de peau

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale



Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds



Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite



Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds



Étanchéité et stérilité des produits garanties



CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie


 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm	2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126


 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GR 22 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022


 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 20 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
 3/8 circle	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524
DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
	4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536	

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
 1/2 circle	HRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
 3/8 circle	DRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418